

CATALOGUE

AIDE A LA MARCHÉ

REF.	DESIGNATION	DESCRIPTIFS	PRIX-TTC (DHS)
7/1775	<p>HARNAIS POUR FAUTEUIL ROULANT</p>  <p>Marque : Pharmaouest PREVENTIX</p>	<p>De par sa conception, le harnais d'immobilisation, constitué de sangles acromio-claviculaires et d'une ceinture contour abdomen, évite l'affaissement thoracique du patient et les mouvements vers l'avant</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangle de fixation au fauteuil en polypropylène • Ceinture contour abdomen • Deux sangles acromio-claviculaires • Taille unique / Long. totale 155 cm 	Nous consulter Brut
JX709	<p>CHAISE POT PLIABLE NOIRE</p>  <p>Marque : JASKINGMEDICAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chaise toilette pliable, couleur noire • Ossature en Epoxy • Accoudoirs en PVC • Pot avec couvercle en Plastique amovible • Assise de 43cm à hauteur : 43cm 	Nous consulter Brut
JX704	<p>CHAISE CHROMEE FIXE AVEC BASSIN</p>  <p>Marque : JASKINGMEDICAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chaise toilette pliable chromée • Couleur blanche • Réglable en hauteur de 40 à 53cm • Assise de 45 cm • Ossature Chromée • Accoudoirs en PVC • Pot avec couvercle en Plastique amovible et rabat • Poids Net : 5.20kg 	Nous consulter Brut

**CHAISE CHROMEE
ROULANTE
AVEC BASSIN**



Marque :



- Chaise toilette pliable chromée
- Démontable et réglable en hauteur
- Assise de 45 cm
- Ossature Chromée
- Couleur blanche
- Accoudoirs en PVC
- Pôt avec couvercle en Plastique amovible et rabat
- 4 Roues petit calibre, dont 2 à freins

**Nous consulter
Brut**

**CHAISE ROULANTE
EPOXY
AVEC BASSIN**



Marque :

- Assise de 43 cm avec dossier en simili Cuir noir
- Ossature démontable en Epoxy bordeaux
- Pôt avec couvercle en Plastique amovible
- Accoudoirs démontables
- Repose-pieds en PVC démontables
- 4 Roues, dont 2 à freins

**Nous consulter
Brut**

**FAUTEUIL ROULANT
ADULTE
PLIABLE AVEC BASSIN**



Marque :



- Armature Chromée
- Assise de 44 cm
- Dossier et assise en simili Cuir noir
- 2 Freins à main
- 2 Grandes roues arrière tubeless de 58 cm
- 2 Petites roues devant de 20 cm
- Repose pieds démontables
- Pot avec couvercle en Plastique amovible
- Accoudoirs escamotables
- Portée: 90kg

**Nous consulter
Brut**

**REHAUSSE WC
REHOTEC
AVEC COUVERCLE -
HAUTEUR: 7CM**



Marque :



- Surélevateur de Toilette en PVC Blanc à surface lisse
- Système de Fixation au W.C

**Nous consulter
Brut**

JX-696L

JX-691

JX681

9/7207C

TOILETTE PORTABLE EN PVC



Marque : 

- W.C en plastique blanc
- Avec couvercle
- Avec Support papier et savon
- Cuvette interne amovible
- Transportable

**Nous consulter
Brut**

FAUTEUIL ROULANT ENFANT 'CHROME BASIC'



Marque : 

- Reposes pieds fixes
- Armature Chromée
- Dossier avec assise en Tissu rouge avec carreaux bleu
- Largeur de l'assise 35 cm
- Freins arrêt sur roues arrières
- Reposes pieds fixes et pliables en Aluminium
- Pneus tubeless
- Roues : arrière : 54 cm / devant : 15 cm
- Poids : 15,5 kg

**Nous consulter
Brut**

FAUTEUIL ROULANT ADULTE 'BASIC EPOXY'



Marque : 

- Armature en Epoxy de couleur noire
- Dossier et assise en simili cuir noire
- Accoudoirs fixes
- Largeur de l'assise 46 cm
- Freins arrêt sur roues arrières
- Reposes pieds fixes et pliables en plastique
- Roues : arrière : 58cm / devant: 20 cm-- tubeless
- Poids : 15,5 kg /17 brut
- capacité : 100 kg
- Dimension Ext. : 108x63x87 cm

**Nous consulter
Brut**

FAUTEUIL ROULANT ADULTE 'BASIC CHROME'



Marque : 

- Armature Chromée adulte
- Reposes pieds fixe et pliable en Aluminium.
- Accoudoirs fixes
- Dossier avec assise en simili Cuir rembourré couleur bleue
- Assise 46cm
- Freins arrêt sur roues arrières
- Roues : arrière : 58 cm / devant : 20 cm--TUBLESS
- Poids : 17 kg brut/15.50kg Net
- capacité : 100 kg
- Dimension Ext. : 107x62x88 cm

**Nous consulter
Brut**

FAUTEUIL ROULANT 'EXTRA-LARGE'



Marque : 

- Fauteuil roulant pour adulte
- Châssis en Epoxy léger et solide
- Démontable et pliable
- Dossier pliable
- Accoudoirs détachables
- Assise : 60 cm en toile noire
- Reposes pieds détachables en Aluminium
 - Freins arrêt sur roues arrière
 - Pneu arrière gonflable : 30 cm
 - Roues devant tubeless: 20 cm
- Capacité : 125 kg
- Poids: 19.3 kg

**Nous consulter
Brut**

FAUTEUIL ROULANT ADULTE CHIC



Marque : 
JASKINGMEDICAL

- Structure en aluminium en couleur bleue
- Cadre Pliable
- Accoudoirs escamotable
- Assise en toile noir rembourré : 46cm
- Repose-pieds en plastique (système de fixation en plastique)
- Frein à main sur roues arrière
- Roues arrière gonflable et détachable
- Pneus (arrières: 60 et devant: 15)
- Dimension Ext.: 110 x 63 x 90 cm
- Capacité max.: 100 Kg

**Nous consulter
Brut**

CHAISE TRANSPORT MALADE



Marque : 

- Roulante pliable en Aluminium, couleur rouge
- Dossier pliable
 - Accoudoirs fixe
 - Assise et dossier en toile noire rembourrés
 - Assise 43 x 43cm
 - Freins sur roues arrières
 - Reposes pieds en PVC détachables
 - 4 Roues Tubeless : devant Ø 20 cm /arrière: 20cm
 - Poids : 14 kg

**Nous consulter
Brut**

210ABE-61

JX-865L

976LAB

**FAUTEUIL ROULANT
ELECTRIQUE MAGIC**



Marque : 

A PROPULSION POSITION DEBOUT

- Armature en Epoxy
- Dimension Ext. : 1 150 x 1 050mm
- Capacité max. : 100 kg
- Assise : 44 x 44 cm en voile noire
- Vitesse : 0 à 7 Km/H
- Voltage moteur 168Wx2
- Commande électrique pour mobilité et pour propulsion en position debout
- Accoudoirs escamotables
- Reposes pieds démontables
- 4 sangles de fixation
- Feux avant et arrière
- Freins arrêt sur roues arrières
- Pneus devant non gonflables tubeless
- Pneus arrière non gonflables tubeless
- 2 roues d'équilibre
- Roues devant Ø 15 cm - Arrières Ø 30 cm
- Manette fixe sur accoudoir à système rétractable
- Autonomie: 3 heures
- Portée: 100 kgs
- Poids: 62.8 kgs

**Nous consulter
Brut**

**FAUTEUIL ROULANT
ELECTRIQUE CADRE
PLIABLE**



Marque : 

- Armature en Epoxy Bleue
- Dimension Ext.: 110 x 58 x 92 cm
- Capacité max.: 110 Kg
- Assise : Longueur de 45 cm - Largeur de 40 cm
- Vitesse : 0 à 6 Km/H
- Voltage Moteur 168Wx2
- Freinage : Automatique
- Freins arrêt sur roues arrières
- Distance : 20 km / Autonomie : 3 heures
- Port Charge : AC 220V (2 batteries)
- Accoudoirs escamotables
- Repose pieds démontables & pliables
- Assise et dossier en toile noire
- Pneus (arrières: 30 et devant: 18) : tubeless
- Manette modulable à fixer sur accoudoir à système rétractable
- Poids: 56 kg

**Nous consulter
Brut**

FS-0129

JX020A

FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE IMC - ADULTE



Marque :



INFIRMITE MOTRICE CEREBRALE

- Fauteuil roulant électrique pour Adulte
- Armature en Epoxy : Grise
- Dimensions Ext. : 102 x 67 x 113cm
- Capacité max.: 110kg
- Accoudoirs détachables
- Repose pieds en plastique démontables et réglables en extension
- Repose nuque réglable & orientable
- 1 Sangle de maintien
- Dossier inclinable par système hydraulique sur un coté
- Assise et dossier en toile noire rembourrée
- Assise : 45x43 cm
- Modes : Manuel et automatique
- Vitesse réglable : 0 à 6 Km/h
- Voltage moteur 24 VDC x 2
- Puissance : 200 W
- Batterie : 50A/230V
- Freinage : automatique
- Distance : 20 Km / Autonomie : 5 H
- Port Charge : AC 220V (2 Batteries)
- Pneus arrière tubeless diam. 33cm
- Pneus devant tubeless diam. 21cm
- 2 feux devant oranges à interrupteur avec 2 ampoules
- Manette modulable fixée sur accoudoir à système rétractable
- Poids: 62.8 kg

**Nous consulter
Brut**

POUSSETTE ORTHOPEDIQUE A COLORIS IMC - ENFANT



Marque :



- Démontable et pliable
- Aluminium léger et solide
- Poussette reclinable par une seule commande
- Assise de 40cm
- Accoudoirs détachables
- Reposes pieds fixes
- Freins arrêt sur roues arrières des deux cotés
- Coussin de soutien cervical réglable en hauteur
- Sangles d'attache abdominale croisées renforcées avec 4 crochets
- Butée & cales côtes et hanches en mousse anatomique
- Pneus arrières & devant tubeless
- Roues devant : 14 cm + Arrière : 38 cm
- Conseillé pour enfants moins de 10 ans
- Poids: 22 kg

**Nous consulter
Brut**

JX123GC

JX985L-38

**POUSSETTE
ORTHOPEDIQUE
ALUMINIUM
IMC - ENFANT**



Marque :



- Démontable et pliable
- Aluminium léger et solide
- Poussette inclinable et réclinable par 2 commandes "Position de Relaxation et Couchée"
- Assise : 36 x 38 cm
- Accoudoirs détachables
- Reposes pieds & jambes réglables en hauteur
- Freins arrêt sur roues arrières des deux côtés
- Coussin de soutien cervical réglable en hauteur
- Sangles d'attache abdominale croisées renforcées avec 4 crochets
- Butée & cales côtes et hanches en mousse anatomique
- Pneus arrières & devant tubeless
- Roues devant : 14 cm - arrière : 38 cm
- Petites roues d'équilibrage
- Conseillé pour enfants de 6 à 16 ans
- Poids: 22 kg

**Nous consulter
Brut**

**CANNE ANGLAISE 1
REGLAGE - ADULTE**



Marque :



- La Paire
- Manche fixe anatomique
- Tige en Aluminium réglable
- Couleur Grise
- Réglable en longueur de 88 à 117 cm

**Nous consulter
Brut**

**BEQUILLES EN
ALUMINIUM
PAIRE - ADULTE
voir autres tailles**



Marque :



- Tube en Aluminium léger
- Hauteur réglable
- Hauteur Réglable : 113 à 133 cm

**Nous consulter
Brut**

**CANNE EN ALUMINIUM
PLIABLE ET REGLABLE**



Marque :



- Canne pliable en Aluminium, couleur noire
- Poignet ergonomique
- Réglable en longueur de 80 à 90cm

**Nous consulter
Brut**

CANNE EN ALUMINIUM REGLABLE



Marque :



- Poignet ergonomique
- Couleur bronze
- Sangle de sécurité
- Réglable en longueur de 58 à 92 cm

**Nous consulter
Brut**

CANNE FIXE EN BOIS



Marque :



- Couleur bois ou noire
- Poignet ergonomique
- Longueur: 90 cm

**Nous consulter
Brut**

CANNE STICK NON VOYANT A BILLE TOURNANTE - LOCOMOTION



Marque :



- Aluminium à bandes fluorescentes réfléchissantes à la lumière
- Pliable en 4 parties
- Avec sangle de sécurité au poignet
- Longueur 1.20 M
- Blanche et rouge
- Embout plus grand et roulant

**Nous consulter
Brut**

QUADRIPODE EN ALUMINIUM



Marque :



- 4 Pieds
- Poignet ergonomique
- Réglable en longueur de 63 à 85 cm

**Nous consulter
Brut**

TRIPODE EN ALUMINIUM



Marque :



- 3 Pieds
- Poignet ergonomique
- Réglable en longueur de 72 à 95 cm

**Nous consulter
Brut**

CANNE SEAT EN ALUMINIUM PLIABLE



Marque :



- Avec assise et 3 pieds
- Poignet ergonomique en mousse
- Hauteur de l'assise : 50cm
- Capacité : 80kg

**Nous consulter
Brut**

DEAMBULATEUR EN ALUMINIUM ARTICULE - ADULTE



Marque :



- Déambulateur en Aluminium, pliable et réglable
- Déambulation par traction de côté à côté
- Tube en Aluminium léger
- Hauteur réglable de 75 à 94 cm
- Couleur : Argent

**Nous consulter
Brut**

DEAMBULATEUR EN ALUMINIUM ARTICULE - ENFANT



Marque :



PLIABLE & REGLABLE

- Tube en Aluminium léger
- Hauteur réglable de 53 à 60 cm
- Couleur : Argent

**Nous consulter
Brut**

DEAMBULATEUR EN ALUMINIUM A 2 ROUES - ADULTE



Marque :



- Pliable et réglable
- A 2 roues pour faciliter la marche en avant
- Tube en Aluminium léger
- Hauteur réglable de 76 à 93 cm
- Couleur : Argent

Nous consulter Brut

JX912L

ROLATEUR EN ALUMINIUM A 4 ROUES



Marque :



PLIABLE - DÉMONTABLE

- Assise : 46cm en Cuir noir
- Ossature en Aluminium, couleur bordeaux
- A de 2 freins à main
- Panier
- Hauteur de l'assise au Sol = 55 cm
- Hauteur des poignets au Sol de 76 - 83 cm (Réglable en hauteur)

Nous consulter Brut

JX-875LH

ROLATEUR EN ALUMINIUM A 2 ROUES



Marque :



- Rolateur pliable en Aluminium, de couleur Verte
- Réglable en hauteur de 78 cm - 87 cm
- Assise en simili Cuir noir de 45 cm
- Poignets en mousse souple

Nous consulter Brut

JX824L

EMBOUS DE RECHANGE RENFORCES DEAMBULATEUR GRIS



Marque :



EN CAOUTCHOUC

- Gris - Ø 28 mm

Nous consulter Brut

ECCG-28

**EMBOUT DE RECHANGE
RENFORCES BEQUILLES
- JAUNE**

voir autres couleurs



Marque :



- En caoutchouc
- Ø 22 mm

**Nous consulter
Brut**

**EMBOUS DE
RECHANGE RENFORCES
- CANNES ANGLAISE
voir autres couleurs**



Marque :



- RENFORCE
- En Caoutchouc couleur grise
- Ø 18 mm

**Nous consulter
Brut**

**EMBOUS DE
RECHANGE
RENFORCES - CANNES
SIMPLE**



Marque :



RENFORCE

- En Caoutchouc couleur grise.
- Ø 16 mm

**Nous consulter
Brut**

**ROUE DEVANT
FAUTEUIL ROULANT
FORGE & TUBLESS
LARGE**



Marque :



- Ø 20 cm

**Nous consulter
Brut**

ECCJ-22

ECCG-18

ECCG-16

RP21015

**ROUE METALIQUE +
PNEU ARRIERE
FAUTEUIL STANDARD**



Marque : 

- Tubeless
- Ø 60 cm

**Nous consulter
Brut**

**PNEU ARRIERE
FAUTEUIL STANDARD**



Marque : 

- Tubeless
- Ø 60 cm

**Nous consulter
Net**

**SOUS AISSELLES
BEQUILLES**



Marque : 

- L'unité
- En Caoutchouc jaune

**Nous consulter
Brut**

POIGNET BEQUILLE



Marque : 

- L'unité
- En Caoutchouc gris

**Nous consulter
Brut**

CA-0034

CA67-60

CC-7001

CA13-PJ

**POUSSETTE
ORTHOPEDIQUE
EN ALUMINIUM
IMC - ADULTE**



Marque :



- Démontable et pliable
- Aluminium léger et solide
- Poussette inclinable et reclinable par 2 commandes "Position de relaxation et couchée"
- Assise de 46 cm
- Accoudoirs détachables
- Reposes pieds & jambes réglables en hauteur
- Freins arrêt sur roues arrières
- Coussin de soutien cervical réglable en hauteur
- Petites roues d'équilibrage
- Sangles d'attache abdominale croisées
- Butée & cales côtes en mousse anatomiques
- Pneus arrières & devant tubeless
- Roues devant : 14 cm ; Arrière : 38 cm
- IMC adulte

**Nous consulter
Brut**

JX958LBHP-4
6

**ROUE DEVANT
FAUTEUIL ROULANT
SANS FORGE &
TUBLESS LARGE**



Marque :



- Ø 20 cm

**Nous consulter
Brut**

RP21S15

**BATTERIE
RECHARGEABLE
FAUTEUIL ELECTRIQUE
12V/28AMP - PAIRE**



Marque :



- 12V/28AH
- PAIRE

**Nous consulter
Brut**

RB-FS111

**ROUE COMPLETE AVEC
PNEU GONFLABLE
POUR FAUTEUIL**



Marque :



- Roue Complète avec Pneu Gonflable pour Fauteuil
- Ø 60 cm

**Nous consulter
Brut**

RP-9203A

**EMBOUS DE
RECHANGE RENFORCES
- CANNES ANGLAISE**

ECCN-18



Marque : 

- RENFORCE
- En Caoutchouc couleur noire
- Ø 18 mm

**Nous consulter
Brut**

**EMBOUT DE RECHANGE
RENFORCES BEQUILLES
- GRIS**

ECCG-22



Marque : 

- En caoutchouc
- Ø 22 mm

**Nous consulter
Brut**

**BEQUILLES EN
ALUMINIUM
PAIRE - ENFANT**

JX925S



Marque : 

- Tube en Aluminium léger
- Hauteur réglable
- Hauteur Réglable : 92 à 114 CM

**Nous consulter
Brut**

**BEQUILLES EN
ALUMINIUM
PAIRE - GEANTE**

JX925L



Marque : 

- Tube en Aluminium léger
- Hauteur réglable
- Hauteur Réglable : 134 à 154 CM

**Nous consulter
Brut**

**REHAUSSE WC
REHOTEC
AVEC COUVERCLE -
HAUTEUR: 10CM**



Marque : **Pharmaouest**
PREVENTIX

- Surélevateur de Toilette en PVC Blanc à surface lisse
- Système de Fixation au W.C

**Nous consulter
Brut**

9/7210C

**REHAUSSE WC
REHOTEC
AVEC COUVERCLE -
HAUTEUR: 13CM**



Marque : **Pharmaouest**
PREVENTIX

- Surélevateur de Toilette en PVC Blanc à surface lisse
- Système de Fixation au W.C

**Nous consulter
Brut**

9/7213C

**CANNE STICK NON
VOYANT**



Marque : **Caremax**
since 1978

- Aluminium à bandes fluorescentes réfléchissantes à la lumière
- Pliable en 4 parties
- Avec sangle de sécurité au poignet
- Longueur 1.18 M
- Blanche et rouge
- Embout petit

**Nous consulter
Brut**

JX-846L

FAUTEUIL ELECTRIQUE AMORTI +



Marque :



- Armature en Epoxy couleur Grise.
- Cadre fixe avec 02 amortisseurs
- Dimension Ext.: 100x 65 x 98 cm
- Assise en toile noire rembourrée de 46 cm
- + coussin détachable à velcro
- Dossier inclinable à 9 positions par système à vis
- Sangle de fixation thoracique
- Accoudoirs détachables, réglables en hauteur
- Repose pieds détachables (système de fixation en plastique)
- Pneus (arrières: 32 et devant: 20) : tubeless
- Manette rectractable.
- 2 feux devant oranges à interrupteur avec 2 ampoules
- 2 petites roues d'équilibrage
- puissance moteur 200Wx2
- Batterie : 28 AH x 2
- Distance : 20 km / Autonomie : 3 heures
- Vitesse : 1 à 7Km/H
- Capacité max.: 100 Kg
- Poids: 62.8 kg NET/ 70.8 kg Brut

**Nous consulter
Brut**

FAUTEUIL ELECTRIQUE - PREMIUM 2



Marque :



- Modèle avec double usage : Electrique et Manuel
- Armature en Epoxy couleur grise
- Cadre pliable
- Dimension Ext.: 108 x 71 x 96 cm
- Assise en toile noire de 46 cm
- Vitesse : 1 à 7 Km /H
- puissance Moteur 200Wx2
- Freins arrêt sur roues arrières
- Distance : 20 km / Autonomie : 3 heures
- Batterie : 28 AH x2
- Accoudoirs détachables
- Repose pieds en aluminium détachables
- Dossier pliable
- 1 sangle de fixation thoracique
- Pneus (arrières: 53 et devant: 18) : tubeless
- Manette rétractable
- 2 petites roues d'équilibrages
- Capacité max.: 100 Kg
- Poids: 61.2 kg NET/ 67.8 kg Brut

**Nous consulter
Brut**

JX-033

JX011A

FAUTEUIL ELECTRIQUE VERTICALISATEUR



Marque :



Fauteuil roulant verticalisateur électrique à traction avant

Fonctions de position debout

- Armature en Epoxy couleur noir
- Assise en toile rembourrée et prédécoupée noire : 46 cm
- Dimension Ext.: 100 x 62 x 105cm
- Dossier détachable
- Vitesse : 1 à 7 Km /H
- Puissance moteur 200Wx2
- Batterie : 28 AH X2
- Distance : 20 km / Autonomie : 3 heures
- Commande électrique pour mobilité et pour propulsion en position debout
- Manette rectractable.
- Accoudoirs relevables + 01 poignet d'appui
- Reposes pieds fixes
- Support fixation jambe détachable et réglable en hauteur
- 2 sangles de fixation thoracique
- Pneus devant et arrière tubeless
- Roues devant Ø 20 cm - Arrières Ø 32 cm
- 4 petites roues d'équilibre et d'appui (devant/arrière)
- Capacité max.: 110 kg
- Poids: 71 kg NET/ 85 kg Brut

**Nous consulter
Brut**

FAUTEUIL ROULANT ALUMINIUM ADULTE - BASIC



Marque :



- Structure en aluminium
- Accoudoirs fixe
- dossier & assise en toile noire rembourré
- Assise : 46cm
- Repose-pieds fixe et pliable en plastique
- Frein à main sur roue arrière
- 2 Freins à main sur les deux poignets de guidage
- Pneus (arrières: 58 et devant: 20) : tubeless
- Dimension Ext.: 100 x 65 x 88 cm
- Capacité max.: 100 Kg
- Poids: 12.10kgs net/ 14.5 kg brut

**Nous consulter
Brut**

FAUTEUIL ROULANT ALUMINIUM ADULTE - COLORIS



Marque :



- Fauteuil roulant en aluminium cadre pliable (rouge-vert-orange)
- Dossier pliable en toile noire
- Assise en toile noire de 46 cm
- Accoudoirs escamotables
- Reposes pieds fixe en plastique
- Roues devant tubeless : 15cm
- Roues arrière gonflable : 60cm
- freins à main sur roues arrière.
- Coussin de siège amovible Fixation à velcro
- Dimension Ext.: 106x 66 x 95 cm
- Capacité max.: 100 Kg
- Poids: 12.10kgs net/ 14.5 kg brut

**Nous consulter
Brut**

JX049

JX-779LJ

JX-890LA-46

FAUTEUIL ROULANT ALUMINIUM ADULTE - SMART



Marque :



- Structure en aluminium
- Pliable & confortable
- Accoudoirs escamotables /orientable vers l'arrière et réglable en hauteur
- Assise de 45 cm en toile noire rembourré
- Reposes pieds détachables en Plastique avec système de fixation en plastique
- Freins arrêt sur roues arrière
- Pneus devant non gonflables tubeless de 15 cm
- Pneus arrière gonflables et détachable de 60 cm
- 2 Roues d'équilibrage en arrière détachable.
- 2 Roues centrales
- Poids: 15.6 kg net / 18.30 brut
- Dimension Ext.: 110x 64 x 92 cm
- Capacité max.: 100 Kg

**Nous consulter
Brut**

FAUTEUIL SCOOTER ELECTRIQUE CAREMAX-140



Marque :



Fauteuil Scooter Electrique - Adulte

- Guidon manette orientable à 2 rétroviseurs
- Contact à clé de mise en marche
- Claxon d'alarme
- Siège+ Dossier Véhicule confortables
- Siège réglable en hauteur
- Dossier ajustable
- Accoudoirs Escamotables
- Roues en CC
- Pneus Tubeless
- Scooter avec feu de conduite
- Reflecteurs de lumière arrières et devant
- Capacité : 110 kg Max.
- Distance : 20 Km
- Autonomie 2 batteries : 5 heures
- Dimension Ext. : L/102 - P/65 - H/99cm
- AC 220V

**Nous consulter
Net**

FAUTEUIL-SCOOTER ELECTRIQUE



Marque :



- Guidon manette orientable
- Contact à clé de mise en marche
- Klaxon d'alarme
- Siège+ Dossier Véhicule confortables
- Siège en simili cuir noir réglable en hauteur
- Rotation Siège 360° à vérin
- Dossier rabattable
- Assise de 44 cm,
- Accoudoirs escamotables et démontables
- 4 Roues en plastique de 20 cm
- 2 petites roues d'équilibrages en arrière.
- Lumière devant LED
- Panier en plastique détachable
- petit parechoc en devant
- Capacité max. : 120 kg
- Distance : 16 Km (autonomie 2 heures)
- 01 Moteur : 24V 180W
- Vitesse : 1 à 8km/h
- Batterie : 24 V 13 AH
- Dimension Ext. : 111x49x98 cm
- Poids: 40 kg NET/ 42 kg Brut

**Nous consulter
Brut**

JX869LQ

FS-0140

JX052T

**FAUTEUIL ROULANT
RELAX PREMIUM
ADULTE**



Marque :



- Ossature en Aluminium en tissu carreau bleu-Gris
- Dossier inclinable par une commande
- Accoudoirs détachables
- Freins arrêt sur roues arrières
- Reposes pieds en plastique et reposes jambes réglables en hauteur et détachable
- Largeur de l'assise 46 cm
- Repose tête anatomique détachable
- Pneus devant non gonflables
- Pneus arrières gonflables
- Roues : devant : 20 cm - arrière : 60 cm
- Poids: 18kgs net/ 21 kg brut
- capacité : 100 kg

**Nous consulter
Brut**

JX864LGC