


ALESE DE LIT IMPERMEABLE REUTILISABLE 90X120 CM

Réf.: 2520120

Pharmaouest
PREVENTIX

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

Les alèses de lit réutilisables sont composées de trois épaisseurs de tissus à fort pouvoir d'absorption. Elles apportent sécurité et confort au patient.

- Dessus : 100% Polyester gratté 75 g/m²
- Absorbant : 60% Polyester
- 40% viscose
- Dessous : Vinyle satiné imperméable 200 g/m²
laminé d'un tricot 100% Polyester 85 g/m²
- Lavage conseillé à 60°C

Atouts des alèses :

- Réutilisable

- Imperméable
- Lavable 120 fois minimum
- Capacité d'absorption : 2 L/m²