


## **ALESE DE LIT IMPERMEABLE REUTILISABLE 85X90 CM VOIR autres dimensions**

Réf.: 2520100

**Pharmaouest**  
**PREVENTIX**

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### **Caractéristiques:**

Les alèses de lit réutilisables sont composées de trois épaisseurs de tissus à fort pouvoir d'absorption. Elles apportent sécurité et confort au patient.

- Dessus : 100% Polyester gratté 75 g/m<sup>2</sup>
- Absorbant : 60% Polyester
- 40% viscose
- Dessous : Vinyle satiné imperméable 200 g/m<sup>2</sup>  
laminé d'un tricot 100% Polyester 85 g/m<sup>2</sup>
- Lavage conseillé à 60°C
- Dimensions : 85 x 90 cm

**Atouts des alèses :**

- Réutilisable
- Imperméable
- Lavable 120 fois minimum
- Capacité d'absorption : 2 L/m<sup>2</sup>