

## **AMBU REANIMATEUR SILICONE NOUVEAU NE voir autres tailles**

Réf.: 70-555N



**La-med.**  
CONSCIOUS CARE

**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC

### **Caractéristiques:**

- Insufflateur Ambu manuel Autoclavable pour NOUVEAU NE
- Kit complet en trousse :
  - Ballon d'Anesthésie en silicone 350 ml
  - Masque d'Anesthésie en silicone N°2
  - Valve
  - Tuyau
  - Réservoir 600 ml