



## ARMATURE ORTHOPEDIQUE DE TABLE TRACTION MANUELLE SK

Réf.: A03

SAIKANG/Medical

Nous consulterDhs Brut TTC



## **Caractéristiques:**

L'armature orthopédique A03 est une extension adaptable sur tout type de table d'opération. Elle est conçue principalement pour les opérations des membres inférieurs.

- • Réglable en hauteur avec manivelle.
- • Positions des membres inférieurs : latérale /horizontale.
- • Composition: Portes jambes, support pelvis, chaussures orthopédiques.
- • En acier inoxydable
- • Dimensions :
  - ∘ Longueur : 1700-2400 mm.
  - Largeur : 480 mm.
  - Hauteur minimale: 750 mm

- Hauteur maximale: 1000 mm
- Section arrière relevée 70°.
- Section arrière abaissée 20°.
- Plage de traction : 1000 mm.
- ∘ Voyage de traction : 200 mm.