

## ARMATURE ORTHOPEDIQUE DE TABLE TRACTION MANUELLE SK

Réf.: A03

**SAIKANG**/Medical

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

L'armature orthopédique **A03** est une extension adaptable sur tout type de table d'opération. Elle est conçue principalement pour les opérations des membres inférieurs.

- Réglable en hauteur avec manivelle.
- Positions des membres inférieurs : latérale /horizontale.
- Composition: Portes jambes, support pelvis, chaussures orthopédiques.
- En acier inoxydable
- Dimensions :
  - Longueur : 1700-2400 mm.
  - Largeur : 480 mm.
  - Hauteur minimale : 750 mm

- Hauteur maximale : 1000 mm
- Section arrière relevée ? 70°.
- Section arrière abaissée ? 20°.
- Plage de traction : 1000 mm.
- Voyage de traction : 200 mm.