

ASPIRATEUR MANUEL CHIRURGICAL A PEDALE

Réf.: 000007B



yuwell

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

Cet aspirateur chirurgical à pédale mobile convient aux aspirations trachéales et d'urgence. Il est fourni avec :

- Un bocal 1000 ml de recueil des fluides en verre muni d'une valve anti-reflux ;
- 3 Canules d'Aspiration en Inox et 1 Canule d'Aspiration en plastique ;
- 2 Filtres de Rechange ;
- 1 Tuyau en silicone de 2 M

Caractéristiques techniques :

- Pression pédale : 245N
- Pression négative max : 0.08 MPa
- Poids : 4.5 kg

