



## ASPIRATEUR MANUEL CHIRURGICAL A PEDALE

Réf.: 000007B



yuwell
Nous
consulterDhs
Brut TTC

## **Caractéristiques:**

Cet aspirateur chirurgical à pédale mobile convient aux aspirations trachéales et d'urgence. Il est fourni avec :

- Un bocal 1000 ml de recueil des fluides en verre muni d'une valve anti-reflux ;
- 3 Canules d'Aspiration en Inox et 1 Canule d'Aspiration en plastique ;
- 2 Filtres de Rechange;
- 1 Tuyau en silicone de 2 M

## Caractéristiques techniques :

• Pression pédale : 245N

• Pression négative max : 0.08 MPa

• Poids: 4.5 kg

