

ASPIRATEUR CHIRURGICAL ELECTRIQUE MOBILE A PEDALE 20LT

Réf.: 07A-23B



yuwell

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

Aspirateur chirurgical électrique mobile à pédale 20L/ min

- 2 Bocaux d'aspiration en verre de 2.5 L (chacun) + pédale
- Fréquence de pompage : 20 L/min
- Alimentation : AC220V \pm 22V, 50Hz \pm 1Hz
- Pression négative max : $>$ 80kPa
- Niveau sonore : $<$ 60 dB (A)
- Puissance d'entrée : 180 VA
- Poids NET: 19,5 kg
- Dimensions : 350 x 305 x 795mm
- Usage : Cliniques - Centres médicaux - Cabinets

Accessoires fournis :

- Canule d'aspiration en PVC
- Tuyau en silicone
- Filtres
- Fusibles
- Pédale