

## ASPIRATEUR ELECTRIQUE MOBILE NOUVELLE GENERATION

Réf.: 7A-23A

**yuwell**

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

#### **Description**

L'appareil d'aspiration haute capacité 7A-23A est idéal pour une utilisation en hôpital ou en cabinet médical.

Le modèle 7A-23A est équipé d'une pompe d'aspiration sans huile et sans entretien, offrant une capacité de 20 LPM.

La pression négative maximale peut être facilement réglée à l'aide du régulateur situé sur le panneau avant.

Son corps robuste et esthétiquement conçu est fabriqué en métal peint par poudrage et en plastique, avec une poignée pliable pour une meilleure portabilité.

L'appareil est fourni avec 2 bouches en plastique, une commande au pied, un kit de tubulures

et des filtres bactériens de rechange.

**Caractéristiques**

Alimentation électrique en courant alternatif (AC)

Commande par pédale (foot switch)

Pompe à piston sans huile

Aucun risque de pression positive pendant l'utilisation

Pression d'aspiration maximale de 0,09 MPa (90 kPa)

Débit d'air de 20 L/min

Capacité du réservoir : 2 litres par bouteille (2 bouteilles)