

ASPIRATEUR ELECTRIQUE PORTABLE NOUVELLE GENERATION

Réf.: 7E-B5

yuwell

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

L'aspirateur 7E-B5 se distingue par une haute pression négative, un grand flux d'aspiration et un faible niveau sonore. Son nouveau design intègre une bouteille d'aspiration intégrée dans un boîtier carré avec un manomètre de pression négative, ce qui réduit le bruit et améliore la précision.

Il est équipé d'un système avancé de protection contre le débordement, empêchant le pus et le mucus de pénétrer dans l'appareil.

Compact, léger et facile à transporter, il est idéal pour les urgences et une utilisation en extérieur.

Données techniques

- Puissance d'entrée : 150 VA
- Pression négative maximale : 0,08 MPa (760 mmHg)
- Plage de réglage de la pression négative : 0,02 MPa ~ pression négative maximale
- Débit d'aspiration : 32 L/min \pm 2 L/min (760 mmHg)
- Capacité du réservoir : 1000 mL (1 bouteille)
- Niveau sonore : 60 dB(A)
- Poids : 3,9 kg
- Dimensions : 314 × 123 × 233 mm