

## ASPIRATEUR ELECTRIQUE PORTABLE AMBULANCE

Réf.: YU-7E-G

**yuwell**

**2 100,00Dhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

- - Aspirateur portable
- - Design aérodynamique
- - Système de refroidissement circulaire
- - Mesure de pression négative
- - Demi-cache bocal
- - Alimentation amovible 12 V & 220 V + 1 Bocal 1L
- - Puissance d'entrée : 90VA
- - Pression négative maximale du compresseur : >0.075Mpa (760mm Hg)
- - Flux air max : > 18 L/min
- - 1 Bocal en plastique de 1000 ml
- - Niveau sonore : < 65 dB (A)
- - Dimensions : 370 x 180 x 280mm

- - Source d'alimentation: Courant alternatif, continu ou batteries.
- - Utile en l'absence de sources d'alimentation : Voiture ...
- - Autonomie batterie max.: 30 min

**Accessoires fournis :**

- • Tuyau en silicone
- • 2 Sondes d'aspiration : F12, F8
- • Filtres de rechange
- • Fusibles
- • Cable allume cigare