

ASPIRATEUR ELECTRIQUE PORTABLE PHLEGM

Réf.: 0007E-C

yuwell

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

Aspirateur portable au design aérodynamique, système de refroidissement circulaire et câble d'alimentation détachable

- Puissance d'entrée : 90 VA
- Pression négative max : > 0.075 MPa (760mm Hg)
- Fréquence de pompage : > 15 L/min
- Niveau sonore : < 65 dB (A)
- Volume du réservoir : 1 bocal de 1000 ml
- Dimensions : 370 x 180 x 280 mm

Accessoires fournis :

- • Tuyau en silicone
- • 2 Sondes d'aspiration : F12, F8
- • Filtres de rechange
- • Fusibles