


## CATALOGUE

### BANDAGES - COMPRESSES - PANSEMENTS - SPARADRAPS

REF.	DESIGNATION	DESCRIPTIFS	PRIX-TTC (DHS)
5001325	<b>VELPEAU AVEC ATTACHE 4M X 5CM voir autres dimensions</b>  Marque : 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bande en crêpe extensible</li> <li>• Avec attaches</li> <li>• Filet rouge</li> <li>• Avec emballage</li> </ul>	<b>Nous consulter Brut</b>
0050020	<b>COTON HYDROPHILE -</b>  <b>KG</b> Marque : 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Super absorbant</li> <li>• Cond. 500g</li> <li>• Origine Chine</li> </ul>	<b>Nous consulter Brut</b>
CP20X20	<b>COMPRESSES HYDROPHILES STERILES 20 X 20 voir autres dimensions</b>  Marque : 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boite de 10</li> <li>• Stériles</li> <li>• Emballage individuel</li> </ul>	<b>Nous consulter Net</b>

**BANDE DE GAZE  
HYDROPHILE  
3M X 5CM  
voir autres dimensions**



Marque :



- Non stériles
- Avec lisieres

**Nous consulter  
Brut**

**SCIE A PLATRE  
ELECTRIQUE**



Marque :



Conçue pour retirer le bandage en plâtre ou en résine

**Composants:**

- Scie électrique oscillante
- Matière : plastique, métaux aluminium
- Dimensions de boîte : 30x20x11.5cm
- Moteur électrique puissant
- Poids de la scie: 1.1 Kg
- fournie 2 Lames de scie circulaires vibrantes ø 60mm


• Livrée avec malette de transport

**Caractéristiques:**

- Résistance Température : 5 - 40°C
- Humidité de l'air inférieure à 80%
- Raccordement électrique : 220V+-22V / 50Hz+-1Hz
- Réglable sur 6 vitesses
- Angle d'oscillation : 6°+-1°
- Oscillations : 15000/min+-2250/min
- Niveau sonore : <-90dB (A)
- Puissance : 250 W
- Vibration : inférieure à 2.5 ms/s2 (valeur mesurée d'après EN 50 144)
- Niveau de protection : IP 20

**Nous consulter  
Brut**

**LAME POUR SCIE A  
PLATRE**



Marque :



- Lame circulaire oscillante pour scie à plâtre traditionnelle
- Acier premier choix avec métal trempé
- Diamètre: 60mm

**Nous consulter  
Brut**

**RESINE EN FIBRE DE  
GLASSE  
3.6 M X 5 CM  
voir autres dimensions**



Marque : **SW-CAST**

- Couleur blanche
- Boite de 5

**Nous consulter  
Brut**

**Compresse Oculaire  
CURE AID - ADULTE  
voir autres dimensions**



Marque : **Pharmplast**

**Pansements oculaires micro perforés adhésifs**

- Occlusion optimale
- Dotée d'une pellicule en Polyéthylène noire pour opacité de la lumière
- Adhésif hypoallergénique
- Support microporeux souple et discret
- Compresse centrale non adhérente, facilitant l'absorption des sécrétions lacrymales
- Dotée d'une Pellicule en polyéthylène noir pour opacité de la lumière
- Usage unique
- Dimensions : 58 x 82 mm
- Boite de 20

**Nous consulter  
Brut**

**NEOPLAST  
5M X 10CM CHAIR  
voir autres dimensions**




Marque : **Pharmplast**

**Sparadrap perforé adhésif, à l'Oxyde de Zinc**

- Neoplast- sparadrap perforé à base d'oxyde de Zinc
- Bandage occlusif, adhésif pour peaux normales
- Fixation de compresses, drains et tubes
- Perméable à l'air
- Se déchire facilement
- Dimensions : 5 M x 10 cm - Chair

**Nous consulter  
Brut**

**Pharmafix 5M X 2.5CM  
voir autres dimensions**



Marque : **Pharmplast**

**Sparadrap adhésif non-tissé, hypoallergénique**

- Support non tissé extensible
- Adhésif en acrylique, haute tolérance cutanée
- Translucide aux rayons X
- Micro aéré, pour tous types de peaux
- Maintien et fixation de compresses, cathéters et drains
- Facilité d'emploi grâce aux deux ailettes de préhension
- Dimensions : 5 M x 2.5 cm

**Nous consulter  
Brut**

**PHARMATULL 10 x  
10cm**



Marque : 

**Compresses vaselinées, imprégnées de paraffine  
blanche molle**

- Tissu de gaze vaseliné non-visqueux, non adhérent et non-allergisant
- Prescrit pour les soins et traitements des brûlures, des décubitus, des transplantations de peau mais aussi le traitement des plaies infectées
- Pharmatull protège le tissu néoformé et adoucit les sensations douloureuses lors du bandage

**Nous consulter  
Brut**

TUL1010

**RESINE EN FIBRE DE  
GLASSE  
3.6 M X 7.5 CM**



Marque : **SW-CAST**

- Couleur blanche
- Boite de 5

**Nous consulter  
Brut**

50009A7

**RESINE EN FIBRE DE  
GLASSE  
3.6 M X 10 CM**



Marque : **SW-CAST**

- Couleur blanche

**Nous consulter  
Brut**

50019A0

**RESINE EN FIBRE DE  
GLASSE  
3.6 M X 12.5 CM**



Marque : **SW-CAST**

- Couleur blanche
- Boite de 5

**Nous consulter  
Brut**

50019A2

**PHARMASTRIPS 4MM X 76MM**

**voir autres dimensions**



Marque :



**Sutures cutanées, Strips en fibres polyamide**

- Sutures avec renfort, non élastiques
- Adhésives - hypoallergéniques en copolymère d'acrylate
- Très résistantes, même en milieu humide
- Présentées dans des pochettes stériles
- Cicatrisation rapide et esthétique, meilleure qu'avec fils ou agrafes
- Utilisation sur zones galbées et toutes surfaces corporelles

**Nous consulter  
Brut**

**JERSEY TUBULAIRE  
4M X 5CM**

**voir autres dimensions**



Marque :



- Non stérile
- Beige
- Emballage individuel

**Nous consulter  
Brut**

**JERSEY TUBULAIRE  
25M X 7CM**



Marque :



- Non stérile
- Beige
- Emballage individuel

**Nous consulter  
Brut**

**JERSEY TUBULAIRE  
25M X 10CM**



Marque :



- Non stérile
- Beige
- Emballage individuel

**Nous consulter  
Brut**

**JERSEY TUBULAIRE  
25M X 15CM**



Marque : 

- Non stérile
- Beige
- Emballage individuel

**Nous consulter  
Brut**

JR25X15

**JERSEY TUBULAIRE  
25M X 20CM**



Marque : 

- Non stérile
- Beige
- Emballage individuel

**Nous consulter  
Brut**

JR25X20

**OUATE - UNDERCAST  
2.7M X 5CM  
voir autres dimensions**



Marque : 

**Ouate synthétique orthopédique**

- Ouate synthétique orthopédique douce et étirable
- Composée de Polyester et de fibre acrylique
- Port agréable et enfilage presque sans pli pour rembourrage de qualité
- Adhérence parfaite pour un lissage aisé
- Perméable à l'air - absorbe l'humidité avec un effet thermorégulateur
- Appropriée sous le plâtre traditionnel, plâtre synthétique, traitement de fractures ou problèmes orthopédiques
- Dimensions : 2.7M x 5cm

**Nous consulter  
Brut**

CST5027

**OUATE - UNDERCAST  
2.7M X 7.5CM**



Marque : 

**Ouate synthétique orthopédique**

- Ouate synthétique orthopédique douce et étirable
- Composée de Polyester et de fibre acrylique
- Port agréable et enfilage presque sans pli pour rembourrage de qualité
- Adhérence parfaite pour un lissage aisé
- Perméable à l'air - absorbe l'humidité avec un effet thermorégulateur
- Appropriée sous le plâtre traditionnel, plâtre synthétique, traitement de fractures ou problèmes orthopédiques
- Dimensions : 2.7M x 7.5cm

**Nous consulter  
Brut**

CST7527

**OUATE - UNDERCAST  
2.7M X 10CM**



Marque :



**Ouate synthétique orthopédique**

- Ouate synthétique orthopédique douce et étirable
- Composée de Polyester et de fibre acrylique
- Port agréable et enfilage presque sans pli pour rembourrage de qualité
- Adhérence parfaite pour un lissage aisé
- Perméable à l'air - absorbe l'humidité avec un effet thermorégulateur
- Appropriée sous le plâtre traditionnel, plâtre synthétique, traitement de fractures ou problèmes orthopédiques
- Dimensions : 2.7M x 10cm

**Nous consulter  
Brut**

CST1027

**OUATE - UNDERCAST  
2.7M X 15CM**



Marque :



**Ouate synthétique orthopédique**

- Ouate synthétique orthopédique douce et étirable
- Composée de Polyester et de fibre acrylique
- Port agréable et enfilage presque sans pli pour rembourrage de qualité
- Adhérence parfaite pour un lissage aisé
- Perméable à l'air - absorbe l'humidité avec un effet thermorégulateur
- Appropriée sous le plâtre traditionnel, plâtre synthétique, traitement de fractures ou problèmes orthopédiques
- Dimensions : 2.7M x 15cm

**Nous consulter  
Brut**

CST1527

**VELPEAU AVEC  
ATTACHE 4MX7.5 CM**



Marque :



- Bande en crêpe extensible
- Avec Attache
- Filet Rouge

**Nous consulter  
Brut**

5001327

**VELPEAU AVEC  
ATTACHES 4MX10 CM**



Marque :



- Bande en crêpe extensible
- Avec Attache
- Filet Rouge

**Nous consulter  
Brut**

5001321

**VELPEAU AVEC  
ATTACHES 4MX15 CM**



Marque : 

- Bande en crêpe extensible
- Avec Attache
- Filet Rouge

**Nous consulter  
Brut**

**VELPEAU AVEC  
ATTACHE 4MX20CM**



Marque : 

- Bande en crêpe extensible
- Avec Attache
- Filet Rouge

**Nous consulter  
Brut**

**COMPRESSES  
HYDROPHILES  
STERILES 30 X 30**



Marque : 

- Bte de 10

**Nous consulter  
Net**

**COMPRESSES  
HYDROPHILES  
STERILES 40 X 40**



Marque : 

- Bte de 10

**Nous consulter  
Net**



**BANDE DE GAZE  
HYDROPHILE  
3M X 7CM**



Marque :



- Avec lisière
- Non stériles

**Nous consulter  
Brut**

**BANDE DE GAZE  
HYDROPHILE  
3M X 10CM**



Marque :



- Avec lisière
- Non stériles

**Nous consulter  
Brut**

**BANDE DE GAZE  
HYDROPHILE  
3M X 15CM**



Marque :



- Avec lisière
- Non stériles

**Nous consulter  
Brut**

**BANDE DE GAZE  
HYDROPHILE  
3M X 20CM**



Marque :



- Avec lisière
- Non stériles

**Nous consulter  
Brut**

**BANDE DE GAZE  
HYDROPHILE  
5M X 5CM**



Marque :



- Avec lisière
- Non stériles

**Nous consulter  
Brut**

**BANDE DE GAZE  
HYDROPHILE  
5M X 7CM**



Marque :



- Avec lisière
- Non stériles

**Nous consulter  
Brut**

**BANDE DE GAZE  
HYDROPHILE  
5M X 15CM**



Marque :



- Avec lisière
- Non stériles

**Nous consulter  
Brut**

**BANDE DE GAZE  
HYDROPHILE  
5M X 20CM**



Marque :



- Avec lisière
- Non stériles

**Nous consulter  
Brut**

BG-5X05

BG-5X07

BG-5X15

BG-5X20

**NEOPLAST 5M X 10CM  
BLANC**



Marque :



**Sparadrap perforé adhésif, à l'Oxyde de Zinc**

- Neoplast- sparadrap perforé à base d'oxyde de Zinc
- Bandage occlusif, adhésif pour peaux normales
- Fixation de compresses, drains et tubes
- Perméable à l'air
- Se déchire facilement
- Dimensions : 5 M x 10 cm - Blanc

**Nous consulter  
Brut**

**NEOPLAST 5M X 18CM  
BLANC**



Marque :



**Sparadrap perforé adhésif, à l'Oxyde de Zinc**

- Neoplast- sparadrap perforé à base d'oxyde de Zinc
- Bandage occlusif, adhésif pour peaux normales
- Fixation de compresses, drains et tubes
- Perméable à l'air
- Se déchire facilement
- Dimensions : 5 M x 18 cm - Blanc

**Nous consulter  
Brut**

**Compresses Oculaires  
CURE AID - ENFANT**



Marque :



**Pansements oculaires micro perforés adhésifs**

- Occlusion optimale
- Dotée d'une pellicule en Polyéthylène noire pour opacité de la lumière
- Adhésif hypoallergénique
- Support microporeux souple et discret
- Compresse centrale non adhérente, facilitant l'absorption des sécrétions lacrymales
- Dotée d'une Pellicule en polyéthylène noir pour opacité de la lumière
- Usage unique
- Dimension : 50x 62 mm
- Boite de 20

**Nous consulter  
Brut**

**GAZE HYDROPHILE  
CHINOISE**



Marque :



- Dimensions: 100M x 65 cm
- 20 Pièces de 5M x 65 cm
- Origine Chine

**Nous consulter  
Net**

NO5010W


NO1850W

EPC5062

G-10X20

FIX1050

### PHARMAFIX 5M X 10CM



Marque : 


#### Sparadrapp adhésif non-tissé, hypoallergénique

- Support non tissé extensible
- Adhésif en acrylique, haute tolérance cutanée
- Translucide aux rayons X
- Micro aéré, pour tous types de peaux
- Maintien et fixation de compresses, cathéters et drains
- Facilité d'emploi grâce aux deux ailettes de préhension
- Dimensions : 5 M x 10cm

**Nous consulter  
Brut**

FIX1010

### Pharmafix 10M X 10CM



Marque : 


#### Sparadrapp adhésif non-tissé, hypoallergénique

- Support non tissé extensible
- Adhésif en acrylique, haute tolérance cutanée
- Translucide aux rayons X
- Micro aéré, pour tous types de peaux
- Maintien et fixation de compresses, cathéters et drains
- Facilité d'emploi grâce aux deux ailettes de préhension
- Dimensions : 10 M x 10 cm

**Nous consulter  
Brut**

FIX2010

### Pharmafix 10M X 20CM



Marque : 

#### Sparadrapp adhésif non-tissé, hypoallergénique

- Support non tissé extensible
- Adhésif en acrylique, haute tolérance cutanée
- Translucide aux rayons X
- Micro aéré, pour tous types de peaux
- Maintien et fixation de compresses, cathéters et drains
- Facilité d'emploi grâce aux deux ailettes de préhension
- Dimensions : 10 M x 20 cm

**Nous consulter  
Brut**

PHST6476

### PHARMASTRIPS 6.4MM X 76MM SUTURES CUTANÉES



Marque : 

#### Sutures cutanées, Strips en fibres polyamide

- Sutures avec renfort, non élastiques
- Adhésives - hypoallergéniques en copolymère d'acrylate
- Très résistantes, même en milieu humide
- Présentées dans des pochettes stériles
- Cicatrisation rapide et esthétique, meilleure qu'avec fils ou agrafes
- Utilisation sur zones galbées et toutes surfaces corporelles
- 6 pièces / sachet
- Dimensions : 6.4mm x 76mm
- Boite de 100

**Nous consulter  
Brut**

**PHARMASTRIPS 6.4MM  
X 102MM  
SUTURES CUTANÉES  
STRIP**



Marque :



**Sutures cutanées, Strips en fibres polyamide**

- Sutures avec renfort, non élastiques
- Adhésives - hypoallergéniques en copolymère d'acrylate
- Très résistantes, même en milieu humide
- Présentées dans des pochettes stériles
- Cicatrisation rapide et esthétique, meilleure qu'avec fils ou agrafes
- Utilisation sur zones galbées et toutes surfaces corporelles

**Nous consulter  
Brut**

PH64102

**PHARMASTRIPS 13MM  
X 102MM  
SUTURES CUTANÉES**



Marque :




**Sutures cutanées, Strips en fibres polyamide**

- Sutures avec renfort, non élastiques
- Adhésives - hypoallergéniques en copolymère d'acrylate
- Très résistantes, même en milieu humide
- Présentées dans des pochettes stériles
- Cicatrisation rapide et esthétique, meilleure qu'avec fils ou agrafes
- Utilisation sur zones galbées et toutes surfaces corporelles
- 6 pièces / Sachet
- Dimensions : 13mm x 102mm
- Boite de 100

**Nous consulter  
Brut**

PH13102

**Pharmafix 5M X 18CM**



Marque :



**Sparadrap adhésif non-tissé, hypoallergénique**

- Support non tissé extensible
- Adhésif en acrylique, haute tolérance cutanée
- Translucide aux rayons X
- Micro aéré, pour tous types de peaux
- Maintien et fixation de compresses, cathéters et drains
- Facilité d'emploi grâce aux deux ailettes de préhension
- Dimensions : 5 M x 18 cm

**Nous consulter  
Brut**

FIX1850

**VENDAPRESS -  
COHEBAN 4.5MX10CM  
voir autres dimensions**



Marque :



**Bande de contention cohésive, à structure aérée**

- Bande de contention auto-adhérente
- Elasticité modulable et constante
- Maintien efficace de pansements
- Indiquée en traumatologie et phlébologie

**Nous consulter  
Brut**

VEND1045

**VENDAPRESS -  
COHEBAN 4.5MX7.5CM**



Marque :



**Bande de contention cohésive, à structure aérée**

- Bande de contention auto-adhérente
- Elasticité modulable et constante
- Maintien efficace de pansements
- Indiquée en traumatologie et phlébologie

**Nous consulter  
Brut**

**TENSOPLAST  
2.5CMX6CM**



Marque :



**Nous consulter  
Net**

**TENSOPLAST  
2.5CMX8CM**



Marque :



**Nous consulter  
Net**

**TENSOPLAST  
2.5CMX10CM**



Marque :



**Nous consulter  
Net**

VEND7545

FISCH-6

FISCH-8

FISCH10

**TENSOPLAST  
2.5CMX15CM**



Marque :



**Nous consulter  
Net**

**TENSOPLAST  
2.5CMX20CM**



Marque :



**Nous consulter  
Net**

**PANSEMENTS CURE  
AID Classic**



Marque :



**Pansements micro perforés, en Polyéthylène**

- Pansements découpés pour les premiers soins, comportant une compresse absorbante
- Adhésif acrylique très hypoallergénique, résistant au lavage
- Plusieurs formes disponibles par boîte - Emballage individuel
- Boîte de 100

**Nous consulter  
Brut**

**Pharma-POP - BANDE  
PLATRE  
2,7M x 15 cm**



Marque :



**Bandage pour la prise rapide de plâtre avec une immersion réduite**

- Immobilisation de tous types de fractures, des os et des joints malades
- Correction des déformations
- Excellentes capacités de moulage-Temps d'immersion 3 à 4 secondes seulement
- Réglage initial de 3 à 4 minutes, pour une immersion dans l'eau à 20° C
- Faible perte de plâtre.

**Nous consulter  
Brut**

**Pharma-POP - BANDE  
PLATRE  
2,7M x 20 cm**



Marque : 


**Bandage pour la prise rapide de plâtre avec une immersion réduite**

- Immobilisation de tous types de fractures, des os et des joints malades
  - Correction des déformations
- Excellentes capacités de moulage-Temps d'immersion 3 à 4 secondes seulement
- Réglage initial de 3 à 4 minutes, pour une immersion dans l'eau à 20° C
- Faible perte de plâtre.

**Nous consulter  
Brut**

**BIPLATRIX 3M x 10cm**



Marque : 

**Nous consulter  
Net**

**JERSEY TUBULAIRE  
4M X 7CM**



Marque : 

- Non stérile
- Beige
- Emballage individuel

**Nous consulter  
Brut**

**JERSEY TUBULAIRE  
4M X 10CM**



Marque : 

- Non stérile
- Beige
- Emballage individuel

**Nous consulter  
Brut**

PLA\_2027

BPX-F10

JR04X07

JR04X10



**JERSEY TUBULAIRE  
4M X 15CM**



Marque : 

- Non stérile
- Beige
- Emballage individuel

**Nous consulter  
Brut**

**JERSEY TUBULAIRE  
4M X 20CM**



Marque : 

- Non stérile
- Beige
- Emballage individuel

**Nous consulter  
Brut**

**JERSEY TUBULAIRE  
25M X 5CM**



Marque : 

- Non stérile
- Beige
- Emballage individuel

**Nous consulter  
Brut**

**BIPLATRIX 3M x 15cm**



Marque : 

**Nous consulter  
Net**

**BIPLATRIX 3M x 20cm**



Marque : 

**Nous consulter  
Net**

**NEOPLAST  
5M X 18CM CHAIR**



Marque :



**Sparadrap perforé adhésif, à l'Oxyde de Zinc**

- Neoplast- sparadrap perforé à base d'oxyde de Zinc
- Bandage occlusif, adhésif pour peaux normales
- Fixation de compresses, drains et tubes
- Perméable à l'air
- Se déchire facilement
- Dimensions : 5 M x 18 cm - Chair

**Nous consulter  
Brut**

**Pharma-POP - BANDE  
PLATRE  
2,7M x 10 cm**



Marque :



**Bandage pour la prise rapide de plâtre avec une  
immersion réduite**

- Immobilisation de tous types de fractures, des os et des joints malades
- Correction des déformations
- Excellentes capacités de moulage-Temps d'immersion 3 à 4 secondes seulement
- Réglage initial de 3 à 4 minutes, pour une immersion dans l'eau à 20° C
- Faible perte de plâtre.
- Boite de 12

**Nous consulter  
Brut**

**BANDE DE GAZE  
HYDROPHILE  
5M X 10CM**



Marque :



- Non stériles
- Avec lisieres

**Nous consulter  
Brut**

NO1850C

PLA\_1027

BG-5X10