

## BERCEAU NOUVEAU-NE EN ABS

Réf.: SK-A3-1

**SAIKANG** Medical

**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

- Berceau nouveau-né en ABS
  - Roulettes silencieuses de 10cm de diamètre, dont 2 à freins
  - Coque en plexi glace transparente
  - Matelas en mousse, épaisseur : 4cm
- Fonctions ajustables par 2 Vérins à gaz:
- Trendelenburg: 12 °
  - Trendelenburg Inversé: 12 °
  - Réglage en hauteur de 780 à 940 mm

Dimensions : 850 x 500 x (780-940) mm

Couleurs : Bleu - Rose