

## Berceau nouveau-né Sur chariot en Epoxy

Réf.: X01-5

**SAIKANG** Medical

**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

- Chariot en tube rond en Epoxy;
- 4 roues en ABS, dont 4 avec freins;
- Coque Plexi Glass incolore thermoformée avec rebords et ouvertures d'aération;
- Matelas en mousse recouvert de housse
- Potence à 2 crochets
- Panier
- 2 support pour potence
- Fonction Trendelenburg à vérin à gaz
- Dimensions Matelas : 710 x 360 x 40mm
- Dimensions Berceau : 805 x 460 x 970mm
- Dimensions COQUE : 805x 460 x 250mm