

BERCEAU N-NE EN PLEXI SUR CHARIOT EN INOX + MATELAS

Réf.: X01

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- Chariot en tube rond en Inox;
- 4 roues en ABS, dont 2 avec freins;
- Coque Plexi Glass incolore thermoformée avec rebords et ouvertures d'aération;
- Matelas en mousse recouvert de housse ;
- Potence réglable en hauteur a 02 crochets;
- Fonction Trendelenburg à ajustement mécanique sur 3 niveaux.
- Dimensions Matelas : 700x 360 x 400mm
- Dimensions Berceau : 800 x 490 x 980mm
- Dimensions COQUE : 810x 460 x 250mm