

BRANCARD ALUMINIUM EVAC 00

Réf.: SM90017



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Brancard pliable en 2 sans roues
 - Toile Orange
 - Transversal
 - Supports (4pcs)
 - Poignets de transport (4pcs)
 - Sangles d'attache (2pcs)
 - Fourni avec sac
 - Poids : 5 kg
 - Portée : 160 kg
- Dimensions toile :

- Ouvert : 2100 x 550 x 120 mm
- Plié : 1050 x 170 x 90 mm