

## BRANCARD ALUMINIUM PLIABLE EVAC A1

Réf.: YDC-1A1



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

- Brancard en Aluminium pliable à 2 roues
- Toile bleue
- Supports (2pcs)
- Sangles (2pcs)
- Roues (2pcs)
- Poids: 5 kg
- Portée: 160 kg
- Dimensions:
  - Ouvert : 1850 x 500 x 200 mm
  - Plié: 930 x 520 x 100 mm