

## BRANCARD AMBULANCE - LITE

Réf.: YDC-3G03



**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

Ce brancard en alliage d'aluminium spécial à très haute résistance peut être utilisé par l'ensemble des secouristes et du corps médical hospitalier.

Il est conçu pour protéger la victime durant le transport, en assurant sa contention et sa sécurité.

Ce brancard est équipé de :

- Une civière fixe à deux articulations (relève buste et soulève jambe);
- Un sur-matelas en mousse avec housse imperméable en nylon - épaisseur : 6 cm ;
- Une civière Plan Dur qui peut être insérée entre le châssis et la civière fixe ;
- Deux ridelles en Aluminium rabattables ;

- • Deux ceintures de sécurité ;
- • Une potence à serum extensible ;
- • Deux poignées de contrôle de position à ressort sur les deux extrémités du brancard (tête et pied) ;
- • Un dispositif de fixation à l'ambulance ;
- • Deux freins sur les roues arrière du brancard (Diamètre des roues : 150mm).

#### **Fonctions du brancard :**

- • 06 Positions en hauteur + 06 Positions (pratique pour la RCR) (Trendelenburg et Trendelenburg inversé) ;
- • La fonction Relève buste est réglable par vérin à gaz sur différentes positions ;
- • La fonction Soulève jambe est réglable sur 3 positions par crémaillère.

<b>Position haute (cm)</b>	<b>Position basse (cm)</b>	<b>Max ° Relève buste</b>	<b>Max ° Soulève jambe</b>	<b>Poids (kg) Net / Brut</b>		<b>Capacité Chargement</b>
197x55x98	197x55x47	80°	30°	58	62	181 kg