

BRANCARD AMBULANCE - PREMIUM RECOVERY

Réf.: YDC-3K



**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

Ce brancard en alliage d'aluminium spécial à très haute résistance peut être utilisé par l'ensemble des secouristes et du corps médical hospitalier.

Il est conçu pour protéger la victime durant le transport, en assurant sa contention et sa sécurité.

Ce brancard est équipé de :

- Une civière à deux articulations (relève buste et soulève jambe) détachable à travers une poignée à ressort au pied du brancard ;
- Un sur-matelas en mousse concave - longueur : 184x47x10 cm ;
- Deux ridelles en Aluminium rabattables ;

- • Trois ceintures de sécurité ;
- • Une potence à sérum extensible fixée sur la civière ;
- • Deux poignées de contrôle de position sur les 2 extrémités du brancard (tête et pied) ;
- • Un dispositif de verrouillage fixé à l'ambulance au sol ;
- • Un système de verrouillage des roues (Multidirectionnelle ou unidirectionnelle)
- • Deux freins sur les roues arrière du brancard (Diamètre des roues : 200mm)

Fonctions du brancard :

- • 06 Positions en hauteur + 06 Positions (pratique pour la RCR) (Trendelenburg et Trendelenburg inversé);
- • La fonction Relève buste est réglable par vérin à gaz sur différentes positions ;
- • La fonction Soulève jambe est réglable par crémaillère.

Position haute (cm)	Position basse (cm)	Max ° Relève buste	Max ° Soulève jambe	Poids (kg) Net / Brut		Capacité Chargement
200x55x96	200x55x40	75°	15°	64	68	250 kg