

BRANCARD CHAISE 2 ROUES CHAIR 2

Réf.: YDC-05L



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Brancard pliable
- Assise de 43x47 cm et dossier 43x50cm, tous deux en Polyester
- Poignets devant extensibles (2pcs)
- Poignets arrières fixes (2pcs)
- Sangles (2pcs)
- Roues de 12cm de diamètre (2pcs)
- Poids : 10 kg
- Portée : 160 kg
- Dimensions:
 - Ouvert : 650 x 430 x 940 mm

- Plié : 530 x 940 x 120 mm