

BRANCARD CHAISE 4 ROUES CHAIR4

Réf.: YDC-5LS



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

Brancard pliable, couleur Bleu

- Assise de 43x43 cm et Dossier 43x43 cm, tous deux en Polyester
- Poignets devant extensibles (2pcs)
- Poignets arrières fixes (2pcs)
- Sangles (2pcs)
- Roues de 12cm de diamètre (2pcs)
- Petits Roues à l'avant de 7cm de diamètre avec frein (2pcs)
- Poids : 10 kg
- Portée : 160 kg

Dimensions:

- Ouvert : 650 x 430 x 940mm

- Plié : 530 x 940 x 120mm