










CATALOGUE

BRANCARDS & EVACUATION

REF.	DESIGNATION	DESCRIPTIFS	PRIX-TTC (DHS)
SM90017	BRANCARD ALUMINIUM EVAC 00 Marque : 	<ul style="list-style-type: none"> • Brancard pliable en 2 sans roues • Toile Orange • Transversal • Supports (4pcs) • Poignets de transport (4pcs) • Sangles d'attache (2pcs) • Fourni avec sac • Poids : 5 kg • Portée : 160 kg Dimensions toile : - Ouvert : 2100 x 550 x 120 mm - Plié : 1050 x 170 x 90 mm	Nous consulter Brut
YDC-1A1	BRANCARD ALUMINIUM PLIABLE  EVAC A1 Marque : 	<ul style="list-style-type: none"> • Brancard en Aluminium pliable à 2 roues • Toile bleue • Supports (2pcs) • Sangles (2pcs) • Roues (2pcs) • Poids : 5 kg • Portée: 160 kg • Dimensions: - Ouvert : 1850 x 500 x 200 mm - Plié: 930 x 520 x 100 mm 	Nous consulter Brut
YDC-1A3	BRANCARD ALUMINIUM RELEVE BUSTE EVAC A3  Marque : 	<ul style="list-style-type: none"> • En toile bleue • Relève buste réglable par crémaillère en 8 Positions • Supports (2pcs) • Sangles (2pcs) • Roues (2pcs) • Poids : 7 kg • Portée : 160 kg Dimensions: - Ouvert : 1850 x 500 x 240 mm - Plié : 930 x 500 x 140 mm	Nous consulter Brut
YDC-05L	BRANCARD CHAISE 2 ROUES  CHAIR 2 Marque : 	<ul style="list-style-type: none"> • Brancard pliable • Assise de 43x47 cm et dossier 43x50cm, tous deux en Polyester • Poignets devant extensibles (2pcs) • Poignets arrières fixes (2pcs) • Sangles (2pcs) • Roues de 12cm de diamètre (2pcs) • Poids : 10 kg • Portée : 160 kg • Dimensions: - Ouvert : 650 x 430 x 940 mm - Plié : 530 x 940 x 120 mm 	Nous consulter Brut
YDC-5LS	BRANCARD CHAISE 4 ROUES  CHAIR4 Marque : 	Brancard pliable, couleur Bleu <ul style="list-style-type: none"> • Assise de 43x43 cm et Dossier 43x43 cm, tous deux en Polyester • Poignets devant extensibles (2pcs) • Poignets arrières fixes (2pcs) • Sangles (2pcs) • Roues de 12cm de diamètre (2pcs) • Petits Roues à l'avant de 7cm de diamètre avec frein (2pcs) • Poids : 10 kg • Portée : 160 kg Dimensions: - Ouvert : 650 x 430 x 940mm - Plié : 530 x 940 x 120mm	Nous consulter Brut

BRANCARD HOSPITALIER ROULANT ET PLIABLE



URGENCE

Marque :  Red Leaf

Brancard Roulant et Pliable - 1 Fonction

- Brancard roulant en Aluminium
- Réglable en hauteur par manivelle de 480 à 860mm
- Ridelles en Aluminium rabattables (2pcs), de 15.5 cm de hauteur
- Potence à deux crochets
- Supports pour potence (4pcs)
- Civière détachable du brancard de transport
- Relève buste réglable par crémaillère de 0 à 90°
- Panier sous-étagère
- Roues à freins (4pcs), de 15 cm diamètre
- Dimensions : 1870 x 550 x (480-860)mm

Nous consulter Brut

BRANCARD AMBULANCIER RABATTABLE



AMBULANCE

Marque :  Red Leaf

Brancard Rabattable pour Ambulance

- Brancard rabattable en Aluminium, roulant et pliable
- Housse matelassée Waterproof
- Sangles (2pcs)
- Manche de guidage
- Ridelles rabattables (2pcs)
- Relève buste
- Potence télescopique
- Système de fixation à l'ambulance
- Relève Buste : 70°
- Dimensions du brancard : 1900 x 550 x 250-850 mm

Nous consulter Brut

BRANCARD LIT D'URGENCE



REANIMATION

Marque :  SAIKANG Medical

Brancard Lit d'Urgence pour Réanimation - 2 Fonctions

- Brancard Lit roulant en ABS
- Structure en Epoxy
- Ridelles en ABS escamotables (2pcs)
- Relève buste réglable à vérin à gaz
- Réglable en hauteur par manivelle (1pc)
- Porte bouteille d'Oxygène
- Potence télescopique à 4 crochets
- Supports pour porte potence (2pcs)
- Roue centrale de direction : 15 cm de diamètre
- Freinage centralisé à pédale
- Roues en ABS de 14 cm de diamètre (4pcs)
- Pédale de guidage pour roue centrale de direction
- Sur matelas pour transfert du patient (1pc)
- Sangle de maintien (2pcs)

A 2 fonctions:

- Relève Buste : 0°- 75 °
- Réglage en hauteur: 550-850 mm
- Dimensions : 1900 x 600 x (550-850)mm

Nous consulter Brut

BRANCARD SECOURISME EN PVC HELICO BASKET



Marque :  SAIKANG Medical

- Coque en Polyéthylène haute densité et haute résistance
- Insensible aux chocs, aux variations de température, aux produits chimiques et à la corrosion
- Le contour du brancard est renforcé par un tube rond en Aluminium
- Sangles de maintien à boucle (4pcs) permettant de garantir l'immobilisation de la victime conditionnée soit dans un matelas à dépression ou autres.
- Cale-pied réglable
- Portée max : 272kg
- Dimensions : 2200 x 600 x 180 mm

Nous consulter Brut

BRANCARD MATELAS COQUILLE AVEC



POMPE

Marque :  Red Leaf

- Résistant, en polyuréthane thermoplastique
- Translucide aux rayons X
- Moule le corps du blessé facilement en coquille souple ou dure
- Matelas Immobilisateur à dépression à bille en vrac + pompe
- Points de transport (8pcs)
- Sangles de maintien (4pcs)
- Fourni dans un sac avec pompe
- Capacité : 160 Kg
- Dimensions (matelas plié) : 700 x 600 x 370 mm
- Dimensions (matelas déplié) : 2000 x 1000 x 70 mm

Nous consulter Brut

BRANCARD PLAN EN PVC



PLAN D'UR

Marque :  Red Leaf

- Planche dorsale d'urgence en PVC
- Sangles (2pcs)
- Poids : 7,5 kg
- Portée : 160 kg
- Dimensions: 182 x 40 x 4 cm

Nous consulter Brut

MINERVE FIXATION AU BRANCARD




Marque :  Red Leaf

- Immobilisation complète de la tête
- 5 Sangles de fixation au brancard
- Revêtement en plastique imperméable,
- Translucide aux Rayons X, IRM, et CT
- Prévention Traumatisme Cervico-Crânien
- Poids : 1,05 Kg

Dimensions: 42 x 26 cm

Nous consulter Brut

COUVERTURE D'URGENCE ET DE SURVIE ISOTHERMIQUE



Marque : 

SUMBOW

- Prévention hypothermique
- Waterproof - Réfléctive
- Couleur Or / Argent
- Dimensions : 1,60 x 2,10M

Nous consulter Brut

GOUTTIERES IMMOBILIS. BRAS & JAMBES SIMILI CUIR




Marque : 

- Kit de 4 attelles rigides ambidextres et 2 supports:
Immobilisation des bras et jambes, avec bandage et support bras
- Attelles en PVC à sangles / Revêtement en simili cuir
- Attelles translucides aux rayons X et IRM
- Fournies dans un sac

Marque : **FRAC-CARE**

Nous consulter Brut

GOUTTIERES IMMOBILIS. BRAS & JAMBES EN PVC



Marque : 

- Kit de 6 attelles rigides ambidextres:
Immobilisation des bras, jambes, coude et avant-bras
- Attelles en mousse + sangles latérales
- Matière : Plastique souple et flexible - EVA (Ethylène Acétate de Vinyle)
- Attelles translucides aux rayons X et IRM
- Fournies dans un sac

Marque : **FRAC-CARE**

Nous consulter Brut

ATTELLES GONFLABLES EN PVC TRANSPARENT JEU DE 4



Marque : 

- Deux membres supérieurs :**
- Attelle main, avant bras: 38 cm
- Attelle main, avant bras, coude: 63 cm
- Deux membres inférieurs :**
- Attelle Mi-jambe : 66 cm
- Attelle Jambe complète : 85 cm

Nous consulter Brut

SKB-5B012

BOITE DE SECOURS EN ABS GARNIE VOIR AUTRE DIMENSION




Marque : **SAIKANG/**Medical

- Boite de premiers soins - Garnie
- Format mallette pratique pour le transport
- A plusieurs compartiments
- En plastique ABS
- Dimensions : 27 x 19 x 12 cm
- Support pour fixation murale, utile pour :
Entreprises, écoles, cabinets médicaux, véhicules professionnels (ambulances...), et tous types de premiers secours...
- Composition de la boîte de secours ABS :**
- Eosine 50 ml - Flacon (1pc)
- Alcool 50 ml - Falcon (1pc)
- Compresse stérile 30 x 30CM (6pcs)
- Compresse de gaze 3M x 5CM (1pc)
- Compresse de gaze 3M x 7CM (1pc)
- Pansment - 'CLASSIC' - (10pcs)
- Velpeau 5 cm (1pc)
- Velpeau 10 cm (1pc)
- Coton 25g (1pc)
- Paire de gants stériles N°7 (2pcs)
- Garrot CC Violet (1pc)
- Abaisse langue adulte en bois (10pc)
- Pharma fixe 5M x 2,5 (10pc)
- Pharma Strip 13 x 102mm (2pcs)
- Lame bistouri bleu N°12 (3pcs)
- Thermometre digital 'Pen' (1pc)
- Support bras complet tissu MIC gris Univ (1pc)

Nous consulter Brut

SKB2B02

BRANCARD EN ALUMINIUM CUILLERE



SCOOP
Marque : Shanghai SUNBOW

- Structure en Aluminium
- Longueur ajustable selon la taille du patient
- Sangles ajustables pour immobilisation du patient (3pcs)
- Peut etre séparé en deux et glissé
- Portée : 160 Kg
- Dimensions : (211-167) x 42 x 6 cm

Nous consulter Brut

BBG

SAC MORTUAIRE NOIR



AVEC ZIP
Marque :  Red Leaf

- Sac Mortuaire en PVC, de couleur noire
- Fermeture facilitée par système ZIP à double curseur et rabat
- Résistant et imperméable
- Charge utile de 150 Kg
- 6 points de transport
- Logo de secourisme
- Dimensions du sac: 213 x 92 cm

Nous consulter Brut

SKB-453315

BOITE DE SECOURS ABS VIDE



Marque : **SAIKANG/**Medical

- Boite de premiers soins - Vide
- Format mallette pratique pour le transport
- A plusieurs compartiments
- En plastique ABS
- Dimensions : 43 x 30 x 15 cm
- Support pour fixation murale utile pour :
Entreprises, écoles, cabinets médicaux, véhicules professionnels (ambulances...), et tous types de premiers secours...

Nous consulter Brut

SM80030-12B

SAC D'URGENCE ET DE SECOURISME VIDE



URGENCE
Marque :  Red Leaf

- Le sac d'urgence **SM80030-12B** est conçu pour que les paramédicaux puissent organiser et transporter confortablement l'équipement médical essentiel lors des appels d'urgence. Il est conçu avec plusieurs compartiments faciles d'accès afin que l'ambulancier puisse travailler sans contrainte en cas d'urgence.
- La disposition des poches permet de visualiser et de sélectionner facilement le contenu.
 - 13 compartiments
 - Des étiquettes réfléchissantes assurent la visibilité de nuit.
 - Poignée de transport
 - Poids léger
 - Dimension : 65x34x30 cm

Nous consulter Brut

SAC D'URGENCE ET DE SECOURISME VIDE



URGENCE
Marque : Red Leaf

Le sac d'urgence **SM80030-9B** est conçu pour que les paramédicaux puissent organiser et transporter confortablement l'équipement médical essentiel lors des appels d'urgence. Il est conçu avec plusieurs compartiments faciles d'accès afin que l'ambulancier puisse travailler sans contrainte en cas d'urgence.

- La disposition des poches permet de visualiser et de sélectionner facilement le contenu.
- 09 compartiments
- Des étiquettes réfléchissantes assurent la visibilité de nuit.
- Poignée de transport
- Poids léger
- Dimension : 43x28x23 cm

Nous consulter Brut

BRANCARD AMBULANCE - LITE



Marque : Red Leaf

Ce brancard en alliage d'aluminium spécial à très haute résistance peut être utilisé par l'ensemble des secouristes et du corps médical hospitalier. Il est conçu pour protéger la victime durant le transport, en assurant sa contention et sa sécurité.

Ce brancard est équipé de :

- Une civière fixe à deux articulations (relève buste et soulève jambe);
- Un sur-matelas en mousse avec housse imperméable en nylon - épaisseur : 6 cm ;
- Une civière Plan Dur qui peut être insérée entre le châssis et la civière fixe ;
- Deux ridelles en Aluminium rabattables ;
- Deux ceintures de sécurité ;
- Une potence à sérum extensible ;
- Deux poignées de contrôle de position à ressort sur les deux extrémités du brancard (tête et pied) ;
- Un dispositif de fixation à l'ambulance ;
- Deux freins sur les roues arrière du brancard (Diamètre des roues : 150mm).

Fonctions du brancard :

- 06 Positions en hauteur + 06 Positions (pratique pour la RCR) (Trendelenburg et Trendelenburg inversé) ;
- La fonction Relève buste est réglable par vérin à gaz sur différentes positions ;
- La fonction Soulève jambe est réglable sur 3 positions par crémaillère.

Position haute (cm)	Position basse (cm)	Max ° Relève buste	Max ° Soulève jambe	Poids (kg)		Capacité Chargement
				Net /	Brut	
197x58x100	197x58x47	80°	30°	58	62	181 kg

Nous consulter Brut

BRANCARD AMBULANCE - PREMIUM



RECOVER
Marque : Red Leaf

Ce brancard en alliage d'aluminium spécial à très haute résistance peut être utilisé par l'ensemble des secouristes et du corps médical hospitalier. Il est conçu pour protéger la victime durant le transport, en assurant sa contention et sa sécurité.

Ce brancard est équipé de :

- Une civière à deux articulations (relève buste et soulève jambe) détachable à travers une poignée à ressort au pied du brancard ;
- Un sur-matelas en mousse concave - longueur : 184x47x10 cm ;
- Deux ridelles en Aluminium rabattables ;
- Trois ceintures de sécurité ;
- Une potence à sérum extensible fixée sur la civière ;
- Deux poignées de contrôle de position sur les 2 extrémités du brancard (tête et pied) ;
- Un dispositif de verrouillage fixé à l'ambulance au sol ;
- Un système de verrouillage des roues (Multidirectionnelle ou unidirectionnelle)
- Deux freins sur les roues arrière du brancard (Diamètre des roues : 200mm)

Fonctions du brancard :

- 06 Positions en hauteur + 06 Positions (pratique pour la RCR) (Trendelenburg et Trendelenburg inversé) ;
- La fonction Relève buste est réglable par vérin à gaz sur différentes positions ;
- La fonction Soulève jambe est réglable par crémaillère.

Position haute (cm)	Position basse (cm)	Max ° Relève buste	Max ° Soulève jambe	Poids (kg)		Capacité Chargement
				Net /	Brut	
200x55x96	200x55x40	75°	15°	64	68	250 kg

Nous consulter Brut