



## **CATALOGUE**

## **BRANCARDS & EVACUATION**

DRANCARDS & EVACUATION							
REF.	DESIGNATION	DESCRIPTIFS	PRIX-TTC (DHS)				
SM90017	BRANCARD ALUMINIUM  EVAC 00  Marque: Red Leaf	• Brancard pliable en 2 sans roues • Toile Orange • Transversal • Supports (4pcs) • Poignets de transport (4pcs) • Sangles d'attache (2pcs) • Fourni avec sac • Poids: 5 kg • Portée: 160 kg Dimensions toile: • Ouvert: 2100 x 550 x 120 mm • Plié: 1050 x 170 x 90 mm	Nous consulter Brut				
YDC-1A1	EVAC A1 Marque: Red Leaf	Brancard en Aluminium pliable à 2 roues Toile bleue Supports (2pcs) Sangles (2pcs) Roues (2pcs) Poids: 5 kg Portée: 160 kg Dimensions: Ouvert: 1850 x 500 x 200 mm Plié: 930 x 520 x 100 mm	Nous consulter Brut				
YDC-1A3	BRANCARD ALUMINIUM RELEVE BUSTE EVAC A3  Marque: Red Leaf	<ul> <li>En toile bleue</li> <li>Relève buste réglable par crémaillère en 8 Positions</li> <li>Supports (2pcs)</li> <li>Sangles (2pcs)</li> <li>Roues (2pcs)</li> <li>Poids: 7 kg</li> <li>Portée: 160 kg</li> <li>Dimensions:</li> <li>Ouvert: 1850 x 500 x 240 mm</li> <li>Plié: 930 x 500 x 140 mm</li> </ul>	Nous consulter Brut				
YDC-05L	CHAIR 2 Marque:	<ul> <li>Brancard pliable</li> <li>Assise de 43x47 cm et dossier 43x50cm, tous deux en Polyester</li> <li>Poignets devant extensibles (2pcs)</li> <li>Poignets arrières fixes (2pcs)</li> <li>Sangles (2pcs)</li> <li>Roues de 12cm de diamètre (2pcs)</li> <li>Poids: 10 kg</li> <li>Portée: 160 kg</li> <li>Dimensions:</li> <li>Ouvert: 650 x 430 x 940 mm</li> <li>Plié: 530 x 940 x 120 mm</li> </ul>	Nous consulter Brut				
YDC-5LS	BRANCARD CHAISE 4 ROUES  CHAIR4  Marque:  Red Leaf	Brancard pliable, couleur Bleu  Assise de 43x43 cm et Dossier 43x43 cm, tous deux en Polyester  Poignets devant extensibles (2pcs)  Poignets arrières fixes (2pcs)  Sangles (2pcs)  Roues de 12cm de diamètre (2pcs)  Petits Roues à l'avant de 7cm de diamètre avec frein (2pcs)  Poids : 10 kg  Portée : 160 kg  Dimensions:  Ouvert : 650 x 430 x 940mm  Plié : 530 x 940 x 120mm	Nous consulter Brut				

SM90015C	BRANCARD HOSPITALIER ROULANT ET PLIABLE  URGENC Marque: SUMBOW,	Brancard Roulant et Pliable - 1 Fonction   Brancard roulant en Aluminium   Réglable en hauteur par manivelle de 480 à 860mm   Ridelles en Aluminium rabattables (2pcs), de 15.5 cm de hauteur   Potence à deux crochets   Supports pour potence (4pcs)   Civière détachable du brancard de transport   Relève buste réglable par verin à gaz de 0 à 90°   Panier sous-étagère   Roues à freins (4pcs), de 15 cm diamètre   Dimensions: 1870 x 550 x (480-860)mm	Nous consulter Brut
YDC-03A	BRANCARD AMBULANCIER RABATTABLE  AMBULA  Marque:  Red Leaf	Brancard Rabattable pour Ambulance  • Brancard rabattable en Aluminium, roulant et pliable  • Housse matelassée Waterproof  • Sangles (2pcs)  • Manche de guidage  • Ridelles rabattables (2pcs)  • Relève buste  • Potence télescopique  • Système de fixation à l'ambulance  • Relève Buste : 70°  • Dimensions du brancard : 1900 x 550 x 250-850 mm	Nous consulter Brut
SKB041-1	BRANCARD LIT D'URGENCE  REANIM  Marque: SAIKANG Medical	Brancard Lit d'Urgence pour Réanimation - 2 Fonctions  Brancard Lit roulant en ABS  Structure en Epoxy  Ridelles en ABS escamotables (2pcs)  Relève buste réglable à vérin à gaz  Réglable en hauteur par manivelle (1pc)  Porte bouteille d'Oxygène  Potence télescopique à 4 crochets  Supports pour porte potence (2pcs)  Roue centrale de direction : 15 cm de diamètre  Freinage centralisé à pédale  Roues en ABS de 14 cm de diamètre (4pcs)  Pédale de guidage pour roue centrale de direction  Sur matelas pour transfert du patient (1pc)  Sangle de maintien (2pcs)  A 2 fonctions:  Relève Buste : 0°- 75°  Réglage en hauteur: 550-850 mm  Dimensions : 1900 x 600 x (550-850)mm	Nous consulter Brut
SKB2C01	BRANCARD SECOURISME EN PVC HELICO BASKET  Marque: SAIKANG Medical	Coque en Polyéthylène haute densité et haute résistance Insensible aux chocs, aux variations de température, aux produits chimiques et à la corrosion Le contour du brancard est renforcé par un tube rond en Aluminium Sangles de maintien à boucle (4pcs) permettant de garantir l'immobilisation de la victime conditionnée soit dans un matelas à dépression ou autres. Cale-pied réglable Portée max: 272kg Dimensions: 2200 x 600 x 180 mm	Nous consulter Brut
YDC-6A1	BRANCARD MATELAS COQUILLE AVEC  POMPE Marque: Red Leaf	Résistant, en polyuréthane thermoplastique Translucide aux rayons X Moule le corps du blessé facilement en coquille souple ou dure Matelas Immobilisateur à dépression à bille en vrac + pompe Points de transport (8pcs) Sangles de maintien (4pcs) Fourni dans un sac avec pompe Capacité : 160 Kg Dimensions (matelas plié) : 700 x 600 x 370 mm Dimensions (matelas déplié) : 2000 x 1000 x 70 mm	Nous consulter Brut

YDC-7B2	PLAN DU	Planche dorsale d'Urgence en PVC Sangles (2pcs) Poids: 7,5 kg Portée: 160 kg Dimensions: 183 x 44 x 4 cm	Nous consulter Brut
HD-01	MINERVE FIXATION AU BRANCARD  Marque: Red Leaf	Immobilisation complète de la tête Sangles de fixation au brancard Revêtement en plastique imperméable, Translucide aux Rayons X, IRM, et CT Prévention Traumatisme Cervico-Crânien Poids: 1,05 Kg  Dimensions: 40 x 26 cm	Nous consulter Brut
SM50011-7	COUVERTURE D'URGENCE ET DE SURVIE ISOTHERMIQUE  Marque : SUMBOW,	Prévention hypothermique Waterproof - Réflective Couleur Or / Argent Dimensions: 1,60 x 2,10M	Nous consulter Brut
AS-01	GOUTTIERES IMMOBILIS. BRAS & JAMBES SIMILI CUIR  Marque:	Kit de 4 attelles rigides ambidextres et 2 supports:     Immobilisation des bras et jambes, avec bandage et support bras     Attelles en PVC à sangles / Revêtement en simili cuir     Attelles translucides aux rayons X et IRM     Fournies dans un sac	Nous consulter Brut
AS-02	GOUTTIERES IMMOBILIS. BRAS & JAMBES EN PVC  Marque:	Kit de 6 attelles rigides ambidextres:     Immobilisation des bras, jambes, coude et avant-bras     Attelles en mousse + sangles latérales     Matière : Plastique souple et flexible - EVA (Ethylène Acétate de Vinyle)     Attelles translucides aux rayons X et IRM     Fournies dans un sac	Nous consulter Brut
AS-03	ATTELLES GONFLABLES EN PVC TRANSPARENT JEU DE 3  Marque : Red Leaf	Membre supérieur : peut être utilisé pour la main et le poignet  • Attelle main ou poignet : 37 cm  Deux membres inférieurs :  • Attelle Mi-jambe : 66 cm  • Attelle Jambe complète : 81 cm	Nous consulter Brut

BRANCARD PLAN EN PVC

SKB-5B012	BOITE DE SECOURS EN ABS GARNIE FOIR AUTRE DIMENSION  Tarque: SAIKANG/Medical	Boite de premiers soins - Garnie Format mallette pratique pour le transport A plusieurs compartiments En plastique ABS Dimensions: 27 x 19 x 12 cm Support pour fixation murale, utile pour: Entreprises, écoles, cabinets médicaux, véhicules professionnels (ambulances), et tous types de premiers secours  Composition de la boite de secours ABS: Essine 50 ml - Flacon (1pc) Alcool 50 ml - Falcon (1pc) Compresse stérile 30 x 30CM (6pcs) Compresse de gaze 3M x 5CM (1pc) Compresse de gaze 3M x 7CM (1pc) Pansment - 'CLASSIC' - (10pcs) Velpeau 5 cm (1pc) Velpeau 10 cm (1pc) Coton 25g (1pc) Paire de gants stériles N°7 (2pcs) Garrot CC Violet (1pc) Abaisse langue adulte en bois (10pc) Pharma fixe 5M x 2,5 (10pc) Pharma fixe 5M x 2,5 (10pc) Pharma Strip 13 x 102mm (2pcs) Lame bistouri bleu N°12 (3pcs) Thermometre digital 'Pen' (1pc)						Nous consulter Brut
SKB2B02   SG	COOP SAIKANG Medical	• • Structure en Aluminium     • • Longueur ajustable selon la taille du patient     • • Sangles ajustables pour immobilisation du patient (3pcs)     • • Peut etre séparé en deux et glissé     • • Portée : 160 Kg     • • Dimensions : (211–167) x 42 x 6 cm						Nous consulter Brut
               	SOITE DE SECOURS ABS VIDE  FIRST AID  farque : SAIKANG/Medical	Boite de premiers soins - Vide Format mallette pratique pour le transport A plusieurs compartiments En plastique ABS Dimensions : 43 x 30 x 15 cm Support pour fixation murale utile pour : Entreprises, écoles, cabinets médicaux, véhicules professionnels (ambulances), et tous types de premiers secours						Nous consulter Brut
YDC-3G03	BRANCARD AMBULANCE - LITE  For each of the second s	Ce brancard en alliage d'aluminium spécial à très haute résistance peut être utilisé par l'ensemble des secouristes et du corps médical hospitalier.  Il est conçu pour protéger la victime durant le transport, en assurant sa contention et sa sécurité.  Ce brancard est équipé de :  • Une civière fixe à deux articulations (relève buste et soulève jambe);  • Un sur-matelas en mousse avec housse imperméable en nylon - épaisseur : 6 cm;  • Une civière Plan Dur qui peut être insérée entre le châssis et la civière fixe;  • Deux ridelles en Aluminium rabattables;  • Deux ceintures de sécurité;  • Une potence à sérum extensible;  • Deux poignées de contrôle de position à ressort sur les deux extrémités du brancard (tête et pied);  • Un dispositif de fixation à l'ambulance;  • Deux freins sur les roues arrière du brancard (Diamètre des roues : 150mm).  Fonctions du brancard :  • O6 Positions en hauteur + 06 Positions (pratique pour la RCR) (Trendelenburg et Trendelenburg inversé);  • La fonction Relève buste est réglable par vérin à gaz sur différentes positions;  • La fonction Soulève jambe est réglable sur 3 positions par crémaillère.  Position Position Max of Relève Soulève Jambe Poids (kg) Net / Brut Chargem ent  197x55x9 197x55x4 80 30 58 62 181 kg						Nous consulter Brut

SKB037-B	BRANCARD PASSE MALADE EASYMOVE  Marque: SAIKANG Medical	<ul> <li>Brancard roulant en inox</li> <li>Relève buste réglable par crémaillère à 10 positions</li> <li>Ridelles en inox rabattables</li> <li>Matelas de 6 cm d'épaisseur</li> <li>Potence à deux crochets</li> <li>4 roues de 12 cm dont 4 avec freins</li> <li>Manches de guidage</li> <li>Dimension matelas: 179 x 52</li> <li>Dimensions (LxLxH): 1940x590x800mm</li> </ul>	Nous consulter Brut
All6000BPLUS	RESPIRATEUR DE REANIMATION D'URGENCE ET TRANSPORT AVANCE  Marque : Amóul	Spécialement conçu pour les environnements médicaux exigeants, le respirateur 6000B Plus garantit une assistance respiratoire efficace et portable.  • Léger et compact pour une utilisation facile en situation d'urgence  • Modes d'urgence avec paramètres de ventilation prédéfinis pour les nourrissons (neo-natale), les enfants et les adultes  • Guide vocal intelligent en français  • Affichage TFT couleur 5.7pouces avec une mode jour ou nuit  • Visualisation en temps réel de la courbe de pression respiratoire et ETCO2  • Alarmes audio et visuelles pour assurer la sécurité des patients de haut niveau  • Batterie rechargeable durable d'une autonomie de 10 heures  • Certifiée EN1789  Caractéristiques Techniques:  - Modes de ventilation : IPPV, AVC, AVC + Sigh, SIMV, SPONT, CPAP, Manuel, et PCV  • Volume courant : 50 ml ~ 2500 ml  - FIO2 : 45% à 100%  - Fréquence : 0-99 bpm  Rapport I:E : 9:1 à 1:9  - Poids : 3.51 kg	Nous consulter Brut
SKB041-3	BRANCARD LIT LUXUEUX 5 FONCTIONS HYDRA PUMP  Marque: SAIKANG/Medical	• Dossier radiologique • Dimensions extérieures (Lxl): 2120x840 mm • Hauteur du sol à la plate-forme du lit: 550-860 mm • hauteur du sol au garde-corps abaissé: 590-900 mm • Dimensions extérieures (Lxl): 2120x840 mm • hauteur du sol à la plate-forme du lit: 600-910 mm • Réglage de la plaque dorsale: 0-85° (±5°) • Réglage du repose-genoux: 0-30° (±5°) • Trendelenburg inversé: 0-15° (±5°) • Trendelenburg: 0-15°  Configuration technique • Usa pompe hydraulique 2 pcs • Système de manivelle 1 jeu • Ressort pneumatique du dossier 2 pcs • 8" roulettes allemandes, verrouillage central 4 pcs • Poignée de poussée d'urgence 1 jeu • Roue directionnelle 1 pc • Folding side rail 1 set • 74mm wall bumper wheel 4 pcs • IV pole previsions 4 pcs • IV pole 1 set • Central locking break pedal 2 sets • Directional wheel release pedal 2 pcs • X-ray translucent bed platform 1 set	Nous consulter Brut
BBG	SAC MORTUAIRE NOIR  AVEC ZII  Marque: Red Leaf	<ul> <li>Sac Mortuaire en PVC, de couleur noire</li> <li>Fermeture facilitée par système ZIP à double curseur et rabat</li> <li>Résistant et imperméable</li> <li>Charge utile de 150 Kg</li> <li>6 points de transport</li> <li>Logo de secourisme</li> <li>Dimensions du sac: 213 x 92 cm</li> </ul>	Nous consulter Brut
SM80030-12B   	SAC D'URGENCE ET DE SECOURISME VIDE  URGENC Marque: SUMBOW.	Le sac d'urgence SM80030-12B est conçu pour que les paramédicaux puissent organiser et transporter confortablement l'équipement médical essentiel lors des appels d'urgence. Il est conçu avec plusieurs compartiments faciles d'accès afin que l'ambulancier puisse travailler sans contrainte en cas d'urgence La disposition des poches permet de visualiser et de sélectionner facilement le contenu 13 compartiments - Des étiquettes réfléchissantes assurent la visibilité de nuit Poignée de transport - Poids léger - Dimension : 65x34x30 cm	Nous consulter Brut

