

BRANCARD LIT LUXUEUX 5 FONCTIONS HYDRA PUMP

Réf.: SKB041-3

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- Dossier radiologique
- Dimensions extérieures (Lxl) : 2120x840 mm
- Hauteur du sol à la plate-forme du lit : 550-860 mm
- hauteur du sol au garde-corps abaissé : 590-900 mm
- Dimensions extérieures (Lxl) : 2120x840 mm
- hauteur du sol à la plate-forme du lit : 600-910 mm
- Réglage de la plaque dorsale : 0-85° ($\pm 5^\circ$)
- Réglage du repose-genoux : 0-30° ($\pm 5^\circ$)
- Trendelenburg inversé : 0-15° ($\pm 5^\circ$)
- Trendelenburg : 0-15°

Configuration technique

- Usa pompe hydraulique 2 pcs
- Système de manivelle 1 jeu
- Ressort pneumatique du dossier 2 pcs
- 8" roulettes allemandes, verrouillage central 4 pcs
- Poignée de poussée d'urgence 1 jeu
- Roue directionnelle 1 pc
- Folding side rail 1 set
- 74mm wall bumper wheel 4 pcs
- IV pole previsions 4 pcs
- IV pole 1 set
- Central locking break pedal 2 sets
- Directional wheel release pedal 2 pcs
- X-ray translucent bed platform 1 set