

BRANCARD LIT D'URGENCE REANIMAS

Réf.: SKB041-1

SAIKANG / Medical

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

Brancard Lit d'Urgence pour Réanimation - 2 Fonctions

- Brancard Lit roulant en ABS
- Structure en Epoxy
- Ridelles en ABS escamotables (2pcs)
- Relève buste réglable à vérin à gaz
- Réglable en hauteur par manivelle (1pc)
- Porte bouteille d'Oxygène
- Potence télescopique à 4 crochets
- Supports pour porte potence (2pcs)

- Roue centrale de direction : 15 cm de diamètre
- Freinage centralisé à pédale
- Roues en ABS de 14 cm de diamètre (4pcs)
- Pédale de guidage pour roue centrale de direction
- Sur matelas pour transfert du patient (1pc)
- Sangle de maintien (2pcs)

A 2 fonctions:

- Relève Buste : 0°- 75 °
 - Réglage en hauteur: 550-850 mm
-
- Dimensions : 1900 x 600 x (550-850)mm