

## BRANCARD MATELAS COQUILLE AVEC POMPE

Réf.: YDC-6A1



**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

- Résistant, en polyuréthane thermoplastique
- Translucide aux rayons X
- Moule le corps du blessé facilement en coquille souple ou dure
- Matelas Immobilisateur à dépression à bille en vrac + pompe
- Points de transport (8pcs)
- Sangles de maintien (4pcs)
- Fourni dans un sac avec pompe
- Capacité : 160 Kg
- Dimensions (matelas plié) : 700 x 600 x 370 mm
- Dimensions (matelas déplié) : 2000 x 1000 x 70 mm