


## BRANCARD EN ALUMINIUM CUILLERE SCOOP

Réf.: SKB2B02

Shanghai  
SUMBOW



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC

### Caractéristiques:

- • Structure en Aluminium
- • Longueur ajustable selon la taille du patient
- • Sangles ajustables pour immobilisation du patient (3pcs)
- • Peut etre séparé en deux et glissé
- • Portée : 160 Kg
- • Dimensions : (211-167) x 42 x 6 cm