

BRANCARD SECOURISME EN PVC HELICO BASKET

Réf.: SKB2C01

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- Coque en Polyéthylène haute densité et haute résistance
- Insensible aux chocs, aux variations de température, aux produits chimiques et à la corrosion
- Le contour du brancard est renforcé par un tube rond en Aluminium
- Sangles de maintien à boucle (4pcs) permettant de garantir l'immobilisation de la victime conditionnée soit dans un matelas à dépression ou autres.
- Cale-pied réglable
- Portée max : 272kg
- Dimensions : 2200 x 600 x 180 mm