

## BRANCARD HOSPITALIER ROULANT ET PLIABLE URGENCIA

Réf.: SM90015C



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

#### **Brancard Roulant et Pliable - 1 Fonction**

- Brancard roulant en Aluminium
- Réglable en hauteur par manivelle de 480 à 860mm
- Ridelles en Aluminium rabattables (2pcs), de 15.5 cm de hauteur
- Potence à deux crochets
- Supports pour potence (4pcs)
- Civière détachable du brancard de transport
- Relève buste réglable par verin à gaz de 0 à 90°
- Panier sous-étagère

- Roues à freins (4pcs), de 15 cm diamètre
- Dimensions : 1870 x 550 x (480-860)mm