



MediCALEX
Medical Equipment



**CATALOGUE
GENERAL**

2020-2021
SOS0-S0SJ

Ensemble pour un Médical meilleur
Depuis 1990

A	Abaisse langue	166
	Accessoires Aide à la marche	128
	Accessoires ECG	107
	Accessoires Oxygénothérapie	78
	Accessoires Tensiomètres	87
	Aide aux Toilettes	123/124
	Aiguilles Ponction Lombaire	180
	Aiguilles Rachi Anesthésie	180
	Aiguilles U.U.	164
	Alèses de Lit	67
	Alèses jetables	162
	Alèses réutilisables	161
	Ambus de Réanimation	174
	Ampoules de Recharge	93
	Armature Orthopédique	08
	Articulations Flexibles	188
	Aspirateurs Chirurgicaux	79
	Aspirateurs Portables	80
	Attelles d'Immobilisation	62
B	Bac de Développement	97
	Ballons d'Anesthésie	174
	Bandages et Maintien	151/152
	Baquets	44
	Bassin de Lit	163
	Bassin Modèle de Formation	194
	Béquilles	125
	Berceaux	31/32
	Bock à Lavement	163
	Bock à Lavement en Inox	184
	Boîte à Coton en Inox	184
	Boîtes à Instruments en Inox	183
	Bouillottes	166
	Bracelets d'Identification	166
	Brancards Ambulanciers	53 à 55
	Brancards Chaises	60
	Brancards d'Evacuation Secourisme	56 à 58
	Brancards en Aluminium	58/59
	Brancards Hospitaliers	50 à 52
	Bras d'Injection	198
	Bras pour Sutures	198
C	Câbles Capnographe / E.C.G / SPO2	107
	Cagoules	160
	Calots	160
	Cannes	125/126
	Canules d'Aspiration	177
	Canules de Guedel	173
	Canules de Trachéotomie	175
	Canules pour Bocks à lavement	163
	Casaques	159
	Cassettes Film Radio	97
	Chaise de Massage	47
	Chaises de Toilette	123
	Chariots	41 à 44
	Charlottes	160
	Clamps Ombilicaux	166
	Colonne Vertébrale	188
	Compresses	148/149
	Concentrateurs d'Oxygène	74 à 76
	Consommable d'Orthopédie	153/154
	Conteneurs - Objets Tranchants	167
	Conteneurs de Déchets	167
	Conteneurs en Plastique	167
	Couches pour Adultes	162
	Coupe Transversale du Bassin	194

	Coussins Anti-Escarres	70
	Crachoir en Inox	183
	Crâne Classique	187
	Cupules à Bec en Inox	184
	Cupules d'Extraction	179
	Cupules pour Ventouse	179
	Curettes d'Aspiration	177
	Curettes Gynécologiques	177
D	Déambulateurs	127
	Débitmètres	77
	Diapasons	96
	Distributeurs - Boîtes à gants	157/184
	Divans d'Examen	33/34
	Divers Outils de Diagnostic	95
	Doigtiers 2 Doigts	159
	Dopplers	109
	Drains de Kheir	176
	Drains de Redon	176
	Drains en T	176
	Drains Thoraciques Armés	176
	Draps d'Examen	162
E	Echelles d'Acuité Visuelle	88
	Echographe	109
	Ecrans Renforcateurs pour cassettes	97
	Electrocardiographes	110
	Epicrâniennes	165
	Escabeaux	35
	Etuils Péniens	165
F	Fauteuils Confort	117/118
	Fauteuils de Dialyse	15/16
	Fauteuils Electriques	121/122
	Fauteuils Roulants	115/116
G	Gants Anti-X	98
	Gants d'Examen	157/158
	Gants en Latex	157
	Gants en Nitrile	158
	Gants en Plastique	159
	Gants en Vinyle	158
	Gants Stériles	157
	Garrots	96
	Gel Echographie	96
	Goniomètre	95
	Gouttières d'Immobilisation	61
	Guéridons	42/43
	Guides Sondes	173
H	Haricots en Inox	183
	Haricots en Plastique	163
	Holters	111
	Huile de Paraffine	166
	Humidificateur	75
I	Insufflateurs manuels	174
	Intranules avec valve	164
K	Kinésithérapie	47/48
L	Lamelles de Delbet	176
	Lames de Bistouri	164
	Lampes	35/48
	Lancettes	96
	Laryngoscopes	171/172
	Lit Orthopédique	23
	Lits d'Hospitalisation Electriques	17 à 22
	Lits d'Hospitalisation Mécaniques	23 à 28
	Loupes Binoculaires	94
	Lumière rouge	97
M	Manches de Bistouri en Inox	183

	Mannequin d'Accouchement	193
	Mannequins Complets RCR	196
	Mannequins de Formation	195
	Mannequins de Réanimation	196
	Mannequins Nouveau-nés	197
	Mannequins Torses de Réanimation	197
	Marteaux à réflexes	95
	Masques à Haute Concentration	175
	Masques à O ₂	78
	Masques à Oxygène	175
	Masques à Oxygène avec réservoir	175
	Masques Bavettes	160
	Masques Coquille	160
	Masques d'Anesthésie	174
	Masques de Nébulisation	78
	Masques Laryngés	173
	Matelas Anti-Escarres	64 à 66
	Matelas Orthopédique	68
	Modèle de Délivrance	192
	Modèle de Dilatation du Col	192
	Modèle de Simulation de l'Accouchement	192
	Modèle d'Intubation	198
	Modèles de Formation Professionnelle	198
	Moniteur de Diagnostic	101
	Moniteurs de Surveillance	103/104
N	Nébuliseurs	81/82
	Nécessaire de Secourisme	61/62
	Négatoscopes	97
O	Ophthalmoscopes	93
	Oreillers de Confort	69
	Organes du Corps Humain	189/190
	Ossature	187
	Otoscopes	93
	Oxymètres	106
P	Pansements	147/148
	Pansements hydrocellulaires	147/148
	Pansements hydrocolloïdes	147
	Papier ECHO, TOCO	96
	Paravents	36
	Peni Flow	165
	Perfuseurs	165
	Pissettes en Plastique	163
	Planches Anatomiques	190
	Plateaux à Instruments en Inox	183
	Poches à Urine	165
	Poches de Colostomie	166
	Pompe Pousse-Seringue	108
	Portes Pincés en Inox	184
	Portes Thermomètres en Inox	184
	Potences à Sérum	39
	Poubelles	36
	Poussettes Orthopédiques	119/120
	Processus de Développement du Fœtus	193
	Prolongateurs avec clamp	177
	Prolongateurs d'O ₂	76
	Protection Anti-X ₂	98
	Pyjamas de Bloc	159
Q	Quadripode	126
R	Radiologie	97 à 100
	Radioprotection	99
	Régulateur de Vide	77
	Réhausse WC	124
	Robinet à 3 voies	177
	Rolateurs	128

S	Sabots Autoclavables	168
	Sabots Médicaux	168
	Sac Mortuaire	62
	Scie à plâtre	153
	Seringue Auto-pousseuse	108
	Seringues U.U.	164
	Sets de Diagnostic	102
	Serre tête pour Masque d'Anesthésie	175
	Soin des Plaies	147 à 150
	Sonde Foley	178
	Sonde Salem	179
	Sonde Tocographe	105
	Sondes d'Aspiration	177
	Sondes d'Intubation	173
	Sondes Gastriques	179
	Sondes Trachéales	173
	Sondes Vésicales	178
	Sondes Vésicales Béquillées	178
	Sparadraps	150
	Speculums	95
	Spiromètres	112
	Squelettes Humains	187
	Stéthoscopes	91/92
	Support porte moniteur	107
	Supports portant de Tabliers	100
	Supports Porte-Moniteur	40
	Surchaussures	161
	Sur-Lunettes Anti-X	99
	Surmatelas	67/68
	Systèmes de Drainage	176
T	Table d'Accouchement	10
	Table d'Examen Electriques	11 à 14
	Table d'Examen Mécaniques	33 à 34
	Table Gynéco-Obstétricale	06
	Table Pont	44
	Tableaux Lumineux d'Acuité Visuelle	88
	Tables à Manger	45
	Tables d'Opération	07/09
	Tables de Chevet	46
	Tables de Massage	47
	Tabliers Anti-X	98
	Tabliers de Protection	159
	Tabourets	37 à 38
	Tambours Cylindriques en Inox	183
	Tensiomètres	85 à 87
	Thermomètres	89
	Toises	90
	Torche à piles	95
	Torses de Réanimation	197
	Torses Humains	191
	Transfuseurs	165
	Tripode	126
	Trousse de Diagnostic	94
	Tuyaux pour Bock à lavement	163
U	Urinal en Plastique	163
V	Valves Ambu / Rubben	174
	Vaseline	166
	Ventilateurs	73
	Ventouse Ostétricale	79
	Vertèbres Lombaires	196
	Visiere et Semi-Visiere	99
W	WC Portable	124

MOBILIER
EQUIPEMENT
MEDICAL



Pages : 05 à 48

BRANCARDS
ET
EVACUATION



Pages : 49 à 62

CONFORT
PREVENTION
DES ESCARRES



Pages : 63 à 70

OXYGENOTHERAPIE
ASPIRATION



Pages : 71 à 82

DIAGNOSTIC
APPAREILLAGE



Pages : 83 à 112

AIDE
A LA MARCHE



Pages : 113 à 130

ORTHOPEDIE



Pages : 131 à 144

BANDAGES
COMPRESSES



PANSEMENTS
SPARADRAPS



Pages : 145 à 154

CONSOMMABLE
PARAMEDICAL



Pages : 155 à 168

MATERIEL
CONSOMMABLE
D'ANESTHESIE



Pages : 169 à 180

MATERIEL
DE
STERILISATION
EN INOX




Pages : 181 à 184

ANATOMIE
HUMAINE



Pages : 185 à 198



Medi**C**ALEX

Medical Equipment

**MOBILIER
EQUIPEMENT
MEDICAL**



Ensemble pour un Médical meilleur
Depuis 1990 _____


SOMMAIRE

Armature Orthopédique	08	Poubelles	36
Baquets	44	Potences à Sérum	39
Berceaux	31/32	Supports Porte-Moniteur	40
Chaise de Massage	47	Tables d'Opération	07/09
Chariots	41 à 44	Table d'Accouchement	10
Divans d'Examen	33/34	Table Gynéco-Obstétricale	06
Escabeaux	35	Table d'Examen Electriques	11 à 14
Fauteuils de Dialyse	15/16	Table d'Examen Mécaniques	33 à 34
Guéridons	42/43	Tabourets	37 à 38
Kinésithérapie	47/48	Tables de Massage	47
Lampes	35/48	Table Pont	44
Lits d'Hospitalisation Electriques	17 à 22	Tables à Manger	45
Lits d'Hospitalisation Mécaniques	23 à 28	Tables de Chevet	46
Lit Orthopédique	23		
Paravents	36		

TO-2000

OPERA-E

Table d'Opération Electrique



Chirurgie Générale, Cardiovasculaire, Orthopédie, Gynécologie, Neurologie et autres chirurgies.

Configuration Technique

- Système électrique avec Télécommande
- Batterie intégrée – Autonomie : 2 H
- Sur-matelas en mousse HR
- Pédale pour le blocage central des roues (1pc)
- Repose-tête inclinable, réglable d'une seule main
- Plateaux de jambes (avec option d'extension) (2pcs)
- Plateaux de bras (2pcs)
- Repose pieds (2pcs)
- Jambières réglables revêtues en cuir (2pcs)
- Arceau d'Anesthésie (1pc)
- Cale côtes et hanches réglables
- Réglage du pont rénal sur côté latéral à 120 mm
- Plateau translucide aux rayons X
- Tension du réseau : 220V AC ± 10% 50Hz
- Puissance d'entrée ≤ 150 VA

Paramètres Techniques

Longueur	2000 mm
Largeur	500 mm
Hauteur Min.	550 mm
Hauteur Max.	800 mm

Réglages électriques :

Hauteur, inclinaison de la section dorsale et mouvements (proclive, déclive et inclinaison latérale)

Réglages mécaniques :

Inclinaison de la tête et jambières, rotation horizontale des jambières.

12-MODEL98

ARMATURE ORTHOPEDIQUE DE TRACTION

Multifonctionnelle



Configuration Technique

- Adaptable sur toute table d'opération
- Conçue pour les opérations chirurgicales des membres inférieurs
- La traction des membres inférieurs est ajustable aux différentes positions
- Voyage de traction: 0-130mm
- Roues en ABS


Paramètres Techniques

Longueur	1200 mm
Largeur	480 mm
Hauteur Min.	800 mm
Hauteur Max.	1030mm

3008-AB

OPERA-M

Table d'Opération Mécanique



Chirurgie Générale, Cardiovasculaire, Orthopédie, Gynécologie, Neurologie et autres chirurgies.

Configuration Technique

- Système mécanique assurant une performance infaillible et des mouvements stable
 - Réglage Hydropneumatique à pédale avec freinage centralisé
 - Sur-matelas en mousse HR ; épaisseur 4.5cm
 - Repose-tête inclinable, réglable d'une seule main
 - Largeur du plateau opératoire : 500mm
 - Réglage du pont rénal sur côté latéral à 120 mm
 - Plateaux de jambes (avec option d'extension) (2pcs)
 - Plateaux de bras (2pcs)
 - Jambières réglables revêtues en cuir et repose pieds
 - Arceau d'Anesthésie
 - Cale côtes et hanche réglables (4pcs)
- Dimensions : 2100 x 500 x 750-950 mm

Paramètres Techniques

Longueur	2100 mm
Largeur	500 mm
Hauteur Min.	750 mm
Hauteur Max.	950 mm

99B-1ET

REGNA +

Table d'Accouchement Electrique



Table Universelle pour Consultations Gynécologiques, Accouchements et Opérations Obstétricales

Configuration Technique

- Moteur électrique : JIECHANG
- Structure en acier inoxydable
- Sellerie en simili cuir garnie de mousse
- Flexion et inclinaison proclive et déclive par système électrique (télécommande ou pédales)
- Arceau d'anesthésie
- Alimentation : AC220 ±10%, 50Hz ±1Hz

Accessoires fournis :

- Reposes épaules (2pcs)
- Supports de bras (2pcs)
- Jambières (2pcs)
- Repose bras (2pcs)
- Poignets d'appui (2pcs)
- Bassin (1pc)


Paramètres Techniques

Longueur	1900 mm
Largeur	600 mm
Hauteur Min.	680 mm
Hauteur Max.	930 mm

EL-3601

OPTIMAL

Table Gynéco-Obstétricale Electrique Multipositions



Configuration Technique

- Table à 2 moteurs électriques - TIMOTION, 2 pédales
- Châssis robuste renforcé en Epoxy
- Sellerie capitonnée en mousse de 5 cm recouverte de cuir
- Roues arrières retractables assurant stabilité de la table (2pcs)
- Roues de devant de 5 cm avec freins (2pcs)
- Poignets d'appui rabattables (2pcs)
- Positionnement horizontal de la table
- Levier de contrôle à double pédales électriques pour contrôle de la hauteur et du Trendelenburg
- Relève buste manuel par verin à gaz sur côtés
- Alimentation : AC220+ -10%, 50Hz+ -1Hz

Certificats: CE, FDA, ISO9001-2008, ISO13485-2007.

Accessoires fournis :

- Poignets d'appui (2pcs)
- Baquet en Inox (1pc)
- Etriers / Supports de jambes (2pcs)


Paramètres Techniques

Longueur	1850 mm
Largeur	600 mm
Hauteur Min.	630 mm
Hauteur Max.	1030 mm

X26

NORMA 2

Table Electrique à 2 Sections



Configuration Technique

- Table d'Examen électrique à 2 sections
- Moteur électrique : RUNDA (1pc)
- Structure en Epoxy
- Sellerie garnie en mousse, recouverte en cuir noir d'une épaisseur de 9 cm
- Hauteur réglable par télécommande
- Relève buste réglable par crémaillère
- Ouverture faciale
- Support pour draps d'examen
- Barre-pédale : Freins pour fixation de la table
- Coussin : 280 x 370 x 50mm
- Alimentation : AC100-240V, 50/60Hz

Paramètres Techniques

Longueur	1840 mm
Largeur	680 mm
Hauteur Min.	560 mm
Hauteur Max.	870mm

EL-03CC

ROBIN 3

Table Electrique à 3 Sections



Configuration Technique

- Moteur électrique TIMOTION avec amortisseur (1pc)
- Châssis robuste en Epoxy stable sur 4 appuis fixes
- Sellerie capitonnée en mousse de 5 cm et recouverte de cuir noir
- Freins bilatéraux pour fixation de la table (4pcs)
- Roues de 7.5 cm de diamètre rétractables assurant stabilité de la table (4pcs)
- Ouverture creuse sur la 3^{ème} section
- Barre-pédale de pied pour réglage hauteur
- Positionnement horizontal de la table pour patients en urgence
- Accessibilité optimale du praticien des différents angles de la table pour toute thérapie

Certificats: CE, FDA, ISO9001-2008, ISO13485-2007.


Paramètres Techniques

Longueur Externe	1950 mm
Largeur Externe	660 mm
Hauteur du lit Min.	450 mm
Hauteur du lit Max.	900 mm

EL-02CC

ROBIN 2

Table Electrique à 2 Sections



Configuration Technique

- Moteur électrique TIMOTION avec amortisseur (1pc)
- Châssis robuste en Epoxy stable sur 4 appuis fixes
- Sellerie capitonnée en mousse de 5 cm et recouverte de cuir noir
- Ouverture faciale
- Freins bilatéraux pour fixation de la table (4pcs)
- Roues de 7.5 cm de diamètre rétractables assurant stabilité de la table (4pcs)
- Barre-pédale de pied pour réglage de la hauteur
- Positionnement horizontal de la table pour patients en urgence
- Relève buste manuel par verin à gaz sur côtés
- Accessibilité optimale du praticien des différents angles de la table pour toute thérapie

Certificats: CE, FDA, ISO9001-2008, ISO13485-2007.


Paramètres Techniques

Longueur Externe	1950 mm
Largeur Externe	660 mm
Hauteur Min.	480 mm
Hauteur Max.	940 mm

SKE-120A

DIA 2

Fauteuil de Dialyse Electrique



Configuration Technique

- Fauteuil de Dialyse électrique à 2 fonctions
- Télécommande pour fonctions de réglage du relèvement buste et soulèvement jambes
- Roulettes de transport silencieuses à freins (4 pcs)
- Petite table à manger pivotante et réglable en hauteur à vis
- Fonction RCP
- Alimentation : AC100-240V, 50/60Hz
- Potence télescopique à 4 crochets
- Section dorsale 800x590mm
- Siège 470x560mm
- Repose-jambes 560x580 mm
- Repose-pieds détachable 200x370 mm
- Coussin 370 x 290 mm
- Accoudoirs rotatifs 480x160 mm (2 pcs)
- Epaisseur matelas 50mm

Paramètres Techniques

Longueur	1880 mm
Largeur	580 mm
Hauteur fixe	560 mm

SKE-180

DIA 3

Fauteuil de Dialyse Electrique



Paramètres Techniques Principaux

Dimensions du fauteuil	1800 x 750 mm
Hauteur réglable	550-750 mm
Section dorsale	770x580 mm
Siège	470x580 mm
Repose-jambes	400x540 mm
Repose-pieds	410x200 mm
Accoudoirs	500x200 mm
Accoudoirs rotatifs	0° - 270°
Accoudoirs ajustables en hauteur	100 mm
Epaisseur matelas	60 mm
Relève buste	0°-70°
Relève jambe	20°-75°
Roues à freins, d=7.5cm	4 pcs

Configuration Technique

Télécommande	1 pc
Ligne électrique	1 pc
Roues silencieuses, à freins	4 pcs
Petite Table à manger	1 pc
Fonction RCP	


Paramètres Electriques

Voltage d'Alimentation	100-240V
Fréquence	50/60Hz

SK001-14

SUPRA 5

Lit Electrique à 5 Fonctions - Commandes intégrées



Configuration Technique

- Structure en Epoxy
- Sommier en acier perforé, laqué Epoxy
- Tête et pied de lit en ABS amovibles
- Jeu de quatre ridelles latérales en ABS escamotables de hauteur: 33 cm (4pcs)
- Roues en ABS silencieuses de 15 cm de diamètre, dont 2 à freins (4pcs)
- Freinage centralisé à pédale
- Commandes intégrées dans deux ridelles latérales en ABS (interne et externe) (2pcs)
- Commande infirmière intégrée en Ecran LCD au pied du lit (1pc)
- Télécommande (1pc)
- Supports pour poche de drainage sur chaque côté (2pcs)
- Potence télescopique à 4 crochets
- Moteur électrique JIECANG
- Portée : 200 Kg
- Alimentation : 220V

Paramètres Techniques

Longueur Externe	2216 mm
Largeur Externe	1040 mm
Hauteur Min.	450 mm
Hauteur Max.	840 mm

K-A558

LIFE 5+

Lit Electrique à 5 Fonctions



Configuration Technique

- Moteur électrique LINKAN (1pc)
- Structure en Epoxy avec courbures en ABS injecté
- Cadre de lit en tubes rectangulaires en acier
- Tête et pieds de lit en ABS amovibles
- Roues en ABS (dont 2 à freins); d=12.5 cm(4pcs)
- Freinage centralisé à pédale
- Ridelles latérales en ABS rabattables de hauteur: 33 cm (4pcs)
- Potence amovible à 2 crochets et crochets pour poches de drainage


Paramètres Techniques

Longueur Externe	1900 mm
Largeur Externe	840 mm
Hauteur Min.	440 mm
Hauteur Max.	700 mm

K-A557

LIFE 5

Lit Electrique à 5 Fonctions



Configuration Technique

- Moteur électrique LINKAN (1pc)
- Structure en Epoxy
- Cadre de lit en tubes rectangulaires en acier
- Tête et pieds de lit en ABS amovibles
- Roues en ABS (dont 2 à freins); d=12.5 cm(4pcs)
- Freinage centralisé à pédale

- Ridelles en ABS rabattables de hauteur: 35 cm (4pcs)
- Potence amovible à 2 crochets (1pc)
- Crochets pour poches à urine (4pcs)
- Vérin manuel pour le relèvement buste en cas de coupure de courant

Paramètres Techniques

Longueur Externe	2000 mm
Largeur Externe	900 mm
Hauteur Min.	450 mm
Hauteur Max.	700 mm

K-A541

SUPRA 3

Lit Electrique à 3 Fonctions



Configuration Technique

- Moteur électrique LINKAN (1pc)
- Structure en Epoxy
- Tête et pieds de lit en ABS amovibles
- Ridelles en ABS rabattables de hauteur: 36 cm (4pcs)
- Télécommande (1pc)
- Potence télescopique à 2 crochets (1pc)
- Crochets pour poches à urine (4pcs)
- Roues en ABS silencieuses de 12.5 cm de diamètre, dont 2 à freins (4pcs)


Paramètres Techniques

Longueur Externe	2000 mm
Largeur Externe	900 mm
Hauteur Min.	450 mm
Hauteur Max.	700 mm

K-A539-1

LIFE 3

Lit Electrique à 3 Fonctions



Configuration Technique

- Moteur électrique LINKAN (1pc)
- Structure en Epoxy
- Tête et pieds de lit en ABS amovibles
- Paire de ridelles en Aluminium rabattables ; hauteur : 35cm
- Télécommande (1pc)
- Potence télescopique à 2 crochets (1pc)
- Crochets pour poches à urine (2pcs)
- Roues en ABS silencieuses de 12.5 cm de diamètre, dont 2 à freins (4pcs)

Paramètres Techniques

Longueur Externe	2000 mm
Largeur Externe	840 mm
Hauteur Min.	450 mm
Hauteur Max.	700 mm

K-A537

LIFE 3 - ULTRA BAS

Lit Electrique à 3 Fonctions



Configuration Technique


- Moteur électrique LINKAN (1pc)
- Structure en Epoxy
- Tête et pieds de lit en ABS amovibles
- Roues en ABS (dont 2 à freins); d=12.5 cm(4pcs)
- Ridelles en Aluminium rabattables (2pcs)
- Potence télescopique (1pc)
- Crochets pour poches à urine (1pc)

Paramètres Techniques

Longueur Externe	1900 mm
Largeur Externe	840 mm
Hauteur Min.	250 mm
Hauteur Max.	600 mm

G07-1 ORTHOPEDIA 5

Lit Orthopédique à 5 Fonctions - 4 Manivelles



Configuration Technique

- Lit avec Cadre de traction orthopédique en Acier Chromé H=187cm
- Structure en Epoxy (1pc)
- Barre de traction avec deux poulies amovibles (1pc)
- Tête / pied de lit en ABS (1pc)
- Supports pour poche de drainage (2pcs)
- Ridelles en ABS rabattables (4pc)
- Roues silencieuses (4pcs)
- Pédales pour freinage centralisé (2pcs)
- Sangles souleve-malade (2pcs)
- Potence amovible à 2 crochets (1pc)
- Table à manger intégrée en ABS, (1pc) dim.: 810 x 340mm
- Crochets latéraux pour poche à urine amovibles (2pcs)
- Panier pour bassin de lit (1pc)

Paramètres Techniques

Longueur Externe	2380 mm
Largeur Externe	1080 mm
Hauteur du lit	510 mm
Dim interne	2150 x 1030 x 510 mm

SK-015 SERIMA 5

Lit Mécanique à 5 Fonctions - 4 Manivelles



Configuration Technique

- Structure en Epoxy
- Tête et pieds de lit en ABS amovibles
- Ridelles en Aluminium rabattables, de 34 cm de hauteur
- Potence télescopique à 2 crochets
- Supports pour fixation de potence (4pcs)
- Crochets pour poches à urine (2pcs)
- Roues en ABS silencieuses (4pcs), de 12.5 cm de diamètre à freins


Paramètres Techniques

Longueur Externe	2050 mm
Largeur Externe	830 mm
Hauteur Min.	450 mm
Hauteur Max.	720 mm

KA-0339

SERIMA 3

Lit Mécanique à 3 Fonctions - 3 Manivelles



Configuration Technique

- Tête et pied de lit en plastique
ABS amovibles et Sommier en Epoxy
- Roues en ABS (dont 2 à freins); d=12.5 cm(4pcs)
- Ridelles en Aluminium rabattables (2pcs)
- Potence télescopique (1pc)
- Crochet pour poches à urine (1pc)

Paramètres Techniques

Longueur Externe	1900 mm
Largeur Externe	840 mm
Hauteur Min.	450 mm
Hauteur Max.	700 mm

KA-0328

SERIMA 2

Lit Mécanique à 2 Fonctions - 2 Manivelles



Configuration Technique

- Tête et pied de lit en ABS amovibles et Sommier en Epoxy
- Roues en ABS (dont 2 à freins); d=12.5 cm(4pcs)
- Ridelles en Aluminium rabattables H=35 cm (2pcs)
- Potence télescopique (1pc)
- Crochet pour poches à urine (1pc)
- Sous-étagère porte urinal et bassin

Paramètres Techniques

Longueur Externe	1980 mm
Largeur Externe	860 mm
Hauteur Fixe	500 mm

KA-318A

SERIMA 1

Lit Mécanique à 1 Fonction - 1 Manivelle



Configuration Technique

- Tête et pied de lit en ABS amovibles et Sommier en Epoxy
- Roues en ABS (dont 2 à freins); d=12.5 cm (4pcs)
- Ridelles en Aluminium rabattables de hauteur: 32 cm (2pcs)
- Potence amovible à 2 branches (1pc)
- Crochet pour poche à urine de drainage (1pc)

Paramètres Techniques

Longueur Externe	1900 mm
Largeur Externe	840 mm
Hauteur Fixe	500 mm

Accessoires des lits

KA-T-E

Télécommande pour lit électrique

- Télécommande pour les 3 fonctions électriques (Relève buste, relève jambe et hauteur)
- Adaptable aux lits

SUPRA 3 - LIFE 3 - LIFE 5



KA-P-M

Manivelle pour lit mécanique

- Manivelle en Epoxy avec cache en plastique ;
- Pour lit mécanique.



X03-1

JUNIOR

Lit Hopital Mécanique avec Matelas - 1 Manivelle



Configuration Technique

- Lit mécanique avec matelas, pour enfant à une manivelle
- Structure du lit en Epoxy
- Matelas en mousse HR à 2 sections, flexible et Waterproof
- Roues en ABS (dont 2 à freins); d=12.5 cm (4pcs)

- Crochets pour poches de drainage (2pcs)
- Potence télescopique à 2 crochets
- Supports pour potence (4pcs)
- Ridelles en Epoxy rabattables, de 45 cm de hauteur

Paramètres Techniques

Longueur Externe	1500mm
Largeur Externe	670 mm
Hauteur Fixe	950 mm
Dim matelas	1460 x 650 x 130 mm

SK0057-1

MANIVO

Lit Simple Mécanique - Relève Buste par Manivelle



Configuration Technique

- Ossature tube Carré en Epoxy, à 2 plans (1pc)
- Roues avec cache en plastique, dont 2 avec freins (4pcs)
- Potence en Inox amovible à 2 branches à 4 crochets en plastique (1pc)
- Crochets pour poches à urine (2pcs)
- Tête et pied du lit en tube rond Inox démontables, couleur bleue en bois lamifier

Paramètres Techniques

Longueur Externe	1950 mm
Largeur Externe	900 mm
Hauteur Fixe	510 mm

KA-0220

CREMA

Lit Simple Mécanique - Relève Buste par Crémaillère



Configuration Technique

- Ossature tube Carré en Epoxy
- Tête / pied de lit en Inox et Bois démontables en tube rond
- Roues en ABS (dont 2 à freins) (4pcs)
- Potence en Inox amovible à 2 branches (1pc)

Paramètres Techniques

Longueur Externe	1900 mm
Largeur Externe	900 mm
Hauteur Fixe	500 mm

SK-A3-1

BERCEAU NOUVEAU-NÉ EN ABS

Multipositions



Configuration Technique

- Berceau nouveau-né en ABS
- Roulettes silencieuses de 10cm de diamètre, dont 2 à freins (4pcs)
- Coque en Plexiglas transparente
- Matelas en mousse, épaisseur : 4cm
- Fonctions ajustables par Vérin à gaz
- Couleurs : Bleu - Rose ●●

Paramètres Techniques

Longueur Externe	850 mm
Largeur Externe	500 mm
Hauteur Min.	780 mm
Hauteur Max.	940 mm

KA-153

BERCEAU NOUVEAU-NÉ

Sur Chariot en Inox

Configuration Technique

- Chariot en tube rond en Inox
- Roues en ABS, dont 2 à freins (4pcs)
- Coque Plexiglas incolore thermoformée avec rebords et ouvertures d'aération
- Matelas en mousse recouvert de housse en Skai

Paramètres Techniques

Longueur Externe	900 mm
Largeur Externe	500 mm
Hauteur fixe	800 mm
Dim. Matelas	600 x 400 x 30 mm



BKA-153

COQUE POUR BERCEAU EN PLEXIGLAS

Sans Matelas



Configuration Technique

- Coque en Plexiglas incolore thermoformée (1pc)
- Rebords et ouvertures d'aération (Sans matelas) (1pc)

Paramètres Techniques

Longueur Externe	800 mm
Largeur Externe	500 mm

SA045-A

GYNECAS

Table d'Examen Gynécologique en Inox - Crémaillère



Configuration Technique

- Châssis en tube rond en Inox
- Sellerie garnie de mousse et simili Cuir noir, épaisseur de 10cm
- Réglage du relèvement buste de 0 à 80° par crémaillère sur 10 positions
- Inclinaison de la table sur 10 positions
- Inclinaison section jambières sur 10 positions
- Extension pieds rabattable
- Jambières revêtues en cuir et étriers réglables
- Cuvette amovible en Inox d'une capacité de 2 L
- Poignets de maintien réglables à vis (2pcs)

Paramètres Techniques

Longueur Externe	1840 mm
Largeur Externe	650 mm
Hauteur Fix.	800 mm

KA-0155

ALPHA

Divan d'Examen en Inox



- Châssis en tube carré en Inox - pieds tube rond
- Relèvement buste réglable par crémaillère à 5 positions
- Sellerie capitonnée en mousse et simili cuir
- Poignet relèvement buste
- Support pour draps d'examen
- Couleur: ●
- Dim. : 1900 x 650 x 750 mm

ET-0002

BETA

Divan d'Examen en Epoxy



- Chassis Démontable à tube carré Epoxy
- Relèvement buste crémaillère à 5 Positions
- Sellerie garnie de mousse recouverte de simili cuir
- Support pour draps d'examen
- Couleur: ●
- Dimensions : 1870 x 600 x 700 mm

UPL6100**GOOSE**

Lampe LED avec Variateur



Lumière LED Blanche froide
Une ampoule de 13W

- Bras flexible sur tige en Epoxy
- Piétement PVC noir à 5 branches sur roulettes
- Voltage 220V

**45-325R****REGULAR**

Lampe LED sans Variateur



- Bras articulé à lampe large à ressorts
- Tige en Epoxy blanche
- Piétement métallique bleu à 5 branches sur roulettes
- Voltage 220V
- Ampoule : 50 Watts - lumière jaune

ESCABEAU EN INOX A 2 MARCHES**SM1051B**

- Ossature en tube rond Inox
- 2 marches en Aluminium antidérapantes
- Hauteur des marches (du sol):
- 1^{ère} à 18.5 cm et 2^{ème} à 37 cm

PARAVENTS EN INOX**SM5192S - 2 VOLETS****SM5192M - 3 VOLETS**

- Châssis en Chromé de 2 à 3 panneaux de 60 cm de largeur
- Roulant - Pliable
- Toile lavable blanche
- Dimensions ouvert :
- 1750 x 1200mm (SM5192S)
- 1750 x 1800mm (SM5192M)
- Poids :
- 4Kg (SM5192S)
- 6Kg (SM5192M)



MA-05CC

- Tabouret Rond Roulant
- Assise de 35 cm en mousse recouverte en cuir
Épaisseur : 6 cm
- Réglage hauteur de 44 à 60cm à vérin hydraulique
- Piètement plastique à 5 branches



MA-03CC

- Tabouret Rond Roulant
- Assise de 34 cm en mousse recouverte en cuir
Épaisseur : 6 cm
- Réglage hauteur de 49 à 64 cm à vérin hydraulique
- Piètement chromé à 5 branches



MA-06CC

- Tabouret Roulant Assise Selle
- Assise confortable ergonomique format selle
recouverte en cuir
- Réglage hauteur de 44 à 60 cm à vérin hydraulique
- Piètement plastique à 5 branches



MA-07CC

- Assise confortable ergonomique format selle
recouverte en cuir
- Réglage hauteur de 46 à 60cm à vérin hydraulique
- Piètement chromé Deluxe à 5 branches sur roulettes
- Cerceau repose pieds total confort



MA-08CC

- Assise 35 cm en mousse recouverte en cuir
Épaisseur : 6 cm
- Réglage hauteur de 46 à 60cm à vérin hydraulique
- Piètement chromé Deluxe à 5 branches sur roulettes
- Cerceau repose pieds total confort



MA-04CC

- Tabouret Roulant Assise Selle
- Assise confortable ergonomique format selle
recouverte en cuir
- Réglage hauteur de 50 à 63 cm à vérin hydraulique
- Piètement chromé à 5 branches



KD-040-B (Bleu)



KD-040-J (Jaune)



- Tabouret Roulant Avec Dossier
- Assise de 34 cm en mousse extensible,
recouverte en Cuir jaune ou bleu ;
Épaisseur : 7 cm
- Dossier à design ergonomique avec
accoudoir unilatéral en mousse
injectée
- Réglage en hauteur à vérin à gaz
de 480 à 620 mm
- Piètement en Chromé à 5 roues

RT-4-5P

- Potence à Sérum en Inox
- Tige en Inox réglable en hauteur de 1300 à 2200 mm
- Pieds 5 branches en plastique noir sur roulettes
- 4 Crochets en plastique



RT-3-5C

- Potence à Sérum en Inox
- Tige en Inox réglable en hauteur de 1300 à 2200 mm
- Pieds 5 branches chromées sur roulettes
- 4 Crochets en Inox



IVLK5-4

- Tige en Inox coulissante à 4 crochets Inox
- Pieds en fonte avec cache branche en plastique
- couleur blanche
- Hauteur réglable de 1200 à 2100 mm
- Piètement stable en fonte à 5 branches sur roulettes



RT-6-FB/RT-7-FB

- Tige Potence à Sérum Fixation Lits et Brancards
- Tige potence Aluminium
- Adaptable aux tubes carrés et ronds des lits et brancards
- Règlable en hauteur de 850 à 1550 mm
- 2 Crochets en Inox



P-SS500

- Panier Porte à Serum Inox
- Lamelles inoxydables
- Ajustables aux flacons de 250 ml et 500 ml



SKH047-1 EPOXY

PSM01-1 INOX

- Potence Inox - Appui Malade
- Appui pour patient pour lits d'hospitalisation



SM-C-MN

SUPPORT MURAL - PORTE MONITEUR

- En Aluminium
- Fixation murale



IV-CTC-P

SUPPORT PORTE MONITEUR

- Luxueux
- Tige en Inox réglable en hauteur 87cm à 110cm
- Pieds 5 branches chromées sur roulettes
- Avec panier

IV-F-01

POTENCE PORTE MONITEUR

- Tige en Inox réglable à vis
- Poignet, réglable à vis
- Plateau porte moniteur en Plastique
- Potence à 4 crochets en Inox
- Piètement à 5 branches en Inox
- 5 Roulettes à freins
- Dimensions plateau : 230-180mm
- Tige réglable en hauteur de 1570-2000 mm




SKH-54A*

SKH-54B**


CHARIOTS SOINS D'URGENCE ABS

* Dim.: 750 x 475 x 920 mm
** Dim.: 850 x 520 x 950 mm



SKH-AT120

CHARIOT D'ANESTHESIE EN ABS




Dim.: 625 x 475 x 960mm



SKH-54C*

CHARIOT DISTRIBUTION MEDICAMENTS EN ABS

Dim.: 750 x 475 x 920 mm



SKR-007

CHARIOT À PANSEMENTS

- Chariot bleu en ABS
- 2 Plateaux avec rebords et manches de guidage en Inox
- Tiroir avec compartiments
- Seau en plastique avec couvercle
- Bassine en Inox
- 4 roues en ABS silencieuses, dont 2 à freins
- Dimensions: : 730 x 480 x 900 mm



SKR-004*

SKR-005**

K-B101***

- Guéridon en ABS, couleur bleue
- Ossature fixe
- Plateaux en ABS avec rebords
- 2 manches de guidage
- 1 Tiroir avec compartiments***
- 4 Roues en ABS silencieuses, dont 2 à freins
- Dimensions: 730 x 480 x 900mm



- * 2 plateaux
- ** 3 plateaux
- *** 3 plateaux + Tiroir



KB-0121

CHARIOT A PANSEMENTS

- Chariot démontable en Inox
- 2 Plateaux en Inox démontables avec rebords
- Une manche de guidage
- 2 Tiroirs
- 4 Portes pissettes
- Support de poubelle et poubelle en plastique
- 4 Roues en ABS, dont 2 à freins
- 1 Support en Inox pour rangement sur le côté
- Dimensions: 650 x 450 x 890mm



GUERIDONS EN INOX / EPOXY

KA-0129 / 2 Plateaux

- Ossature démontable en tube rond Inox
- 2 plateaux en Inox avec rebords sur 4 côtés et 2 manches de guidage
- 4 roues en ABS silencieuses, dont 2 à freins
- Dimensions: 660 x 450 x 800 mm



KA-0127 3 Plateaux

- Ossature fixe en tube rond Inox
- 3 plateaux en Inox avec rebords, 1 tiroir et 2 manches de guidage
- 4 roues, dont 2 à freins
- Dimensions : 540 x 420 x 900 mm



KB-0132 2 Plateaux

- Ossature fixe en tube rond en Epoxy beige
- 2 plateaux en Epoxy avec rebords
- 4 roues en ABS silencieuses, dont 2 à freins
- Dimensions : 660 x 450 x 800 mm



KB-0117

CHARIOT A LINGE SALE ET PROPRE

- Chariot en Inox
- 3 Plateaux de rangement avec rebords pour linge propre
- Manche de guidage
- 1 Sac à linge sale en toile jaune détachable et lavable
- 4 Roues, dont 2 avec freins
- Dimensions: 920 x 480 x 1000mm



KB-118A

CHARIOT A LINGE SALE

- Pliable
- 1 Sac en toile
- Détachable et lavable
- 4 Roues, dont 2 à freins
- Dimensions: 600 x 600 x 800mm



KD-0058

TABLE PONT

- Table pont en Inox à 2 Postes
- Un plateau en Inox détachable
- Châssis en Inox tube rond sur 4 roues, dont 2 à freins
- Réglable en hauteur à vis
- Dimensions: 600 x 400 x 900-1500 mm



KD-013 1 cuvette

KD-015 2 cuvettes

BAQUETS

- Baquets en Inox
- Piètement en Inox à 4 roues, dont 2 à freins
- Diamètre cuvette: 300 mm
- Hauteur: 800 mm
- Capacité : 3,5 L/cuvette



▶▶ TABLES À MANGER

SKH46-2

En ABS

- 1 Plateau en ABS, couleur bleu ciel
- Colonne en Epoxy avec cache en plastique blanc
- 4 Roulettes, dont 2 avec freins
- Réglable en hauteur par vérin à gaz
- Dim.: 900 x 450 x 770-1050 mm



SKH-042

En Bois

- 1 Plateau en bois plaqué
- Structure en Epoxy
- 4 Roulettes silencieuses, dont 2 avec freins
- Réglable en hauteur à verin à gaz
- Dim.: 800 x 400 x 800-1100 mm



SKH046

En Bois - Luxueuse

- Un plateau en Bois
- Structure en Epoxy
- Colonne en Aluminium
- Roulettes (4pcs), dont 2 à freins
- Réglage de la hauteur par vérin à gaz
- Dimensions : 810 x 400 x (650-930)mm



HY2011

En Bois

- 1 Plateau lamifié couleur bois
- Support en Epoxy
- 4 Roulettes à freins
- Réglable en hauteur à vis
- Dimensions: 770 x 380 x 750-1200mm



SKH046-1

PLATEAU TELESCOPIQUE

- En ABS
- Fixation aux ridelles du lit
- Dimensions : 350x(870-1000)mm



▶▶ TABLES DE CHEVET

SKS002

En ABS

- 1 Plateau et un tiroir pour rangement
- 1 Placard à une étagère
- Sur roulettes, dont 2 à freins
- 2 Porte Serviettes
- Couleur: ●●
- Dimensions. : 480 x 480 x 760 mm



KC-070B

En Bois

- Sur roulettes et avec freins
- 1 Plateau rabattable sur le côté
- 1 Tiroir et une armoire à 3 étagères
- 2 Compartiments
- Poids : 35 Kg
- Dimensions : 480 x 450 x 820 mm



SKS008

En ABS



- Sur roulettes et avec freins
- Couleur Bois

SKS010

En Aluminium



- Fixe en Aluminium
- Couleurs: ●●

▶ TABLES DE MASSAGE



FIX-MT1

BASSE FIXE

- Table compacte à usages multiples
- Construction horizontale en Epoxy blanc
- 4 Pieds fixes démontables
- Revêtement PU Vinyle noir Deluxe 5cm
- Ouverture faciale
- Portée : 200 kg
- 2 ans de garantie sur construction
- P.N./P.B.: 35 kg /40 kg
- Dimensions: 185 x 62 x 72 cm

Certifications : CE, FDA, ISO9001-2008,
ISO13485-2007.



JFAL01FE

PORTABLE / PLIABLE

- Chassis en Aluminium
- Revêtement en skaï noir épaisseur de 4 cm
- Pieds en Aluminium avec manches en Vinyle
- Réglable en hauteur de 59 à 83cm
- Ouverture faciale avec couvercle
- Rangement en Sac
- Portée max.: 90 kg
- P.N./P.B.:11.8 kg /14 kg
- Dim. ouverte : 185 x 65 cm - H. 59-83 cm
- Dim. pliée : 93 x 66 x 17 cm

Accessoires:

- Repose tête, reposes bras,
- Épaulières, sac de rangement



JFMC-03

CHAISE DE MASSAGE

- Inclinée - Démontable
- Stable sur 2 supports métalliques
- Assise avec plateau thoracique amovible
- Accoudoirs avec appui tête à ouverture faciale
- Repose jambes revêtus de mousse et skaï
- Portée : 160 kg
- Poids : 12 kg
- Dimensions: 130 x 740 x 56 cm



YSHT-2

PUISSANCE 400 WAT

LAMPES INFRA ROUGE SUR ROULETTES

La chaleur de cette lampe infrarouge est très confortable, elle pénètre profondément la peau et stimule ainsi la circulation sanguine. Cette chaleur soulage ainsi la douleur des muscles et articulations.

- Voltage: 220
- Minuterie manuelle réglable : 0 - 60 Minutes
- Lampe rotative à 360 °
- Ampoule céramique
- Hauteur de la tige réglable de 100 à 135 cm
- 4 roues pour déplacement facile



AMPOULE CERAMIQUE POUR LAMPES INFRA ROUGE

LYSHTIR

600 watts

- Filtrage



000H05S

BALLES DE REEDUCATION DES MAINS

- Balles de Rééducation des mains
- Souple / Dure
- Multicolore



BRANCARDS ET EVACUATION



SOMMAIRE


Attelles d'Immobilisation	62	Gouttières d'Immobilisation	61
Brancards Ambulanciers	53 à 55	Nécessaire de Secourisme	61/62
Brancards en Aluminium	58/59	Sac Mortuaire	62
Brancards Chaises	60		
Brancards Hospitaliers	50 à 52		
Brancards d'Evacuation			
Secourisme	56 à 58		



SKB041-3

HYDRA-PUMP

Brancard Lit Luxueux - 5 Fonctions



Configuration Technique

- Equipé de deux pompes hydrauliques
- Sommier en Epoxy avec dossier en bois translucide aux rayons X
- Ridelles latérales en Aluminium rabattables; Hauteur: 47 cm
- Matelas imperméable en mousse de Polyuréthane; Epaisseur: 6 cm
- Une roue centrale de direction; Diamètre: 20cm
- Roues en ABS silencieuses (4pcs)
- Système de freinage à pédales
- Relève buste ajustable par vérin à gaz et relève jambe ajustable par manivelle
- Support pour bouteille d'Oxygène et un plateau pour cassette Radio
- Potence télescopique à 4 crochets
- Crochets pour poches de drainage sur les barres latérales (2pcs)
- Protection Anti-choc sur les 4 coins
- Manches de guidage (3pcs)

Paramètres Techniques

Longueur	2120 mm
Largeur	800 mm
Hauteur Min.	630 mm
Hauteur Max.	980 mm

YQC-2R

REANIMAS

Brancard Lit d'Urgence pour Réanimation - 2 Fonctions



Configuration Technique

- Brancard Lit roulant en ABS
- Structure en Epoxy
- Ridelles en ABS escamotables (2pcs)
- Relève buste réglable à vérin à gaz
- Porte bouteille d'Oxygène
- Potence télescopique à 2 crochets
- Supports pour porte potence (2pcs)
- Roue centrale de direction : 10 cm de diamètre
- Freinage centralisé à pédale
- Roues en ABS de 14 cm de diamètre (4pcs)
- Sur matelas pour transfert du patient (1pc)

Paramètres Techniques

Longueur	1900 mm
Largeur	600 mm
Hauteur Min.	550 mm
Hauteur Max.	850 mm

S90015C

URGENCIA

Brancard Roulant et Pliable -1 Fonction



Configuration Technique

- Brancard roulant en Aluminium
- Réglable en hauteur par manivelle de 480 à 860mm
- Ridelles en Aluminium rabattables (2pcs), de 15.5 cm de hauteur
- Potence à deux crochets
- Supports pour potence (4pcs)
- Civière détachable du brancard de transport
- Relève buste réglable par crémaillère de 0 à 90°
- Panier sous-étagère
- Roues à freins (4pcs), de 15 cm diamètre


Paramètres Techniques

Longueur	1870 mm
Largeur	550 mm
Hauteur Min.	480 mm
Hauteur Max.	860 mm

YDC-3E

STRYKER TYPE

Brancard pour Ambulance - 8 Positions



Configuration Technique

- Structure en Aluminium renforcé recouverte d'une couche en Epoxy
- Châssis modulable et pliable – longueur ajustable
- Relève Buste et Soulève Jambe ajustables
- Ridelles en ABS rabattables
- Matelas concave en PVC rembourré de mousse - Epaisseur de 10cm
- Potence télescopique rétractable L.80cm
- Diamètre des 4 roues principales au sol : 15 cm
- Diamètre des 2 roues fixées au châssis : 12.5 cm
- Freins sur les deux roues latérales (2pcs)
- Brancard rabattable et ajustable en hauteur sur 8 positions
- Hauteur maximale de charge: 69 cm
- Manutention par 2 brancardiers pour placer le brancard dans l'ambulance
- Support pour défibrillateur
- Support pour bouteille d'Oxygène
- Extension - repose tête ajustable sur deux niveaux
- Sacs de rangement à l'arrière du dossier du brancard
- Système de fixation à l'ambulance
- Disponible en couleurs


Paramètres Techniques

Longueur	2050 mm
Largeur	570 mm
Hauteur Min.	300 mm
Hauteur Max.	900 mm

YDC-03A

AMBULANCIA

Brancard Rabattable pour Ambulance



Configuration Technique

- Brancard rabattable en Aluminium, roulant et pliable
- Housse matelassée Waterproof
- Sangles (2pcs)
- Manche de guidage
- Ridelles rabattables (2pcs)
- Relève buste
- Potence télescopique
- Système de fixation à l'ambulance

Paramètres Techniques

Longueur	1900 mm
Largeur	550 mm
Hauteur Min.	250 mm
Hauteur Max.	850 mm

YDC-6A1

COQUILLE

Brancard Matelas - Gonflable



Configuration Technique

- Résistant, en polyuréthane thermoplastique
- Translucide aux rayons X
- Moule le corps du blessé facilement en coquille souple ou dure
- Gonflable avec pompe à pression
- Points de transport (8pcs)
- Sangles de maintien (4pcs)
- Fourni dans un sac avec pompe à pression

Paramètres Techniques

Longueur	2000 mm
Largeur	1000 mm
Epaisseur	70 mm
Dimensions plié	700 x 600 x 370 mm
Poids	6 kg

YDC-8A1

HELICO-BASKET

Brancard Secourisme en PVC



Configuration Technique

- Coque en Polyéthylène haute densité et haute résistance
- Insensible aux chocs, aux variations de température, aux produits chimiques et à la corrosion
- Le fond du brancard est renforcé par des lames en Aluminium.
- Sangles de maintien à boucle (4pcs) permettant de garantir l'immobilisation de la victime conditionnée soit dans un matelas à dépression ou autres.
- Cale-pied réglable

Paramètres Techniques

Longueur	2190 mm
Largeur	600 mm
Epaisseur	180 mm
Portée	272 kg
Poids	6 kg

SKB2B02

SCOOP

Brancard en Aluminium Cuillère

- Structure en Aluminium
- Longueur ajustable selon la taille du patient
- Sangles ajustables pour immobilisation du patient (2pcs)
- Peut être séparé en deux et glissé



Paramètres Techniques

Dimensions	(194-167) x 42 x 6 cm
Portée	160 kg

YDC-7B2

PLAN DUR

Brancard en PVC

- Plaque dorsale d'Urgence en PVC
- Sangles (2pcs)



Paramètres Techniques


Dimensions	184 x 45 x 4 cm
Poids	7,5 kg
Portée	160 kg

HD-01-5

MINERVE

Fixation au Brancard

- Immobilisation complète de la tête
- Sangles de fixation au brancard (5pcs)
- Revêtement en plastique imperméable,
- Translucide aux Rayons X, IRM, et CT
- Prévention Traumatisme Cervico-Crânien



Paramètres Techniques

Dimensions	42 x 26 cm
Poids	1,05 kg

SM90017

EVAC 00

Brancard en Aluminium



- Brancard pliable en 2 sans roues
- Toile Orange
- Transversal
- Supports (4pcs)
- Poignets de transport (4pcs)
- Sangles d'attache (2pcs)
- Fourni avec sac

Paramètres Techniques

Longueur	2100 mm
Largeur	550 mm
Hauteur Fixe	120 mm
Dimensions plié	1050 x 170 x 90 mm
Portée	160 kg
Poids	5 kg

SG-90014

SANGLE

Sangles pour Brancard- LA PAIRE



YDC-1A1

EVAC A1

Brancard en Aluminium Pliable à 2 roues

- Toile bleue
- Supports (2pcs)
- Sangles (2pcs)
- Roues (2pcs)



Paramètres Techniques

Dim ouvert	185 x 50 x 20 cm
Dim Plié	93 x 52 x 10 cm
Poids	5 kg
Portée	160 kg

YDC-1A3

EVAC A3

Brancard en Aluminium - Relève Buste

- En toile bleue
- Relève buste réglable par crémaillère en 8 Positions
- Supports (2pcs)
- Sangles (2pcs)
- Roues (2pcs)



Paramètres Techniques

Dim ouvert	185 x 50 x 24 cm
Dim Plié	93 x 50 x 14 cm
Poids	7 kg
Portée	160 kg

YDC-05L

CHAIR 2

Brancard Chaise Escaliers - 2 Roues

- Brancard pliable
- Assise et dossier en Polyester
- Poignets (4pcs)
- Sangles (2pcs)
- Supports avant



Paramètres Techniques

Dim ouvert	65 x 52 x 94 cm
Dim Plié	94 x 52 x 12 cm
Poids	10 kg
Portée	160 kg

YDC-5LS

CHAIR 4

Brancard Chaise Escaliers - 4 Roues

- Brancard pliable, couleur bleu
- Assise de 43x47 cm et Dossier 43x50 cm, tous deux en Polyester
- Poignets avant extensibles (2pcs)
- Poignets arrières fixes (4pcs)
- Sangles (2pcs)
- Roues de 12cm de diamètre (2pcs)
- Petits Roues à l'avant de 7cm de diamètre (2pcs)



Paramètres Techniques

Dim ouvert	650 x 430 x 940 mm
Dim Plié	530 x 940 x 120 mm
Poids	10 kg
Portée	160 kg

AS-01

Gouttières d'Immobilisation en Cuir

Attelles Métalliques - Jeu de 6

- Kit de 4 attelles rigides ambidextres et 2 supports: Immobilisation des bras et jambes, avec bandage et support bras
- Attelles en cuir à sangles
- Attelles translucides aux rayons X et IRM
- Fournies dans un sac
- Poids : 6.06 kg

Marque : **FRAC-CARE**



AS-02

Gouttières d'Immobilisation en Mousse Rigide

En POLYURETHANE

- Kit de 6 attelles rigides ambidextres: Immobilisation des bras, jambes, coude et avant-bras
- Attelles en mousse + sangles latérales
- Attelles translucides aux rayons X et IRM
- Fournies dans un sac
- Poids : 3,05 kg

Marque : **FRAC-CARE**



07/1820

Gouttière Bras Rigide

En PVC

- Recouverte de PVC Blanc
- Dimensions: 40 x 14 x 9cm



07/1830

Gouttière Jambe Rigide

En PVC

- Recouverte de PVC Blanc
- Dimensions: 60 x 20 x 12cm

Pharmaouest
PREVENTIX



930102

Attelles Gonflables Transparentes

Jeu de 4

Deux membres supérieurs :

- Attelle main, avant bras: 38 cm
- Attelle main, avant bras, coude: 63 cm

Deux membres inférieurs :

- Attelle Mi-jambe : 63 cm
- Attelle Jambe complète : 80 cm



SKB-5B012

Boite de Secours en ABS Garnie

- A plusieurs compartiments garnis
- Couleur Orange
- Dimensions: 28 x 21,5 x 12 cm
- Support pour fixation murale

Composition de la boite de secours ABS :

- Couverture de survie (1pc)
- Eosine 50 ml -Flacon (1pc)
- Alcool 50 ml -Falcon (1pc)
- Compresse stérile 20x20CM (6pcs)
- Pharma CURE AID® adulte (2pcs)
- Compresse de gaze 3Mx5CM (1pc)
- Compresse de gaze 3Mx7CM (1pc)
- Pansement MAGICAL World - (20pcs)
- Velpeau 5 cm (1pc)
- Velpeau 10 cm (1pc)
- Coton 25g (1pc)
- Paire de gants stériles 7.5 (2pcs)
- Garrot bleu fin (1pc)
- Abaisse langue adulte en bois (10pcs)
- PHARMAFIX® 2.5 (1pc)
- PHARMASTRIPS® 4X76MM (2pcs)
- VENDAPRESS® 7cm (1pc)
- Lame bistouri bleu N°15 (3pcs)
- Support en voile (1pc)



SKB-453315

Boite de Secours en ABS Vide

45 x 33 x 15 cm

BBG

Sac Mortuaire Noir avec Zip

En PVC

- Sac Mortuaire en PVC, de couleur noire
- Fermeture facilitée par système ZIP à double curseur et rabat
- Résistant et imperméable
- Charge utile de 150 Kg
- 6 points de transport
- Logo de secourisme
- Dimensions du sac: 220 x 90 cm



50011-7

Couverture d'Urgence et de Survie Isothermique

- Prévention hypothermique
- Waterproof - Réfléctive
- Couleur Or / Argent
- Dimensions : 1,60 x 2,10M





SOMMAIRE

Alèses de Lit	67
Coussins Anti-Escarres	70
Matelas Anti-Escarres	64 à 66
Oreillers de Confort	69
Surmatelas	67/68

04.5036 Classe 1


PHARMA PLOTS - 3 PARTIES

Le matelas PHARMA PLOTS – 3 PARTIES est conçu en mousse moulée Haute Résilience en trois parties. Ce matelas d'aide à la prévention des escarres est destiné à des patients présentant des risques faibles à moyen d'escarres, alités de 10 à 15 heures par 24 heures, qui se mobilisent seuls avec difficulté, sans troubles neurologiques importants, sans artériopathie, état général bon à moyen.

Le matelas Pharma Plots est composé de 3 éléments en mousse polyuréthane Haute Résilience 37 kg/m³ découpée en forme de gaufrier ; il permet une modulation des points d'appui et une amélioration de la ventilation. Sa configuration de base permet une meilleure égalisation des points de pression.

Ce matelas peut être utilisé comme support de lit d'aide au traitement de l'escarre ou en post-chirurgie d'escarre :

- Chez des patients ayant une ou plusieurs escarres de stade 1 et/ou 2 hors zone d'appui, ou avec possibilité d'exclusion d'appui, patient levé ou non dans la journée.
- Chez des patients avec une escarre de stade 3 ou 4 hors zone d'appui ou avec possibilité d'exclusion d'appui
- Avec un système de décharge localisée
- Chez des patients avec une escarre de stade 1 ou 2 en zone d'appui, patient levé dans la journée avec un système de positionnement et intervention d'auxiliaires médicaux 3 fois par jour pour vérification de l'installation et réalisation de retournement.




Caractéristiques techniques :

- 3 Parties ajustables en mousse Haute Résilience « Découpée – Forme Gaufrier » : Polyuréthane 37 kg/m³
- Portance 3,5 Kpa – Classement au feu : M4
- Test de résistance au Feu : EN 597-1 & EN 597-2
- Livré avec une alèse DERMALON 140X280
- Poids min. du patient : 40 kg / Poids max. du patient : 90 kg
- Dimensions : 88 x 192 x 18cm



045034P Classe 1

PHARMA PLOTS



Principes :

- Une meilleure répartition de pression sur l'ensemble des plots
- Une réduction des phénomènes de frictions, de cisaillements et de macération
- Un accompagnement des mouvements du patient

Atouts :

- Grande mobilité des plots
- Meilleure circulation de l'air
- Élasticité et confort de la mousse Haute Résilience

Fourni avec Drap housse Dermalon

- 100% polychlorure de vinyle
- Imperméable aux liquides

Caractéristiques du matelas

- Mousse HR 37 kg/m³ AM Process
- Dimensions : 195 x 88 x 17,5 cm
- Poids: 13,17kg

Conseils d'entretien de la mousse

- Éponge et eau savonneuse ou produit désinfectant
- Vapeur de formol à 45°C pendant 3 heures pour désinfection



17/17900 Classe 2

NEA-FORM

Le premier matelas intégral combinant la mousse moulée Pharmaform et une mousse polyuréthane découpée avec renforcement latéral.

- Matelas de collectivité permettant une excellente prévention d'escarres, grâce aux décharges sur la mousse visco
- Réversible tête/pied
- Durée de vie du produit allongée
- Changement possible des mousses
- Pas de couture et de zip visible sur la housse



Fourni avec housse Cartex
 • 65% polyuréthane, 35% polyester
 • Antiglisse : 80 % PVC - 20% polyester
 • Imperméable aux liquides
 • Micro-respirant


Caractéristiques du matelas
 • Couche supérieure : mousse Viscoélastique 80 kg/m³
 • Base : mousse HR 37 kg/m³ AM Process

Conseils d'entretien de la mousse
 • Humidifier et frotter légèrement
 • Vapeur de formol à 45°C pendant 3 heures pour désinfection



04/5000 Classe 3

PHARMA DUO



Principes :

- Pour les patients à risque élevé de formation d'escarres
- Pour des suites opératoires prolongées en orthopédie
- Lors d'une perte d'autonomie

Atouts :

- Élasticité et densité supérieures
- Léger et facile à mettre en place
- Élimination des effets de cisaillements
- Répartition des pressions exceptionnelles



Fourni avec housse Pharmatex
 • Pharmatex : 60% polyuréthane - 40% polyester
 • Imperméable aux liquides - Perméable à l'air
 • Fermeture à glissière 3 côtés avec rabats

Caractéristiques du matelas
 • Couche supérieure : mousse HR 43 kg/m³
 • Couche inférieure : mousse HR 35 kg/m³
 • Dimensions : 197 x 87 x 17 cm
 • Poids: 13 kg

Conseils d'entretien de la mousse
 • Humidifier et frotter légèrement
 • Vapeur de formol à 45°C pendant 3 heures pour désinfection

312588 Classe 1


CLINIFLEX

L'élasticité de la mousse Haute Résilience qui compose les matelas supports favorise, par sa capacité à retrouver son aspect initial après l'exercice d'une pression, une réduction des points d'appui traditionnellement sensibles et procure une sensation de confort.

Le matelas support permet d'apporter un soutien au surmatelas en mousse viscoélastique ou à air.

Atouts :

- Matelas réversible
- Matelas une partie pour une bonne tenue dans la housse
- Confort en literie



Fourni avec housse Pharmatex
 • non feu M1
 • Imperméable aux liquides, perméable à l'air
 • Fermeture à glissière 3 côtés avec rabats

Caractéristiques du matelas
 • Mousse HR 33 kg/m³
 • Dimensions : 190 x 88 x 15 cm
 • Poids:16,60kg

Conseils d'entretien de la mousse
 • Éponge et eau savonneuse ou produit désinfectant
 • Vapeur de formol à 45°C pendant 3 heures pour désinfection



10/9910 Classe 1

PHARMA O

Surmatelas à eau, disponible en 3 éléments pour une prévention d'escarres permettant une diminution des points de pression grâce à la fluidité de l'eau.

Le surmatelas soutient le corps d'une façon uniforme quelle que soit la corpulence de la personne.



Atouts :

- Diminution des points de pression grâce à la fluidité de l'eau
- Soutien du corps uniforme
- Nettoyage facile

Fourni avec housse Pharmatex
 • non feu M1
 • Imperméable aux liquides, perméable à l'air
 • Fermeture à glissière 3 côtés avec rabats

Caractéristiques du matelas
 • 3 éléments en PVC 45/100ème
 • Dimensions : 195 x 85 x 8,5 cm
 • Sans cadre à air

Conseils d'entretien de la mousse
 • Éponge et eau savonneuse, eau javellisée ou produit désinfectant

HCAC103

Matelas à Air

- Matelas à air en PVC, gonflable
- Matelas dynamique, au mode alternatif
- Compact et léger
- Facile à entretenir



Paramètres Techniques

Compresseur silencieux	220V
Dimensions	200 x 90 cm
Rabats	50 cm de chaque côté


Alèses de Lit Imperméables et Réutilisables

Alèse de lit douceur sans rabats 2520100 85 x 90 cm - Bleue

2520120 90 x 120 cm - Verte

Alèse de lit douceur à 2 rabats 2520105 85 x 90 cm - Bleue

2520125 90 x 120 cm - Verte



- Dessus : 100% Polyester gratté 75 g/m²
- Absorbant : 60% Polyester
- 40% viscosse
- Dessous : Vinyle satiné imperméable 200 g/m² laminé d'un tricot 100% Polyester 85 g/m²
- Lavage conseillé à 60°C

Pharmaouest
PREVENTIX

Surmatelas en Mousse Polyuréthane

SKP002

2 Sections

- Matelas en mousse HR
- Adaptable à tout type de lit hospitalier
- Matelas flexible et Waterproof
- Housse de matelas lavable
- Dimensions: 190 x 90 x 6 cm



Matelas en Mousse Polyuréthane

SKP104-1

4 Sections

- Matelas en mousse HR à 4 sections
- Adaptable à tout type de lit hospitalier
- Matelas flexible et Waterproof avec housse
- Dimensions: 1900 x 900 x 160 mm



SKP004

Matelas Orthopédique

- Matelas en mousse HR
- Adaptable au lit Orthopédique
- Matelas flexible et Waterproof
- Housse de matelas lavable
- Dimensions: 190 x 89 x 10 cm



01/1200

LATEXIA

Oreiller Anatomique

Par sa forme anatomique, l'oreiller LATEXIA, en mousse de latex aéré, par son dessin spécialement étudié, assure le bon positionnement des vertèbres cervicales. La structure de notre oreiller anatomique LATEXIA et son ressort vous assurent un soutien non contraignant de la nuque. Les canaux transversaux ajoutés à l'aération naturelle de la matière font de LATEXIA un support ventilé confortable.

- Utilisé par de nombreux patients en Europe,
- LATEXIA est recommandé pour ses vertus apaisantes; il vous apportera un sommeil réparateur et serein.

Paramètres Techniques

Housse en jersey-coton lavable	
Dimensions	58 x 33 cm
Poids	0,88 kg



1717100

PHARMA FORM

Oreiller Anatomique

L'oreiller en mousse viscoélastique PHARMA FORM offre toutes les qualités requises pour un sommeil réparateur.

La matière dont il est composé procure détente, confort et favorise la relaxation.

La housse STOP'ACAR traitée Ultra fresh®, souple, agréable et facile d'entretien apporte une sensation de bien-être.

- Ligne cervicale anatomique à mémoire de forme
- Housse antibactérienne et antiallergique

Paramètres Techniques

Dimensions	58 x 33 cm
Poids	0,88 kg



01/1415

CERVICAL

- En mousse de polyuréthane 32 kg/m³ non feu M4,
- Oreiller recouvert d'une housse polycoton, de couleur bleue.

- Ligne cervicale thérapeutique

Paramètres Techniques

Dimensions	48 x 38 cm
Poids	0,45 kg

04/294

KALLI-HR

Coussin

"KALLI-HR" de par sa forme ergonomique, contribue à l'amélioration des postures sur le long terme

- Mousse polyuréthane Haute Résilience Mousse HR : 37 kg/m³
- Housse Pharmatex : Jersey avec dessous antiglisser



17/17294

KALLI-VISCO

Coussin

"KALLI-VISCO" à forme anatomique, assure une meilleure stabilisation du bassin et une bonne répartition des pressions en alliant bon positionnement et confort en position assise.

- Mousse polyuréthane viscoélastique 80 kg/m³
- Housse en tissu Pharmatex + tissu antiglisser

- Poignée de transport
- Fermeture glissière
- Dimensions : 40 x 40 x 8 cm

YU-43-AD

Coussin à Air Bleu

Coussin à air bleu, en PVC recouvert :

- Capacité de poids : 100 kg
- Livré avec une pompe pour le gonfler facilement
- Dimensions après gonflage :
 - Diamètre interne : 130 mm
 - Diamètre externe : 430 mm
 - Epaisseur : 95 mm




70-507C

Coussin à Air CC

- Bouée en CC avec valve
- Diamètre : 45 cm





MediC ALEX

Medical Equipment

**OXYGENOTHERAPIE
ASPIRATION**



Ensemble pour un Médical meilleur
Depuis 1990

SOMMAIRE

Accessoires Oxygénothérapie	78	Nébuliseurs	81/82
Aspirateurs Chirurgicaux	79	Régulateur de Vide	77
Aspirateurs Portables	80	Prolongateurs d'O ₂	76
Concentrateurs d'Oxygène	74 à 76	Ventilateurs	73
Débitmètres	77	Ventouse Ostétricale	79
Humidificateur	75		
Masques à O ₂	78		
Masques de Nébulisation	78		

CONTEC™

yuwell
You, We Love Life

AFNOR - CE

Ventilateurs

Traitement par Ventilation à Pression Positive Continue - PPC



YH-560

APAP AUTOMATIQUE

Changement de la pression de l'air fourni automatiquement en fonction de votre propre respiration

YH-360

CPAP SEMI AUTOMATIQUE

Auto-ajustement de la pression de l'air délivré par l'appareil

- Facile d'utilisation
- Silencieux
- Portable
- Humidification à température constante
- Ergonomique
- FPS-TECH
- Smart ON/OFF
- Auto-Adaptatif



Les ventilateurs APAP / CPAP délivrent de l'air sous pression par l'intermédiaire d'un circuit et d'un masque.



Caractéristiques Techniques communes :

- Affichage écran 3,5 TFT
- Port USB pour transmission de données
- Pression de la ventilation : 0 - 45 min
- Alimentation : 100 - 240V, 50 - 60Hz DC 24V
- Pression de la ventilation : 0 - 45 min
- Compensateur automatique (altimétrie) : 3500 m
- Modèle de système de circuit d'air ultrasilencieux
- Alarme de notification lorsque le tube du masque est déconnecté
- Humidification à température constante réglable sur 6 niveaux pour prévention de surchauffe
- Les ventilateurs peuvent automatiquement détecter toute fuite et assurer la compensation de la pression de fuite d'air et d'altitude.
- Livré dans une mallette portable et pratique

	APAP YH-560	CPAP YH-360
Mode	Pression Positive Automatique	Pression Positive Continue
Pression	4-20 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O
Smart ON/OFF	✓	✓
FPS-TECH	✓	✓

*Masque nasal Fisher & Paykel fourni et Circuit rallonge de 2M

HC-407U



Accessoires

Rotatif à 360°

Fisher & Paykel HEALTHCARE

Concentrateurs d'Oxygène avec nébuliseurs



Tous nos concentrateurs **yuwell** disposent d'un système d'alarme en cas de :

- Baisse de pression d'Oxygène
- Défaillance de cycle
- Coupure de courant
- Défaillance du compresseur

Accessoires fournis avec nos concentrateurs d'Oxygène :

- Lunette à Oxygène AD
- Set de nébulisation avec prolongateur
- Filtre de rechange
- Câble d'Alimentation 220V



Pompe sans huile
Compresseur à Piston

- Qualité éprouvée
- Durée de vie d'au moins 30 000 heures
- 5 ans de Garantie sur compresseur



Concentrateurs d'Oxygène avec nébuliseurs

PRIMA 3+ 9F-3AW

Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 3 L/min
Concentration O² : 93% ± 3 %
Pression O² : 20 ~ 50 kPa
Débit max de nébulisation : ≥0.1mL/min
Puissance d'entrée : 320 VA
Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
Poids NET : 16.5 kg
Niveau sonore : ≤ 46dB(A)
Dimensions : 50 x 21 x 64 cm

PRIMA 5+ 9F-5AW

Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 5 L/min
Concentration O² : 93% ± 3 %
Pression O² : 40 ~ 70 kPa
Débit max de nébulisation : ≥0.1mL/min
Puissance d'entrée : 400 VA
Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
Poids NET : 18 kg
Niveau sonore : ≤ 46dB(A)
Dimensions : 50 x 21 x 64 cm



PRIMA 3 9F-3W

Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 3 L/min
Concentration O² : 93% ± 3 %
Pression O² : 20 ~ 50 kPa
Puissance d'entrée : 320 VA
Débit max de nébulisation : ≥0.1mL/min
Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
Poids NET : 15.5 kg
Niveau sonore: ≤ 46dB(A)
Dimensions : 50 x 21 x 64 cm

PRIMA 5 9F-5W

Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 5 L/min
Concentration O² : 95.5% ~ 87%
Pression O² : 20 ~ 50 kPa
Puissance d'entrée : 400 VA
Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
Poids NET : 17.8 kg
Niveau sonore: ~ 52 dB(A)
Dimensions : 49 x 24 x 64 cm



Accessoires fournis :
Nécessaire pour nébulisation
Filtres de recharge
Lunette à OX2 Adulte

Humidificateur Universel 71Y50A

A microbulles à soupape de sûret
206 millibars
Filletage
Capacité: 400 ml



Concentrateurs d'Oxygène avec nébuliseurs

CAPTIVA 3 8F--3AW

Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 3 L/min
Concentration O² : 93% ± 3 %
Pression O² : 20 ~ 50 kPa
Débit max de nébulisation : ≥0.1mL/min
Puissance d'entrée : 230 VA
Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
Poids NET : 11.8 kg
Niveau sonore: ≤ 42dB(A)
Dimensions : 50 x 39 x 24.5 cm

CAPTIVA 5 8F--5AW

Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 5 L/min
Concentration O² : 95.5% ~ 87%
Pression O² : 40 ~ 70 kPa
Débit max de nébulisation : ≥0.1mL/min
Puissance d'entrée : 400 VA
Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
Poids NET : 15.5 kg
Niveau sonore: ≤ 48dB(A)
Dimensions : 50 x 39 x 24.5 cm



LUNA 8 7F-8W

Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 8 L/min
Concentration O² : 93% ± 3 %
Pression O² : 45 ± 45 kPa
Puissance d'entrée : 500 VA
Débit max de nébulisation : ≥0.2mL/min
Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
Poids NET : 28.5 kg
Niveau sonore: ≤ 55 dB(A)
Dimensions : 44.5 x 37.2 x 68 cm

LUNA 10 7F--10W

Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 10 L/min
Concentration O² : 93% ± 3 %
Pression O² : 62 ± 45 kPa
Débit max de nébulisation : ≥0.2mL/min
Puissance d'entrée : 850 VA
Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
Poids NET : 34.5 kg
Niveau sonore: ≤ 60 dB(A)
Dimensions : 44.5 x 37.2 x 68 cm



Prolongateur d'Oxygène en PVC 5M ET5-OX2

Stérile - 5M
Une lunette d'Oxygène



Débitmètres

60023-3 Manodétendeur Barboteur O₂ Complet

POUR BOUTEILLE O₂

Normes : En ISO 10079-3 : 2009
Détendeur : connexion à la bouteille par système à Ecou
Manomètre large pour lecture de la pression de la bouteille
Débitmètre à bille de 1 L à 10 L/min
Flacon Humidificateur capacité : 200 ml

Description :
Le manodétendeur sert à contrôler le débit de gaz à administrer aux malades.



S906C-F Débitmètre d'O₂ Mural à Bille

AVEC HUMIDIFICATEUR

CE "TYPE AFNOR"

Normes : En ISO 10079-3 : 2009
Débitmètre à bille de 1 L à 15 L/Min
Flacon humidificateur capacité : 200 ml

Description :
Le débitmètre mural sert à régler le débit d'un gaz à administrer aux malades par voies respiratoires



— Humidificateur Debimetre d'O₂ Mural

SM-H906C-F



— Humidificateur Manodetendeur Bouteille O₂

SM-H60023-3



SM-50VR Régulateur de Vide Mural 1000 Mbar ET FLACON DE SECURITE

CE "TYPE AFNOR"

Normes : En ISO 10079-3 : 2009
Réglage : 1000 mBar / HPA
Livré avec flacon de sécurité 120 ml
Filtre anti bactérien
Débit max. : 30 L/Min.

Description:
Le régulateur de vide sert à mesurer le niveau de dépression et évacuation des substances liquides du corps du malade.



Accessoires Oxygénothérapie

60011-C Peak Flow à Curseur - Expiration

1 EMBOUT

Echelle étalonnée et graduée
de 0 à 800 - Débit d'expiration/min
Embout buccal en plastique réutilisable



SM60011 Peak Flow à Curseur - Expiration

7 EMBOUTS

Echelle étalonnée et graduée
de 0 à 800 - Débit d'expiration/min
7 Embouts buccaux en plastique réutilisables



SP10-W / SP10BT
Spiromètre Electronique

voir Appareillage

58-185B Peak Flow à Billes - Inspiration

PVC transparent
Usage individuel
3 Chambres : 600-900-1200 cc par seconde
3 Boules de différentes couleurs
selon la capacité d'inspiration



60024A Chambre d'Inhalation avec Masque

Nouveau Né/S - Enfant/M - Adulte/L

Réservoir plastique
Masque d'inhalation
Nouveau Né - Enfant - Adulte



60113 Masque Nébuliseur

Neo-Natal - Enfant - Adulte
+ RESERVOIR DE NEBULISATION 6 ML
Tube 2M



600111 Masque à Oxygène

Enfant - Adulte
Stérile
Tube 2M



60011-4 Masque à Oxygène + Réservoir

Pédiatrique - Adulte
Stérile
Tube 2M
Masque à haute concentration



600120D Prolongateur d'Oxygène en PVC 2m Sans Lunette

Stérile - 2M



60012 Lunette à Oxygène en PVC

Tuyau stérile en PVC 2M
Adulte, Enfant et nouveau-né



Aspirateurs Chirurgicaux

Usage : Cliniques - Centres médicaux - Cabinets

— Aspirateur Electrique 40 L

07A-23A

Aspirateur chirurgical électrique mobile à pédale 40L/ min

2 Bocal d'aspiration en verre de 2.5 L (chacun)
Fréquence de pompage : 40 L/min
Alimentation : AC220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz
Pression négative max : ≥ 90kPa
Niveau sonore : ≤ 65 dB (A)
Puissance d'entrée : 180 VA
Poids NET: 19,5 kg
Dimensions : 350 x 305 x 795mm

Système à pompe à vide sans huile



— Aspirateur Electrique 20 L

07A-23B

Aspirateur chirurgical électrique mobile à pédale 20L/ min

2 Bocal d'aspiration en verre de 2.5 L (chacun)
Fréquence de pompage : 20 L/min
Alimentation : AC220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz
Pression négative max : ≥ 80kPa
Niveau sonore : ≤ 60 dB (A)
Puissance d'entrée : 180 VA
Poids NET: 19,5 kg
Dimensions : 350 x 305 x 795mm

Accessoires fournis :

Canule d'aspiration en PVC
Tuyau en silicone
Filtres
Fusibles

— Bocal d'Aspiration en verre

B7C

Avec Couvercle - SUCT-7C
Capacité: 0,5L
Autoclavable - Pour Ventouse



— Bocal d'Aspiration en verre

B7A-23B

Avec Couvercle - 7A-23B
Capacité: 2,5L
Autoclavable - Pour Aspirateurs



— Ventouse Electrique

SUCT-7C

Ventouse obstétricale électrique à pédale

2 Bocal d'aspiration en verre de 0.5 L (chacun)
Fréquence de pompage : ≥ 20 L/min
Alimentation : AC220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz
Pression négative max : ≥ 0.08 Mpa
Niveau sonore : ≤ 65 dB (A)
Puissance d'entrée : 180 VA
Poids NET: 25,9 kg
Dimensions : 362 x 400 x 850mm



Aspirateurs Portables

— Phlegm

0007E-C

— Ambulance

YU-7E-G

Aspirateur portable au design aérodynamique, système de refroidissement circulaire et câble d'alimentation détachable

Puissance d'entrée : 90 VA
Pression négative max : > 0.075 MPa (760mm Hg)
Fréquence de pompage : ≥ 15 L/min
Niveau sonore : ≤ 65 dB (A)
Volume du réservoir : 1 bocal de 1000 ml
Dimensions : 370 x 180 x 280 mm

[Source d'alimentation: Courant alternatif, continu ou batteries.
Utile en l'absence de sources d'alimentation : Voiture ...
Autonomie batterie max.: 30 min] **YU-7E-G**



Accessoires fournis :

Tuyau en silicone
Sonde d'aspiration
Filtres de rechange
Fusibles
Allume cigare (**YU-7E-G**)

— A Pédale

000007B

Aspirateur chirurgical à pédale mobile, convient aux aspirations trachéales et d'urgence.

Un bocal 1000 ml de recueil des fluides en verre muni d'une valve anti-reflux ;
3 Canules d'Aspiration en Inox et 1 Canule d'Aspiration en plastique ;
2 Filtres de Rechange ;
1 Tuyau en silicone de 2 M
Pression pédale : ≤ 245N
Pression négative max : ≥ 0.08 MPa
Poids : ≤ 4.5 kg



— Burette

0007B-1

Aspirateur de mucosités manuel et portable

Pression négative max : ? 0.04 MPa
Débit max : ? 20 L/min
Capacité du réservoir : 200 ml
Poids NET : 202g
Dimensions : 170 x 50 x 180 mm

Livré dans une trousse avec :

2 sondes d'aspiration et 1 canule d'aspiration



Nébuliseurs

— Mesh

NE-M01

- Petit, léger, silencieux et facile d'utilisation
- Faible consommation énergétique
- Utilisation par pression sur un simple bouton
- Alarme de batterie faible
- Particules de petites tailles : environ 5 µm
- Nébulisation : >0.25ml/min
- Fréquence : 110KHz ± 5%
- Mode de fonctionnement : en continu
- Alimentation : 2 piles Rechargeables
- Alimentation : AC100-240V, 50 Hz/60Hz, DC 5V,1A
- Câble chargeur des piles
- Dimensions : 12 x 45 x 45 mm

Accessoires fournis :

- Manuel d'utilisation
- Masque de nébulisation Adulte + Pédiatrique
- Câble USB d'alimentation



CONTEC™

Nébuliseurs

— Portable

YU-405A

- Puissance d'entrée : AC100-240V, 50/60 Hz
- Puissance de sortie : DC12V, 1000 mA
- Taux de nébulisation : ≥0.2 ml/min
- Diamètre Médian Massique (DMM) : 3.9 µm
- Pourcentage du DMM < 5 µm : >65%
- Pression négative max : ≥ 0.1 MPa
- Compression d'air : ≥ 3.5 L/min
- Niveau sonore : < 55 dB (A)
- Poids NET : 260g
- Dimensions : 130 x 65 x 60 mm
- Fonctionnement : par intermittence (fonctionne pendant 20 min et s'arrête pendant 40 min)

Accessoires fournis :

- Chambre de nébulisation capacité 8ml
- Masques de nébulisation : Enfant, Adulte
- Filtres de rechange
- Livré dans une trousse



— Ultrasonique

N402-A1

- Alimentation : AC110 ~ 240V, 50/60 Hz
- Fréquence Ultrasonique : 1.7 MHz ± 10%
- Puissance d'entrée : 50VA
- Taux de nébulisation : ≤ 3ml/min
- Mise en marche continue : ≤ 4 H
- Capacités des réservoirs (traitement) : 150ml / 300ml
- Poids NET : 1.3kg

Accessoires fournis :

- Masque + Embouts buccaux de nébulisation
- Résistance de rechange
- Raccords




yuwell
You, We Love Life

— Compact

000403T

- Alimentation : AC220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz
- Pression négative max : ≥ 0.15 MPa
- Compression d'air : 10 L/min
- Débit max de nébulisation : ≥ 0.1 ml/min
- Niveau sonore : ≤ 65 dB (A)





MedicaleX

Medical Equipment



DIAGNOSTIC APPAREILLAGES



Ensemble pour un Médical meilleur
Depuis 1990

SOMMAIRE

Accessoires ECG	107	Loupes Binoculaires	94
Accessoires Tensiomètres	87	Lumière rouge	97
Ampoules de Rechange	93	Marteaux à réflexes	95
Bac de Développement	97	Moniteur de Diagnostic	101
Câbles		Moniteurs de Surveillance	103/104
Capnographe / E.C.G / SPO2	107	Négatoscopes	97
Cassettes Film Radio	97	Ophthalmoscopes	93
Diapasons	96	Otoscopes	93
Divers Outils de Diagnostic	95	Oxymètres	106
Dopplers	109	Papier ECHO, TOCO	96
Echelles d'Acuité Visuelle	88	Pompe Pousse-Seringue	108
Echographe	109	Protection Anti-X	98
Ecrans Renforceurs pour cassettes	97	Radiologie	97 à 100
Electrocardiographes	110	Radioprotection	99
Gants Anti-X	98	Seringue Auto-pousseuse	108
Garrots	96	Support porte moniteur	107
Gel Echographie	96	Supports portant de Tabliers	100
Goniomètre	95	Sur-Lunettes Anti-X	99
Holters	111	Sonde Tocographe	105
Lancettes	96	Spiromètres	112
		Stéthoscopes	91/92
		Speculums	95
		Tableaux Lumineux d'Acuité Visuelle	88
		Tabliers Anti-X	98
		Tensiomètres	85 à 87
		Thermomètres	89
		Toises	90
		Torche à piles	95
		Trousse de Diagnostic	94
		Visiere et Semi-Visiere	99

CONTEC™

yuwell
You, We Love Life

HONSUN
Aim for Health

Spengler
SINCE 1857

Tensiomètres Digitaux

— Brassard PRIMA⁺

YE-690D

Affichage rétroéclairé
Large écran LCD lumineux de 12.5 cm
Mémoire pour deux personnes A et B
Fonction haut-parleur/notification vocale en français
Indicateur de battement irrégulier du cœur, d'erreur ou mauvaise utilisation
Gonflage et décompression automatique
2x60 groupes de mémoires
Affichage de la moyenne des trois dernières mesures
A Piles - Alimentation: 220V
Brassard Adulte
Arrêt automatique



— Brassard CAPTIVA

YE-660F

Affichage rétroéclairé
Large écran LCD lumineux
Fonction haut-parleur
Indicateur de battement irrégulier du cœur, d'erreur ou mauvaise utilisation
Gonflage et décompression automatique
90 groupes de mémoires
Affichage de la moyenne des trois dernières mesures
Brassard Adulte
A Piles - Alimentation: 220V



— Brassard LUNA

YE-660B

Ecran LCD
Affichage de la date / heure
74 groupes de mémoires
Affichage de la moyenne des trois dernières mesures
Deux modes d'affichage: mm, Hg/kPa
A Piles - Alimentation: 220V
Brassard Adulte
Arrêt automatique



— Poignet

YE8300B

Tensiomètre poignet
99 groupes de mémoires
Gonflage automatique / Décompression par valve auto
Design aérodynamique
Affichage de la moyenne des trois dernières mesures
A Piles



Tensiomètres

— Aneroid A VELCRO

HS-2000 / YM-100

Manomètre prise en main ou accroché au brassard
Brassard adulte à velcro
Poire classique avec valve chromée
Livré dans une trousse



— Artery A VELCRO

SHS-20E

Manomètre fixé sur le brassard
Brassard adulte à velcro
Poire classique avec valve chromée
Livré dans une trousse



— Aneroid avec Stethoscope 1 PAVILLON

SM20003

Manomètre prise en main ou accroché au brassard
Stéthoscope un seul pavillon intégré
Brassard adulte à velcro
Poire classique avec valve chromée
Livré dans une trousse



— Enfant et Nouveau Né A VELCRO MULTICOLORE

HS-020C

Manomètre prise en main ou accroché au Brassard
02 Brassards à velcro 'Enfant & nourrisson'
Poire classique avec valve chromée
Livré dans une trousse



— Monopoire PALM

HSGF301 Pack de 3 Brassards

Pack de 3 Brassards :

- Enfant : 34 x 10cm
- Adulte : 53 x 14cm
- XLarge : 62 x 17cm

Manomètre muni d'une poire intégrée
Prise en main
Poire classique
Valve chromée et manomètre large
Livré dans un coffret



Tensiomètres

— **Hopital II** **A SANGLES**
5186-85

Manomètre fixé sur le brassard
Bloc Manomètre en ABS
résistant aux chocs
Brassard à Sangles
Poire classique avec Valve
Livré dans une boîte



— **NANO** **A VELCRO**
T516012

Manomètre fixé sur le brassard
Brassard à velcro
Poire classique avec Valve
Chromée
Livré dans une trousse



— **ROULANT**
CADRAN CARRE
HS-070E

Cadran carré d'affichage inclinable
Panier porte brassard devant en métal
Brassard à velcro adulte à 2 tuyaux
Tubulure spirale extensible – 2 M
Poire classique avec valve chromée
Tige en Aluminium réglable en hauteur
de 1000 à 1360 mm
Socle roulant à 5 branches en plastique
démontable

— **MURAL**
CADRAN CARRE
HS-060D

Grand Cadran d'affichage
Support arrière en plastique
pour ranger le brassard
Brassard à velcro adulte
Tubulure spirale extensible - 2M
Poire classique avec valve
chromée



— **BRASSARD TENSIOMETRE ADULTE - XL**
CUF-CMS-XL

Adaptable au moniteur et tensiometre



— **CORDON SPIRAL POUR TENSIOMETRE**
75-155C

Rallonge de Tubulure en Caoutchouc noir
L.:2M extensible



— **POIRES POUR TENSIOMETRE AVEC VALVE**
70522/YU-BLLGE

Adaptable
Couleur noire
5 pièces/ boîte



— **VESSIE TENSIOMETRE EN CAOUTCHOUC**
1-1211A / 2-1212A

1 tuyau et 2 tuyaux



Tableaux d'Acuité Visuelle




SM-FG50

DIFFERENTS OBJETS

Test optique lumineux avec objets pour enfants

Distance à 5 M
Fixation murale
Dimensions : 33 x 99 x 10.5 cm
Alimentation : 220V
Poids : 5,7kg



SM-FG2E

DISTANCE à 2.5M

Dimensions : 31 x 69 x 10.50cm
Poids : 4kg

SM-FG5E

DISTANCE à 5M


Dimensions : 33 x 99 x 10.50cm
Poids : 5.7kg

ILLETRES 'E'

Test optique lumineux en «E» Standard

Fixation murale
Alimentation : 220V

Echelles d'Acuité Visuelle



301-03E



301-3AA

301-3AA
LETTRE "A" /11

Planche en PVC blanche calligraphiée en noir
Test optique en E
Dimensions : 56 x 27 cm

301-03E
ILLETTRE "E" /11

Planche en PVC blanche calligraphiée en noir
Test optique en E
Dimensions : 56 x 27 cm

301-03A
LETTRE "A" 8/10


Planche en PVC blanche calligraphiée en noir
Test optique en A
Dimensions : 56 x 27.5 cm

20301-2
ILLETTRE "C"

Planche en PVC Blanche Calligraphiée en noir
Test optique pour Illettrés en C
Dimension : 44x17.5 cm



301-03A



20301-2

Thermomètres

— Infra - Frontal

YT-1

Prise de mesure frontale rapide, fiable sans contact pour les personnes
Ecran LCD rétro-éclairé
Unités de température : °C / °F
Plage d'affichage de la température : 32.0°C à 43.0°C
Précision : ± 0.2°C
Système de notification avec alarme après prise de mesure
Signal d'avertissement en cas de fièvre
Poids : 68g
Dimensions : 149x38x42mm
Alimentation : 2 piles alcalines



— Infra - Auriculaire

YHT-101

Mesure de température par Infrarouge
Affichage sur écran LCD
Temps de mesure : 2 sec. ± 1 sec.
Mémoire : 10 dernières mesures
Plage de mesure : 34°C à 42.2°C
Degrés Celsius/ Fahrenheit
Alimentation : 2 piles



— PEN

YT306/DT-001A



YT306

DT-001A

Mesure par voie orale, axillaire ou rectale
Affichage sur écran LCD à cristaux liquides
Plage de mesure : 35.5°C à 42°C
Arrêt automatique
Signal sonore
Livré dans un étui en Plastique

— Flexible

YT-308/DT-0101



YT-308

Tête flexible
Mesure par voie orale, axillaire et rectale
Affichage : Ecran LCD à cristaux liquides
Plage de Mesure : 35.5°C à 42°C
Livré dans un étui en Plastique
Boite de 10



DT-0101

Toises

— Toise Télescopique sur socle en Métal

MSZ-300

En Aluminium
Socle en Métal amovible
Plage de mesure de 85 à 210 cm
Graduation : 1cm



KINLEE

— Toise Télescopique fixation Murale

MSZ-200

En Aluminium
Système de fixation murale
Plage de mesure 60 à 200 cm
Graduation : 1cm



— Micro-Toise Murale Enrouleur

HS-2AMT


Adulte et enfant
Ruban Métal de 2 mètres
Système de fixation murale



— Toise bébé en Aluminium

37-104A

«Calibre pour Mesure de Nouveaux Nés»
En Aluminium léger
Plage de mesure de 7 à 100 cm
Graduation : 1mm
Dimensions : 1045 x 268 x 120 mm
Poids : 0.63 kg



Stéthoscopes

CONTEC™

— Digital

CMS-M

- Portable, compact et facile d'utilisation
 Affichage en temps réel de la SPO2 et du rythme cardiaque
 Capteur SPO2 changeable pour les différents types de patients (Néonatal, enfant & adulte)
 Système d'alarme pour SPO2 et rythme cardiaque
 Alimentation : 3.6 V DC ~ 4.2 V DC / Batterie en lithium rechargeable
 Affichage : Ecran LCD 2.7"
 Dimensions : 87 x 63 x 19mm
 Mesures du Rythme Cardiaque :
 - Intervalle de prise de mesure : 30Bpm- 300Bpm
 - Précision : (± 2Bpm)
 Mesures de la SPO2 :
 - Intervalle de mesure : 0%-100%
 - Précision : 70%-100% (± 2%)

- Accessoires fournis :
 - Capteur SPO2 Adulte
 - Câble USB / Chargeur



— Heuer 2 PAVILLONS

STGST1R

- Tête à double pavillons
 Lyre à ressort intégré
 Tubulure en Y souple
 Couleur disponible : Bleu - Gris - Noir
 1 Paire d'embouts auriculaires souples
 01 Membrane de rechange
 Livré dans une boîte



— Dual 2 PAVILLONS

HS-30BD

- Tête à double pavillons
 Lyre à ressort externe
 Tubulure en Y noire
 Livré dans une boîte



— Single 1 PAVILLON

HS-30AS

- Tête à un pavillon simple
 Lyre à ressort externe
 Tubulure en Y noire
 Livré dans une boîte



— Double 2 PAVILLONS

YM-SDL

- Tête à double pavillons
 Lyre à ressort externe
 Tubulure en Y noire
 Livré dans une boîte



— Single 1 PAVILLON

YM-SSG

- Tête à un pavillon simple
 Lyre à ressort externe
 Tubulure en Y noire
 Livré dans une boîte




Stéthoscopes

Spengler
SINCE 1907

— Spengler Pulse 1 PAVILLON

7507500

- Tête à simple pavillon chromée
 Lyre tube simple, ressort intégré
 2 Paires d'embouts auriculaires souples
 1 Membrane de rechange
 Livré dans une boîte



— Spengler Pulse 2 PAVILLONS

7507400

- Tête à double pavillons chromée
 Lyre tube simple, ressort intégré
 2 Paires d'embouts auriculaires souples
 Une membrane de rechange
 Livré dans une boîte



— Spengler 2 PAVILLONS

505860D

- Tête à deux pavillons
 Lyre à ressort externe
 Tubulure en Y noire
 Livré dans une boîte



— Obstétrical Pinard

75-170P

- Pour détection du pouls fœtal
 En Aluminium
 Diamètre : 5cm - Profondeur:13cm



— Obstétrical Pinard

75-170B

- Pour détection du pouls fœtal
 En Plastique
 Diamètre : 5cm - Profondeur:13cm



HONSUN
Aim for Health

Otoscopes - Ophtalmoscopes

Otoscope Manche Inox LED

AK-200-04/S80035F

Otoscope à éclairage conventionnel
Ampoule à lumière blanche
3 Spéculums de rechange : 2.5, 3.5 et 4.5
Poignée en Inox antidérapante à 2 piles
Fenêtre d'observation grossissante
intégrée et pivotante sur le côté ;
Livré dans un coffret.



Otoscope Fibre Optique

80035B1

Manche en Plastique
5 Spéculums auriculaires en Plastique
2 Piles Alcalines (1.5V) non incluses
Livré dans un coffret noir



Otoscope Fibre Optique

AK-300-04

Otoscope à fibre optique
Éclairage LED fibres optiques 2.5V
Poignée en plastique robuste à deux piles
(résistant aux chocs et antidérapant)
Poignée avec interrupteur intégré
11 Spéculums auriculaires de rechange
Fenêtre d'observation grossissante
intégrée et pivotante sur le côté
Livré dans une pochette.



Ophtalmoscope Coaxial Mural

4103000

Cordon spiral électrique
Système Coaxial // hautes fréquences
Voltage 220 V
Sur support mural

Manche Rechargeable

4890010

Adaptable pour ophtalmoscope et otoscope



Ophtalmoscope Coaxial De Table

4101110

Cordon spiral électrique
Système Coaxial // hautes fréquences
Voltage 220 V
Sur support mural



Accessoires Ophtalmoscopes

ZX-DM6D

Ampoule Ophtalmoscope -



3.5V
Fibre optique



YZ-11AO

Ampoule Ophtalmoscope

A vis - Adaptable



75-195-A

Ampoule Otoscope - HE

A vis - Adaptable
Divers modèles



Loupe et Trousses



Loupe Binoculaire Grossissante

SLH-3.5

Casque serre Tête réglable
Grossissement x 3,5 fois
Distance de travail : 340mm
Champ de vision : 60mm



Trousse de Diagnostic Universelle

AK-2000-04

Trousse de Diagnostic Universel composée de :

Poignée en Inox antidérapante
Tête pour Otoscope à éclairage conventionnel
Tête pour Ophtalmoscope
1 Spéculum nasal réglable à vis
3 Spéculums réutilisables : N° 2.5, 3.5 et 4
2 Miroirs laryngiens n° 4
1 Abaisse langue en Inox
1 Porte-lampe chromé avec ampoule
16 Spéculums de rechange
Livrée dans un coffret



Divers Outils de Diagnostic

Torche à Piles-Penlight

HS-401F

Lumière blanche intense
Allumage par clip attache
2 Piles AAA fournies
Livrée dans un étui en Plastique



Spéculums de rechange

S-ET100

Pour thermomètre auriculaire "ET-100"
Boite de 20



Spéculum Vaginal Stérile

A VIS - TYPE CUSCO

80020

Usage unique
Réglage progressif à vis latéral
En Polystyrène cristal
Stérile (EO)
Tailles disponibles :
S/Jaune - M/Orange - L/Blanc



Spéculum Vaginal Cusco

EN INOX

47102


Autoclavable
A vis latéral
Tailles disponibles : S - M - L



Goniomètre en PVC Large

GPVC-LG

Dispositif capteur des mesures
des angles des articulations
Réglette: 1 à 18 cm
Rayon : 0 à 180°



Marteau à Réflexe Téléscopique

KT60BKZ

Manche en Inox télescopique
Rondelle flexible BABINSKY
Embout à Pic



Marteau à Réflexe Babinsky

080022H

Manche en métal
Tête dévissable à 2 positions



Divers Outils de Diagnostic



21106-4
Jeu de 4

Diapasons

Test acoustique
En Inox
Set de 4 : «C: 288-341-426-512»
Set de 8 : «C: 256-288-320-341-384-426-480-512»
Livré dans une boîte

21106-8
Jeu de 8



Garrot Plat en Caoutchouc Fin

80036-F

Couleur : Bleu
Dimensions : 50 x 2,5 x 0,1 cm



Garrot Epais en TPE

80036-V

TPE extensible
Couleur : Vert / Bleu / Violet
Dimensions : 75 x 1,8 x 0,12 cm



Garrot en Tissu Elastique avec Crochet

80036-4

Tissu élastique extensible
Ouverture rapide à Clip
Bleu / Orange



Lancettes Stériles

7002128

Pour stylos auto piqueurs - G.28
Boite de 100



Gel Echographie 5 kgs

90009-5

Gel Ultrasound
Couleur Bleu
KONIX



Papier ECHO.110S SONY

PES-110





Accessoires Radiologie



PD-TB2 /PDTB1

Négatoscope - LED Extra Plat - 1 / 2 Plages

Design moderne, très mince
Eclairage LED 32W environ 50 000 heures de vie
Température de couleur de 6000°K
Lumière de qualité avec faible consommation
Cadre en aluminium avec interrupteur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions Totales : 85 x 55 cm (2Plages) / 47 x 55 cm (1Plage)
Dimensions de l'écran : 73 x 44 cm (2Plages) / 36 x 44 cm (1Plage)
Epaisseur : 2,5 cm
Fixation murale : horizontale ou verticale
Interrupteur + Variateur de lumière : 30kHz – 100kHz
Opérationnel 24 h en continu
Voltage : 220V

Négatoscopes

Boîtier métallique et Revêtement en Epoxy
Encadrement en Aluminium anodisé
+ 4 Coins Antichoc
Eclairage Fluorescent Néon
Voltage : 220V



Réf.:	Plage	Dimensions
FA02-1P	1 Plage	440 x 100 x 540 mm
FA02-2P	2 Plages	800 x 100 x 540 mm
FA02-3P	3 Plages	1230 x 100 x 540 mm
FA02-4P	4 Plages	1504 x 126 x 545 mm

Cassettes Films Radio Fenêtrées sans écran



Vitesse moyenne

Réf.:	Dimensions/cm
AX18X24	18 x 24
AX24X30	24 x 30
AX30X40	30 x 40
AX35X35	35 x 35
AX36X43	36 x 43

BAC-20L

Bac de Développement Manuel

POUR FILMS RADIO
Capacité : 20L



Ecrans Renforcateurs pour Cassettes

Vitesse moyenne - Lumière Bleue

Réf.:	Dimensions/cm
EC15X40	15 x 40
EC18X24	18 x 24
EC24X30	24 x 30
EC30X40	30 x 40
EC35X35	35 x 35
EC36X43	36 x 43

LRGE-CN

Lumière Rouge pour Chambre Noire

AVEC VARIATEUR

Lumière Inactinique pour chambre noire
220V



Protection du Practicien



Tabliers Plombés de Protection Anti Rayons-X

XR-1X35 Pb 0.35mm-1 Face

XR-2X50 Pb 0.50mm-1 Face

- Epauettes rembourrées
- Protection avant intégrale
- Larges bandes croisées fermées par Velcro

Caractéristiques :

Dimensions : 90 x 58 cm
Sans manches
Fermeture en brassière croisée derrière
Coloris : Bleu
Unisex
Taille universelle
Poids : 3.2kg (XR-1X35) / 4.7kg (XR-2X50)



PC-04 **NEW**

Pb 0.50mm-2 Faces

• Equivalence de plomb:

- Devant : 0,50mmPb
- Arrière : 0,25mmPb
- Exposition à un rayonnement d'énergie de 100KV
- Protection avant intégrale et du dos
- Fermeture par: Sangles, boucles et scratch
- Couleur : Noir
- Unisex
- Taille universelle (L)
- Dimensions : 100x60cm
- Certifications : ISO9001 CE



PC09_D

Protection Tête Cagoule Anti-X

Equivalence plomb de: 0,35 mm Pb
Poids environ 1.5 kg
Taille universelle



PC10-50

Protège Thyroïde Anti-X

Equivalence plomb de: 0,5mm Pb
Poids environ 62 g
Taille universelle



PB07-50

Protège Gonade Anti-X

Equivalence plomb de: 0,5mm Pb
Poids environ 90 g
Taille universelle



Gants ANTI-X (0.50mm Pb)



PA_13

Ouverture Palmaire

- Tissu en Polyester
- Taille universelle
- Dimensions : 78cm x 18cm
- Poids environ 1.9 kg



PA_14

Mitaines Confortex

Extensible
Tissu en Jersey
Long.: 36 cm
Taille Medium
Poids environ 1.9 kg



PC_12

Moufles en Polyester

Tissu en Polyester
Long.: 41 cm
Taille universelle
Poids environ 1.9 kg

Radioprotection du Cristallin

SUR-LUNETTES ANTI-X (SANS CORRECTION)



PA_16

Protection Frontale

Equivalence plomb de : 0,50 mm Pb
Poids environ 60 g
Couleur: Transparent
Taille universelle
Etui de rangement rigide

PA_17

Protection Frontale et Laterale

Ce modèle est utilisé dans la chambre noire pour le développement des cassettes et films radio

Branches ajustables
Sans correction
Poids environ 60 g
Couleur: Rouge
Taille universelle
Etui de rangement



PC_13

Protection Frontale Laterale

Equivalence plomb de : 0,50 mm Pb
Poids environ 80 g
Couleur: Noir
Taille universelle
Etui de rangement rigide



VISIÈRE ET SEMI-VISIÈRE (FRONTALE ET LATÉRALE - SANS CORRECTION)



PD_11

Visière Masque Acrylique Anti-X

Visière pour protection radioactive
Masque acrylique
Equivalence plomb de : 0,1 mm Pb (poids environ 420 g)
Couleur: Transparente
Dimensions: 195 x 225 mm
Taille universelle- Ajustement de taille réglable



PD11_2

Semi-Visière Masque Acrylique Anti-X

Semi-visière pour protection radioactive
Masque acrylique
Equivalence plomb de : 0,1 mm Pb (poids environ 400 g)
Couleur: Transparente
Dimensions: 125 x 220 mm
Taille universelle- Ajustement de taille réglable

Supports roulants - Portants de Tabliers ANTI-X



FB_01

Support Roulant Portant de Tabliers Anti-X TRINGLES FIXES

Portant en Inox stable à roulettes pour tabliers Anti-X
5 tringles fixes
4 roues pivotantes avec système de freins
Capacité d'accrochage de 5 tabliers
Etagère basse de rangement
Dimensions: 1420 x 500 x 530mm

FB_03

Support Roulant Portant de Tabliers Anti-X TRINGLES AMOVIBLES

Portant à roulettes pour tabliers Anti-X en Inox
4 roues pivotantes avec système de freins
Capacité d'accrochage de 5 tringles
Dimensions: 1450 x 500 x 800mm



FB_02

Support Fixation Murale Tabliers Anti-X

Support mural en Inox
5 tringles fixes d'accrochage
Dimensions: 680 x 160 x 145mm

Moniteur Digital de Diagnostic Mural Multiparamètres

YU-IDS-2G

Nouvelle Génération



Le Moniteur de Diagnostic, dernière génération Yuwell met à votre disposition l'ensemble des outils essentiels pour un bon diagnostic, soit :

7 Paramètres :

- Surveillance ECG
* Bracelets Pincés fournis
- Examen d'Otoscopie
* Distributeur de Spéculum de rechange
- Examen d'Ophthalmoscopie
- Mesure de la NIBP (Pression Artérielle Non Invasive)
- Mesure de la saturation d'Oxygène dans le sang (Spo₂)
- Mesure de la fréquence du pouls
- Mesure de la température

Alimentation 220V

Options disponibles :

- Interface réseau RJ-45
- Interface USB
- Autres interfaces en option pour mesures de la taille, du poids...

Système d'Information



Interface d'Utilisation simple pour médecins

Point d'accès du Médecin



Otoscope

Ophthalmoscope

Thermomètre Infra Auriculaire

Kit Brassard pour Tensiomètre Digital

Oxymètre de Doigt

Câble ECG

Bracelets Pincés ECG

Câble de Température

Set de Diagnostic Mural Multiparamètres

YU-IDS4

Universel



Station Murale de Diagnostic - 4 Paramètres avec support pour la fixation murale:

1. Otoscope

- Fibre optique lumière froide 360°, sans ombre (pour adulte et enfant)
- Luminosité ajustable par manche
- Distributeur de Spéculum de rechange



Otoscope



Ophthalmoscope

2. Ophthalmoscope

- 28 différentes lentilles de correction
- 6 différents diaphragmes
- *Alimentation 220V

3. Tensiomètre Anéroïd

- Cadran de 15 cm de diamètre
- 2 Brassards Adulte fournis ; dim : 14 x 45 cm



Thermomètre Infra Frontal



Tensiomètre Anéroïd

4. Thermomètre Infra - Frontal

- Prise de mesure rapide et fiable (en 2 secondes)

CMS5100**CMS5100-3****Moniteurs de Surveillance – DINAMAPS
2 et 3 paramètres**

Le Dinamap **CMS5100 / CMS5100-3** est un moniteur de surveillance 2 à 3 paramètres, qui a pour fonction :

- La prise de mesure tensionnelle (systolique et diastolique)
- L'affichage de la moyenne des prises de mesures tensionnelles ;
- Le monitoring de la SPO2 ;
- Le monitoring du rythme cardiaque.

Caractéristiques:

- Ecran LCD: LCD Couleur TFT de 2.8 pouces ;
- Batterie rechargeable d'une autonomie de plus de 3h à charge complète ;
- Ergonomique avec un accès direct aux principales fonctions ;
- Compact, usage interne ou externe (ambulance) ;
- Source d'alimentation : Batterie en Lithium rechargeable intégrée, Courant Continu/ Courant Alternatif pour une surveillance en continu ;
- Grande capacité de stockage des données sur la mémoire interne ;
- Fonction alarme (sonore et visuelle), limites min. et max. configurables ;
- Enregistrement des données pressions sanguines et SPO2 ;
- Téléchargement des données sur PC pour analyse et impression de données ;
- + de 2000 prises de mesure tensionnelle / + de 7800 de données SPO2 ;
- Dimensions : 190 x 162 x 240mm
- Poids : 1.6kg

Spécificités Techniques :**NIBP**

- Méthode de mesure : Oscillométrique
- Mode : Manuel/ AUTO/ Continu
- Intervalle de mesure en mode continu : 5 min en mode auto : 1/2/3/4/5/5xn (n=2/3/4...51) minutes
- Protection contre les éventuelles suppressions : du logiciel et du matériel
- Plage de mesure : 10 ~ 270 mmHg (Adulte) / 10 ~ 200 mmHg (Enfant) / 10 ~ 135 mmHg (Nouveau-né)
- Précision : écart max. moyenne ± 5 mmHg ; écart-type maximum = 8 mmHg

SpO2

- Surveillance continue (en temps réel) : SpO2, PR, Pléthysmogramme Spo, graphe à barres...
- Plage de mesure : 0% ~ 100%
- Résolution : 1%
- Précision : 70% ~ 100% : $\pm 2\%$
0% ~ 69% : indéterminé

RYTHME CARDIAQUE

- Plage de mesure : 25 bpm ~ 250 bpm
- Résolution : 1 bpm
- Précision : $\pm 2\%$ bpm

TEMP (CMS5100-3)

- Plage de mesure : 0 ~ 50°C
- Plage alarme : 25°C ~ 50°C

**Accessoires fournis :**

- Manuel d'utilisation ;
- Câble électrique d'alimentation ;
- Câble SPO2 ;
- Brassard pour tensiomètre Adulte 25 à 35 cm .



*Dinamap 3P

BD-9000**BD-6000****Moniteurs de Surveillance - Multiparamétriques (5)****Caractéristiques:**

- Ecran LCD: LCD Couleur TFT de 8 pouces (BD-6000) / 12.1 pouces (BD-9000) ;
- Batterie rechargeable d'une autonomie de 2h à charge complète ;
- Ergonomique avec un accès direct aux principales fonctions ;
- Source d'alimentation : Batterie en Lithium rechargeable intégrée, Courant Continu/ Courant Alternatif pour une surveillance ininterrompue ;
- Grande capacité de stockage des données sur la mémoire interne ;
- Interface USB ;(BD-9000)
- Calcul des doses de médicaments ;
- Convient au monitoring de l'adulte, l'enfant et du nouveau-né ;

Paramètres Standard : ECG à 5 dérivations, RESP, NIBP, SpO2, PR, TEMP.

Fonctions en Option : IBP, ETCO2, ECG à 12 dérivations, imprimante thermique intégrée, sortie VGA.(BD-9000)

Spécificités Techniques :**ECG**

- Config. dérivations : 3 ou 5 dérivations
- Plage de mesure de la fréquence cardiaque: 15-350 bpm
- Plage de mesure du segment ST : -2.0 mV ~ +2.0 mV
- Vitesse du Scan : 50 mm/s
- Analyse de l'arythmie

RESPIRATION

- Plage de mesure : 0 ~ 150 rpm
- Alarme en cas d'apnée : 10 ~ 40 s

SPO2

- Plage de mesure : 0% ~ 100%
- Précision : 70% ~ 100%, $\pm 2\%$
- Plage de mesure du pouls : 30 ~ 250 bpm

NIBP

- Méthode de mesure : Oscillométrique
- Mode : Manuel/ AUTO/ Continu
- Intervalle de mesure en mode continu : 5 minutes
- Plage de mesure : 10 ~ 270 mmHg
- Protection contre les éventuelles suppressions : du logiciel et du matériel
- Sélection du brassard : adulte, pédiatrique ou néo-natal

TEMP

- Double canal
- Plage de mesure : 0 ~ 50°C

Dimensions : 310x265x150 mm (BD-9000)
240x220x140 mm (BD-6000)

- Poids : 2.5kg (BD-6000) / 3.7kg (BD-9000)

Accessoires fournis :

- Manuel d'utilisation ;
- Câble ECG à 5 dérivations ;
- Câble électrique d'alimentation ;
- Câble de température ;
- Câble SPO2 ;
- Brassard Adulte 25-35 cm et tube de liaison;
- Sachet de 50 électrodes.

**BD-9000****BD-6000**

CMS800G1

Tocardiographe Moniteur pour la surveillance fœtale

- Moniteur pour surveillance fœtale
- Nouveau design ergonomique, Possibilité de fixation murale
- Ecran couleur LCD 8.0" inclinable à 60°
- Surveillance en temps réel jusqu'à 24h continu
- Langue d'opération : Anglais
- Batterie en Lithium rechargeable pour assurer une autonomie de 2 heures en cas de panne de courant
- Stockage et impression des courbes de surveillances en continu durant 12 heures
- Les couleurs et les sons du moniteur notifiant l'utilisateur du statut du rythme cardiaque foetal
- Alimentation: 220V
- Dimensions : 310 x 260 x 90

Accessoires fournis :

- Un manuel d'utilisation
- Une sonde fœtale 3 en 1 (transducteur à ultrasons, Transducteur TOCO, Marqueur à distance)
- Deux ceintures abdominales
- Un câble de terre
- Deux ramettes de papiers
- Deux fusibles
- Un fil d'alimentation



SD-800G1

Sonde pour Tocographe

La sonde 3 en 1 pour cardiocardiographe combine trois capteurs sur un seul câble, chaque capteur dispose d'une fonctionnalité :

- **Sonde 1** : Capteur FHR1 permettant la surveillance du rythme cardiaque du fœtus au cours de la grossesse ou lors de l'accouchement ;
- **Sonde 2** : Capteur TOCO qui sert à repérer et analyser les contractions utérines lors de l'accouchement ;
- **Sonde 3** : Capteur FM, ou capteur d'évènement servant à enregistrer les mouvements fœtaux.



P-CMS800G1

Papier pour Tocographe


Adaptable au Moniteur Foetal CMS800G1



TW-800G1

Sonde Tocographe Jumeaux

Sonde pour tococardiographe
Grossesse gémellaire (jumeaux)



CMS-70A Oxymètre Professionnel

Caractéristiques :

- Oxymètre de Chevet Professionnel
Oxymètre de pouls professionnel
- Graphique à barres du PR
 - Graphique en courbes du PR
 - Rythme cardiaque sonore
 - Mesure de l'Indice de Perfusion
 - Alarmes visibles et audibles réglables (dépassement de limites inférieure et supérieure)
 - Mode d'affichage et luminosité écran réglables
 - Indication du niveau de batterie
 - Sauvegarde et téléchargement de données sur PC
 - Durée de charge : 6 h
 - Temps de marche en continu : 1 h
 - Alimentation 220V
 - Dimensions : 200 x 280 x 75



Accessoires fournis :

- Câble SPO2 adulte fourni
- CD d'installation
- Câble d'alimentation
- Câble USB



Oxymètres de Doigt

Capteur de la SPO2 intégré avec module d'affichage

- 🌬️ Mesure de la saturation d'Oxygène dans le sang – SPO2
- 📊 Mesure de la fréquence du pouls PR à travers le capteur de doigt - Graphique à l'appui
- 🔋 Faible consommation d'énergie - Facile d'utilisation
- 🔔 Alarme de basse tension de la batterie

YX-0302

Ecran OLED de 0.96"
Mesure de la SPO2
Mesure de la fréquence du pouls
Capteur de gravité pour Adulte
Alarme de basse tension
4 modes d'affichage



► Enfant

CMS50-QB

Couleurs : Bleu - Rose
Ecran : Affichage OLED
Mode d'affichage réglable
Graphique à barres
Graphique en courbes
Rythme cardiaque sonore
Temps de marche : continu 6h
Batterie Rechargeable



Accessoires fournis :
- Chargeur de piles
- Adaptateur

CMS50-QA

Couleurs : Bleu - Rose
Ecran : Affichage LCD
Graphique à barres
Rythme cardiaque sonore
Temps de marche : continu 6h
Batterie Rechargeable



Accessoires fournis :
- Chargeur de piles
- Adaptateur

► Adulte

CMS50-DL1 / CMS50-DL

Mesure de la saturation d'oxygène dans le sang – SPO2
Mesure de la fréquence du pouls PR à travers le capteur de doigt
Graphique à l'appui
Faible consommation d'énergie
Facile d'utilisation
Alarme de basse tension de la batterie
Graphique à barres
Temps de marche : 24h continu



Accessoires fournis :
- Pochette Noir

CMS50-D1 / CMS50-D

Mesure de la saturation d'oxygène dans le sang – SPO2
Mesure de la fréquence du pouls PR à travers le capteur de doigt
Graphique à l'appui
Faible consommation d'énergie
Facile d'utilisation
Alarme de basse tension de la batterie
Graphique à barres
Graphique en courbes
Mode d'affichage et luminosité de l'écran réglable
Temps de marche : 20h continu



IV-CTC-P

Support Porte-Moniteur SUR ROULETTES AVEC PANIER

- Luxueux
- Tige en Inox réglable en hauteur 1300 à 2200 mm
- Pieds 5 branches chromées sur roulettes
- Avec panier



AD-IV-CTC

Support Fixation

SM-C-MN

Support mural Porte-Moniteur

- En Aluminium
- Fixation murale



Accessoires Moniteurs et E.C.Gs

CO2-MO2

Câble Capnographe

- Pour moniteurs de surveillance
- Adaptateurs fournis pour Adulte, enfant et nouveau-né
- Composé d'un câble électrique et d'un capteur
- Pour la mesure non invasive et continue de la concentration de CO2 expiré dans le temps.



CUF-CMS-XL / CUF-25X35

Brassard Tensiomètre

- Adaptable au moniteur et tensiomètre
Enfant / Large / XLarge



CBD6000

CMS-SPO2

CMS-SPO2-1

Câble SPO2

- Adaptable seulement aux anciens modèles de moniteurs BD-6000 + BD-9000



CAB-ECG

Câble E.C.G



SP-500 / CTN-W100

Seringue Auto-Pousseuse 1 Voie

- Légère et compacte
- Simple d'utilisation et de réglage
- Ecran LCD
- Réglage flexible du débit
- Fonction de programmation intégrale du dosage
- Compatible avec les 14 principales marques de seringues.
- Identification automatique de la taille de la seringue

Caractéristiques techniques spécifiques :

- Débit:
 - Seringue 5ml : 0.1 – 150 ml/h
 - Seringue 10ml : 0.1 – 300 ml/h
 - Seringue 20ml : 0.1 – 600 ml/h
 - Seringue 30ml : 0.1 – 900 ml/h
 - Seringue 50-60ml : 0.1 – 1500 ml/h
- Pression d'alarme d'occlusion:
 - Bas 0.02-0.08 MPa
 - Normal 0.04-0.12 MPa
 - Haut 0.07-0.16 MPa
- Fonctions d'Alarme (Audio et Visuel) de:
 - Seringue vide ou mal positionnée
 - Piston de la seringue dégagé
 - Disfonctionnement
 - Manque de pression
 - Batterie faible ou épuisée
 - Volume total perfusé



Alimentation :

- Electrique AC220V
- Batterie intégrée rechargeable
- Fonctionnement sur batterie : Minimum 8h à 5ml/h.

Dimensions : 360 x 135 x 128 mm

Poids: 2,1kg (Batterie et crochet I.V inclus)

Accessoires fournis :

- 1 Crochet pour fixation à la potence
- 1 Câble électrique d'alimentation 3,5 M
- 2 Vis et une clé
- Manuel d'utilisation

SP-500 / CTN-W100

Seringue Auto-Pousseuse Automatique 2 Voies

- Légère et compacte
- Simple d'utilisation et de réglage
- 2 Ecrans LCD
- Réglage flexible du débit
- Fonction de programmation intégrale du dosage
- Compatible avec les 14 principales marques de seringues
- Identification automatique de la taille de la seringue

Caractéristiques techniques spécifiques :

- Débit:
 - Seringue 5ml : 0.1 – 150 ml/h
 - Seringue 10ml : 0.1 – 300 ml/h
 - Seringue 20ml : 0.1 – 600 ml/h
 - Seringue 30ml : 0.1 – 900 ml/h
 - Seringue 50-60ml : 0.1 – 1500 ml/h
- Pression d'alarme d'occlusion:
 - Bas 0.02-0.08 MPa
 - Normal 0.04-0.12 MPa
 - Haut 0.07-0.16 MPa
- Fonctions d'Alarme (Audio et Visuel) de:
 - Seringue vide ou mal positionnée
 - Piston de la seringue dégagé
 - Disfonctionnement
 - Manque de pression
 - Batterie faible ou épuisée
 - Volume total perfusé



Alimentation :

- Electrique AC220V
- Batterie intégrée rechargeable
- Fonctionnement sur batterie : Minimum 4h à 5ml/h.

Dimensions : 307 x 135 x 128 mm

Poids: 2,1kg (Batterie et crochet I.V inclus)

Accessoires fournis :

- 1 Crochet pour fixation à la potence
- 1 Câble électrique d'alimentation 3,5 M
- 2 Vis et une clé

JA21355

Echographe Mobile

L'échographe CONTEC est un échographe avec large écran LCD- haute résolution.

Adapté pour l'examen abdominal, obstétrical, gynécologique, cardiologique, urinaire...

- Clavier pliable et trackball pour une utilisation rapide, pratique et flexible
- Sortie vidéo PAL-D pour une connexion vers des imprimantes externes d'image vidéo, des grands écrans et autres appareils
- Port USB haute vitesse pour un transfert de l'image en temps réel vers un PC et Stockage USB
- Modes d'affichage : B, 2B, 4B, BM, M, BM/M
- Affichage : 250 mm de profondeur
- Mécanisme électronique de mise au point : le nombre et la position peuvent être ajustés
- Traitement d'images numérique, affichage de caractères (date, heure, docteur, âge ...)
- Port : USB, Vidéo
- Mesure de la distance, la circonférence, la superficie, le volume la fréquence cardiaque, GA, FW, EDD
- Type de protection contre les chocs électriques : périphérique de type I ;
- Degré de protection contre les chocs électriques : Partie appliquée de type B
- Tension de fonctionnement : AC 100 V~240 V
- Fréquence de fonctionnement : 50Hz/ 60Hz
- Consommation électrique : ≤100 VA
- * Sans imprimante ni chariot



Caractéristiques physiques :

- Dimensions : 300 mm(L) x 200 mm(l)x300 mm(H)
- Poids : 6,4 kg

Accessoires :

- Sonde convexe 3.5 MHz
- Manuel d'utilisation
- Ligne d'alimentation
- Fusible tube 2
- Câble USB haute vitesse
- Logiciel (CD)

Doppler Fœtal

SONOLINE-C Ultra-sonique



- Design ergonomique et portable
- Sonde détachable
- Modes opérationnels :
 - Affichage en temps réel FHR
 - Affichage de la moyenne FHR
 - Mode opératoire manuel
- Voyant rouge lorsque la valeur FHR est anormale
- Indicateur du niveau de batterie
- Mise hors tension : 1 minute sans utilisation
- Alimentation : deux piles alcalines 1.5 V

EC1103G / EC1106G / EC1112G

Electrocardiographes Portables avec Interprétation

Les ECGs CONTEC (3 pistes EC1103G – 6 pistes EC1106G – 12 pistes EC1112G) sont des ECGs multipistes complets permettant de réaliser des enregistrements manuels et automatiques avec calcul des paramètres, d'imprimer sous différents formats, de visualiser sur un écran LCD couleur, d'identifier et de mémoriser les ECG. Disponibles en langue française, anglais et autres.

- Facile d'utilisation
- Visualisation haute résolution sur écran du signal ECG : 3, 6 ou 12 dérivations
- Imprimante thermique de haute résolution
- Double alimentation, secteur et batterie rechargeable

*Destiné aussi bien pour les ECG ambulatoires, au cabinet ou dans les établissements médicalisés.

EC1103G 3 Pistes



Caractéristiques techniques :

Paramètres mesurés	: HR, intervalle P-R (ms), durée : P-QRS-T, QT,QTc (ms), axes : P-QRS-T (degré), R-V5 (mV),S-V1 (mV), R-V5+S-V1 (mV)
Système d'alimentation	: AC - Secteur : 100V/240V 50/60Hz DC : 7,4V – 3700 mAh Batterie lithium rechargeable (EC1103G / EC1106G) DC : 14,8V – 3700 mAh Batterie lithium rechargeable (EC1112G)
Système d'écriture	: Imprimante thermique
Papier	: Rouleau, longueur 20m / largeur 80mm (EC1103G) – 110mm (EC1106G) – 210mm (EC1112G)
Mode d'affichage	: Ecrans LCD de : 3,5" (EC1103G) – 7" Ecran tactile (EC1106G) – 8" Ecran tactile (EC1112G)
Dérivations	: 12 dérivations standards
Impédance en entrée DC	: ≥ 50MΩ
Courant d'entrée	: Flottant et Protection contre la défibrillation
Mode de fonctionnement	: Temps réel manuel et automatique
Vitesse entraînement du papier:	
Mode manuel	: 5 – 6,25 – 10 – 12,5 – 25 – 50mm/s ±5% (EC1103G / EC1112G) 5 – 6,25 – 10 – 12,5 – 25 – 50 – 100 mm/s ±5% (EC1106G)
Mode Auto	: 25 – 50 mm/s ±5%
Enregistrement du rythme	: 25mm/s, 50mm/s ±5%
Réponse à haute fréquence	: 0,05 Hz ~ 150 Hz (-3 dB ~ 0,4 dB)
Constante de temps	: > 3,2 s
CMRR	: > 60 dB, >100 dB (avec filtre AC)
Filtres	: 25Hz/35Hz (-3 dB)
Sensibilité d'enregistrement:	: 2,5 – 5 – 10 – 20 – 40 mm/mV ±5% ;
Sensibilité Standard	: 10 mm/mV ±0.2mm/mV

EC1106G 6 Pistes



EC1112G 12 Pistes



Niveau sonore	: ≤ 15μVp-p
Températures	: Fonctionnement : +5°C ~ +35°C / Stockage : -40°C ~ 55°C
Humidité relative	: Fonctionnement : ≤ 80% / Stockage : ≤ 95%
Sécurité	: Classe I, Type CF, Protection contre la défibrillation
Tension de polarisation durable:	: ± 300mV (EC1103G / EC1106G) / ± 500mV (EC1112G)
Fusible	: 2 avec φ 5x20mm délais CA; T250mA/250V(Alimentation: 220V)
Poids NET	: 1,6 Kg (EC1103G) / 1,7 Kg (EC1106G) / 3,2 Kg (EC1112G)
Dimensions (L x l x H)	: 315 x 215 x 70 mm (EC1103G) 320 x 220 x 100 mm (EC1106G) 340 x 320 x 85 mm (EC1112G)

Accessoires fournis :

- Bracelets ECG (4)
- Poires ECG (6)
- Câble ECG
- Câble de terre
- Câble d'alimentation
- Code d'installation via le site internet
- Papier ECG + support rouleau



ELECTRODES ECG

9004

Electrode ECG
Universelle
Adhésive Jetable
Diamètre : 5.5 cm



TLC9803 - 3 pistes

TLC5000 - 12 pistes

Holters Rythmiques

Le Holter est un dispositif qui capte l'activité électrique du cœur et l'enregistre en continu sur un support numérique (enregistrement de l'ECG sur une période de 24 heures).

Caractéristiques :

- Affichage : 3 pistes (TLC 9803) ; 12 pistes (TLC 5000)
- Temps d'enregistrement : 24 H
- Interface : USB 2.0
- Précision d'échantillonnage : 12 Bit
- Alimentation : 2 Piles alcalines
- Niveau Sonore : 30< dB
- CMRR : >60 dB
- Affichage : 3 pistes
- Vitesse de Scan : 25 mm/S

Caractéristiques de basse fréquence:

- Constante de temps > 3.2s
- Sensibilité standard : 10mm/mV
- Voltage : 1mV (+/-) 5%
- Dimensions : 111 x 60 x 25 mm
- Poids Net : 105 g

Accessoires fournis :

- Câble de plomb - Sachet d'électrodes - Câble USB
- CD d'installation et logiciel d'analyse de données
- Etui pour Holter - Manuel d'utilisation



ABPM50

Holter Tensionnel

Monitoring tensionnel continu sur 24 heures

Le Holter tensionnel ABPM50 mesure la tension artérielle par méthode oscillométrique.

- Design ergonomique et portable
- Facile d'utilisation
- Ecran : LCD couleur de 2.4 pouces
- Méthode : oscillométrique
- Mode : manuel / automatique

- Plage de mesure : Adulte 0 - 290 mmHg ; SYS : 40 - 270 mmHg ; DIA : 10 - 215 mmHg
Pédiatrique 0 - 235 mmHg ; SYS : 40 - 200 mmHg ; DIA : 10 - 150 mmHg
Néonatal 0 - 140 mmHg ; SYS : 40 - 135 mmHg ; DIA : 10 - 100 mmHg

- Précision d'affichage : 1 mmHg
- Protection de surpression : Adulte 295 ±5 mmHg ; Pédiatrique 240 ±5 mmHg ; néonatal 145 ±5 mmHg
- Mémoire : 350 prises de mesures
- Logiciel pour analyse de données
- Listes de prises de mesures - BPM - PR
- Graphs analytiques des prises de mesures
- Deux unités de mesures : mmHg / kPa
- Compatible avec : Adulte / Enfant / Nouveau-né

Accessoires fournis :

- Brassard pour prise de mesure tensionnelle Adulte
- Câble de plomb - Câble USB
- CD d'installation et logiciel d'analyse de données
- Etui pour Holter - Manuel d'utilisation



ECG-PM10

ECG One Touch

Médecine de travail / A domicile

L'ECG One Touch - 1 Piste - est un appareil permettant de contrôler l'ECG pour tout utilisateur, afin de diagnostiquer et prévenir toutes maladies cardiovasculaires en réduisant les risques de celles-ci.


Applicable pour les patients présentant différents types de maladies chroniques :
Maladies cardiaques (coronariennes), diabète, hypertension, myocardite, obésité, dyspnée...

Caractéristiques :

- Ecran couleur LCD de 4.5 cm
- Système de Gestion de Santé à travers l'application mobile :
- Prise de mesure automatique
- Sauvegarde d'enregistrements d'ECG
- Téléchargement de données ...
- Contrôle ECG, une fois contact avec le doigt
- Résultat disponible et fiable immédiatement après prise de mesure
- Enregistrement jusqu'à 500 cas (en charge complète) sur CLOUD / Transmission Bluetooth
- Impression rapide des données
- Alimentation : 220V / Batterie rechargeable
- Poids : 60 g
- Dimensions : 100 x 45 x 15 mm



Modes de mesures



SP10-W / SP10BT

Spiromètre Electronique

Caractéristiques :

- Fonction d'enregistrement des prises de mesures (FVC, FEV1 & PEF)
- Fonction de calibrage de l'appareil
- Fonction d'arrêt automatique après une minute sans utilisation
- Transmission des données d'analyses par Bluetooth
- Intervalle du volume : 0- 10L
- Précision du volume : (± 3%)
- Intervalle du flux : 0 L/s - 16 L/s
- Précision du flux : (± 5%)

Alimentation : DC 3.7 V 820mAh / Batterie en Lithium rechargeable

Accessoires fournis :

- Manuel d'utilisation
- Câble de transfert de données USB / Chargeur
- CD d'installation avec logiciel de lecture de données
- Embout buccal
- Un clip pour nez (optionnel)




SP10-W



SP10BT





MediCALEX

Medical Equipment

AIDE

A LA MARCHÉ



SOMMAIRE

Accessoires Aide à la marche	128	Quadripode	126
Aide aux Toilettes	123/124	Réhausse WC	124
Béquilles	125	Rolateurs	128
Cannes	125/126	Tripode	126
Chaises de Toilette	123	WC Portable	124
Déambulateurs	127		
Fauteuils Confort	117/118		
Fauteuils Electriques	121/122		
Fauteuils Roulants	115/116		
Poussettes Orthopédiques	119/120		

Caremax
MEDICAL CENTER

yuwell
You, We Love Life

Pharmaouest
PREVENTIX

Ensemble pour un Médical meilleur
Depuis 1990

HY9100-46

BASIC CHROME

Fauteuil Roulant Pliable - Adulte

Reposes pieds fixes
Armature Chromée adulte
Dossier avec assise en simili Cuir
Assise 46 x 46cm
Freins arrêt sur roues arrières
Reposes pieds fixes et pliables en Aluminium
Pneus tubeless
Roues : arrière : 58 cm / devant : 20 cm
Poids Net : 17.6 kg



HY9120

Reposes Pieds Détachables en Option

HY9100-35

CHROME BASIC KID

Fauteuil Roulant Pliable - Enfant

Reposes pieds fixes
Armature Chromée
Dossier avec assise en Toile
Largeur de l'assise 35 cm
Freins arrêt sur roues arrières
Reposes pieds fixes et pliables en Aluminium
Pneus tubeless
Roues : arrière : 54 cm / devant : 15 cm
Poids : 15,5 kg



F210-61

EXTRA-LARGE

Fauteuil Roulant Pliable - Adulte

Fauteuil roulant pour adulte
Châssis Epoxy léger et solide
Démontable et pliable
Dossier pliable
Accoudoirs & assise et dos détachables
Assise : 60 cm en toile noire
Reposes pieds détachables en Aluminium
- Freins arrêt sur roues arrière
- Pneu arrière gonflable : 30 cm
- Roues devant tubeless: 20 cm
Capacité : 125 kg
Poids: 19.3 kg



H007/H007R

FAUTEUIL EN EPOXY

Fauteuil Roulant Pliable - Adulte

Reposes pieds réglables en hauteur à vis
Armature en Epoxy
Dossier avec assise en toile couleur rouge ou noire
Sangle de maintien
Largeur de l'assise 47 cm
Freins arrêt sur roues arrières
Reposes pieds fixes et pliables en plastique
Repose jambe en toile
Pneus tubeless
Roues : arrière: 58 cm / devant: 18 cm
Disponible en : Noir - Rouge



yuwell
You, We Love Life

H008

FAUTEUIL EN CHROME

Fauteuil Roulant Pliable - Adulte

Reposes pieds démontables et réglables en hauteur à vis
Armature en CHROME
Dossier avec assise en toile couleur noire
Largeur de l'assise 47 cm
Freins arrêt sur roues arrières
Reposes pieds fixes et pliables en plastique
Accoudoirs fixes
Une sangle de maintien
Pneus tubeless
Roues : arrière: 58 cm / devant: 18 cm



yuwell
You, We Love Life

HY9101-46

BASIC EPOXY

Fauteuil Roulant Pliable - Adulte

Armature en Epoxy de couleur rouge
Dossier avec assise en toile couleur noire
Largeur de l'assise 46 cm
Freins arrêt sur roues arrières
Reposes pieds fixes et pliables en plastique
Pneus tubeless
Roues : arrière : 58cm / devant: 20 cm
Poids : 15,6 kg



FS-908A

CHIC

Fauteuil Roulant Pliable - Adulte

Pliable et confortable
 Armature Chromée adulte
 Accoudoirs escamotables à l'arrière
 Reposes pieds détachables en Aluminium
 Assise de 46 cm en toile noire
 Freins arrêt sur roues arrière
 Dossier pliable avec poignets
 Pneus devant non gonflables tubeless
 Pneus arrière gonflables
 Roues arrière détachables
 Roues : arrière : 60cm / devant : 15 cm
 Poids: 15.8 kg



HY9203-A - Adulte

HY9203-C - Enfant

SERENA

Fauteuil Roulant Pliable - Accoudoirs démontables

Armature en Epoxy couleur noire
 Dossier avec assise en toile noire
 Largeur de l'assise : 46 cm (HY9203-A) / 35 cm (HY9203-C)
 Freins arrêt sur roues arrière
 Accoudoirs démontables
 Reposes pieds détachables en : Aluminium (HY9203-C) , en epoxy noir (HY9203-A)
 Pneus arrière gonflables
 Roues : arrière : 58 cm / devant: 18 cm
 Poids : 16.7 kg (HY9203-A) / 15.6 kg (HY9203-C)



HY9250-A - Adulte

HY9250-C - Enfant

OPTI+

Fauteuil Roulant Pliable - Accoudoirs rabattables

Armature en Epoxy couleur grise
 Dossier avec assise en Toile noire
 Largeur de l'assise : 46 cm (HY9250-A) / 35 cm (HY9250-C)
 Freins arrêt sur les roues arrière
 Accoudoirs rabattables
 Reposes pieds détachables en : Aluminium (HY9250-C) , en epoxy noir (HY9250-A)
 Pneus arrière gonflables
 Roues : arrière : 58 cm / devant: 20 cm



F954LGC

RELAX++

Fauteuil Roulant Relax - Adulte

Ossature en Aluminium
 Dossier inclinable par une commande
 Accoudoirs détachables
 Freins arrêt sur roues arrière
 Reposes pieds en plastique et reposes jambes réglables en hauteur
 Largeur de l'assise 46 cm
 Repose tête anatomique détachable
 Pneus devant non gonflables tubeless
 Pneus arrière gonflables
 Roues : devant : 20 cm - arrière : 60 cm
 Poids: 18kgs



HY-9204

RELAX ECO

Fauteuil Roulant Relax - Adulte

Ossature en Epoxy - pliable
 Dossier inclinable par une commande
 Accoudoirs détachables
 Assise avec dossier en toile noire
 Largeur de l'assise 46cm
 Repose tête en Simili cuir anatomique 30 cm
 Freins arrêt sur roues arrière
 Reposes jambes réglables en extension en chromé
 Pneus arrière et devant tubeless
 Roues : devant : 20 cm - arrière : 58 cm
 Poids : 24.5 kg



7/1775

Harnais pour Fauteuil Roulant

De par sa conception, le harnais d'immobilisation, constitué de sangles acromio-claviculaires et d'une ceinture contour abdomen, évite l'affaissement thoracique du patient et les mouvements vers l'avant

- Sangle de fixation au fauteuil en polypropylène
- Ceinture contour abdomen
- Deux sangles acromio-claviculaires
- Taille unique / Long. totale 155 cm

Pharmaouest
PREVENTIX



HY9650LGC

POUSSETTE IMC - Adulte

Poussette Orthopédique en Epoxy

Démontable et pliable
Aluminium léger et solide
Poussette inclinable et reclinable par 2 commandes
"Position de relaxation et couchée"
Assise de 46 cm
Accoudoirs détachables
Reposes pieds & jambes réglables en hauteur
Freins arrêt sur roues arrières
Coussin de soutien cervical réglable en hauteur
Sangles d'attache abdominale croisées
Butée & cales côtes en mousse anatomiques
Pneus arrières & devant tubeless
Roues devant : 14 cm ; Arrière : 38 cm
IMC adulte



958LBHP

POUSSETTE IMC - KIDS

Poussette Orthopédique Unicolore - Enfant

Démontable et pliable
Aluminium léger et solide
Poussette inclinable et réclinable par 2 commandes
"Position de Relaxation et Couchée"
Assise : 36 x 38 cm
Accoudoirs détachables
Reposes pieds & jambes réglables en hauteur
Freins arrêt sur roues arrières
Freins à main des deux côtés
Coussin de soutien cervical réglable en hauteur
Sangles d'attache abdominale croisées renforcées avec 4 crochets
Butée & cales côtes et hanches en mousse anatomique
Pneus arrières & devant tubeless
Roues devant : 14 cm - arrière : 38 cm
Petites roues d'équilibrage
Conseillé pour enfants de 6 à 16 ans
Poids: 22 kg



HY9830LF

Chaise de Transport Malade

Chaise roulante pliable en Aluminium, couleur noire

Dossier pliable
Accoudoirs fixe
Assise et dossier en toile noire rembourrés
Assise 43 x 43cm
Sangles de maintien
Freins sur roues arrières et freins à main au niveau du poignet.
Reposes pieds en PVC détachables
4 Roues Tubeless : devant Ø 20 cm /arrière: 30cm
Poids : 14 kg



0985LBJ

POUSSETTE IMC - A COLORIS

Poussette Orthopédique à Coloris - Enfant

Démontable et pliable
Aluminium léger et solide
Poussette reclinable par une seule commande
Assise de 40cm
Accoudoirs détachables
Reposes pieds fixes
Freins arrêt sur roues arrières
Freins à main
Coussin de soutien cervical réglable en hauteur
Sangles d'attache abdominale croisées renforcées avec 4 crochets
Butée & cales côtes et hanches en mousse anatomique
Pneus arrières & devant tubeless
Roues devant : 14 cm + Arrière : 38 cm
Conseillé pour enfants moins de 10 ans
Poids: 22 kg



FS-0129

MAGIC

Fauteuil Roulant Electrique - Adulte A PROPULSION POSITION DEBOUT

Armature en Epoxy
 Dimension Ext. : 1 150 x 1 050mm
 Capacité max. : 100 kg
 Assise : 44 x 44 cm en voile noire
 Vitesse : 0 à 7 Km/H
 Voltage moteur 168Wx2
 Commande électrique pour mobilité
 et pour propulsion en position debout
 Accoudoirs escamotables
 Reposes pieds détachables
 4 sangles de fixation
 Feux avant et arrière
 Freins arrêt sur roues arrières
 Pneus devant non gonflables tubeless
 Pneus arrière non gonflables tubeless
 2 roues d'équilibre
 Roues devant Ø 15 cm - Arrières Ø 30 cm
 Manette fixe sur accoudoir à système rétractable
 Autonomie: 3 heures
 Portée: 100 kgs
 Poids: 62.8 kgs



FS-111A

CADRE PLIABLE

Fauteuil Roulant Electrique - Adulte

Armature en Epoxy
 Dimension Ext.: 110 x 58 x 92 cm
 Capacité max.: 110 Kg
 Assise : Longueur de 45 cm - Largeur de 40 cm
 Vitesse : 0 à 6 Km/H
 Voltage Moteur 168Wx2
 Freinage : Automatique
 Freins arrêt sur roues arrières
 Distance : 20 km / Autonomie : 5 heures
 Port Charge : AC 220V (2 batteries)
 Accoudoirs escamotables
 Repose pieds démontables & pliables
 Assise et dossier en toile noire
 Pneus (arrières: 30? et devant: 18 ?) : tubeless
 Manette modulable à fixer sur accoudoir à système rétractable
 Poids: 56 kg



123GC43

IMC

Fauteuil Roulant Electrique - Adulte INFIRMITE MOTRICE CEREBRALE

Armature en Epoxy : Grise
 Dimensions Ext. : 102 x 67 x 113cm
 Capacité max.: 110kg
 Accoudoirs détachables
 Repose pieds en plastique démontables et réglables en extension
 Repose nuque réglable & orientable
 1 Sangle de maintien
 Dossier inclinable par système hydraulique sur un coté
 Assise et dossier en toile noire rembourrée
 Assise : 43x43 cm
 Modes : Manuel et automatique
 Vitesse réglable : 0 à 6 Km/h
 Voltage moteur 24 VDC x 2
 Puissance : 200 W
 Batterie : 50A/230V
 Freinage : automatique
 Distance : 20 Km / Autonomie : 5 H
 Port Charge : AC 220V (2 Batteries)
 Pneus arrière tubeless diam. 33cm
 Pneus devant tubeless diam. 20cm
 2 feux devant oranges à interrupteur avec 2 ampoules
 Manette modulable fixée sur accoudoir à système rétractable
 Poids: 62.8 kg



HY-9900

Fauteuil Roulant Adulte Pliable avec Bassin

Armature Chromée
Assise de 42 cm
Dossier et assise en simili Cuir noir
2 Freins à main
2 Grandes roues arrière
2 Petites roues devant
Repose pieds démontables
Pôt avec couvercle en Plastique amovible
Accoudoirs escamotables
Portée: 90kg



HY9941

Chaise Roulante avec Bassin

ASSISE ET DOSSIER EN CUIR

Assise de 43 cm avec dossier en simili Cuir noir
Ossature démontable en Epoxy bordeaux
Pôt avec couvercle en Plastique amovible
Accoudoirs démontables
Repose-pieds en PVC démontables
4 Roues, dont 2 à freins



HY6100-43

Chaise Pot

Chaise toilette pliable, couleur noire
Ossature en Epoxy
Accoudoirs en PVC
Pot avec couvercle en Plastique amovible
Assise de 43cm à hauteur : 43cm
Poids Net : 3.80kg



HY6410L

Chaise Roulante avec Bassin

Chaise toilette pliable en Aluminium

Démontable et réglable en hauteur
Assise de 45 cm
Ossature Chromée
Couleur blanche
Accoudoirs en PVC
Pôt avec couvercle en Plastique amovible et rabat
4 Roues petit calibre, dont 2 à freins



HY-6500

Chaise Fixe avec Bassin

Chaise toilette pliable en Aluminium & chromée
couleur blanche
Réglable en hauteur de 40 à 53cm
Assise de 45 cm
Ossature Chromée
Couleur blanche
Accoudoirs en PVC
Pot avec couvercle en Plastique amovible et rabat
Poids Net : 5.20kg



09/7300

Réhausse WC REHOSOFT

Le Réhosoft facilite le positionnement des personnes pour lesquelles la station assise constitue une difficulté (patients opérés des hanches, personnes âgées, amputés).

Un confort optimal est assuré par les qualités techniques des matériaux utilisés :


- Surface imperméable
- Souplesse de la mousse
- Contact agréable de l'enveloppe

Caractéristiques :

Mousse polyuréthane et PVC
Dimensions: 40 x 42 x 17 cm
Poids: 2.4 kg
Portée: 120 kg

Atouts :

Grande stabilité
Propriétés antimicrobiennes
Facilité d'utilisation et de mise en place
Mousse injectée pour un confort optimal



Réhausse WC REHOTEC

Rehausse W.C en Plastique blanc
Avec couvercle

Réf.:	Dimensions/cm
9/7207C	7
9/7210C	10
9/7213C	13
9/7215C	15



PT-PVCC

Toilette Portable en PVC

W.C en plastique blanc
Avec couvercle
Avec Support papier et savon
Cuvette interne amovible
Transportable



**Cannes Anglaises en Aluminium - Paire
2 Réglages**

HY7600L-G
HY7620L-B


Tige en Aluminium réglable
Pour Adulte
Manche anatomique fixe (HY7620L-B), flexible (HY7600L-G)
Réglable en longueur de 76 à 122 cm



HY7501L - Adulte
HY7502L - Enfant
HY7500L - Géante

Béquilles Aluminium - Paire

Tube en Aluminium léger
Hauteur réglable



	Min.	Max.
Enfant (Small)	94cm	114cm
Adulte (Médium)	113cm	133cm
Géante (Large)	134cm	154cm

HY7612

**Cannes Anglaises Aluminium Adulte
1 Réglage**

La Paire
Manche fixe anatomique
Tige en Aluminium réglable
Différentes coloris
Réglable en longueur de 97 à 120 cm



HY7220L

**Canne en Aluminium
Pliable et Réglable**

Canne pliable en Aluminium, couleur noire
Poignet ergonomique
Réglable en longueur de 80 à 91cm



HY7202L

**Canne en Aluminium
Réglable**

Poignet ergonomique
Couleur bronze
Réglable en longueur de 58 à 92 cm



HY-7204

Canne Fixe en Bois


Couleur bois ou noire
Poignet ergonomique
Sangle de sécurité
Longueur: 98 cm



HY7100L

Canne Stick Non Voyant

Aluminium à bandes fluorescentes réfléchissantes à la lumière
Pliable en 4 parties
Avec sangle de sécurité au poignet
Longueur 1.18m
Blanche et rouge



HY-7403L

Quadripode en Aluminium

4 Pieds
Poignet ergonomique
Réglable en longueur de 65 à 87 cm



HY7300L

Tripode en Aluminium

3 Pieds
Poignet ergonomique
Réglable en longueur de 73 à 95 cm

HY-7310

Canne Seat en Aluminium

Canne pliable
Avec assise et 3 pieds
Poignet ergonomique en mousse
Hauteur de l'assise : 50cm
Capacité : 80kg



HY8120L

Déambulateur Articulé - Adulte

Déambulateur en Aluminium, pliable et réglable
 Déambulation par traction de côté à côté
 Tube en Aluminium léger
 Hauteur réglable de 75 à 93cm
 Couleur : Argent



HY8210L-C

Déambulateur Fixe - Enfant

Déambulateur en Aluminium, pliable et réglable
 Tube en Aluminium léger
 Hauteur réglable de 62 à 75 cm
 Couleur : Argent



HY8410L

Rolateur à 4 Roues

Pliable - Démontable
 Assise : 36cm en Cuir noir
 Ossature en Aluminium en couleur bordeaux
 A de 2 freins
 Panier + Sac
 Hauteur de l'assise au Sol = 55 cm
 Hauteur des poignets au Sol de 81 -91 cm (Réglable en hauteur)



HY-8300

Rolateur à 3 Roues

Pliable - Démontable
 Panier et freins
 Ossature en Epoxy
 Couleur verte



HY8260L

Rolateur à 2 Roues

Pliable
 Rolateur pliable en Aluminium, de couleur verte
 Réglable en hauteur de 78 cm - 87.5 cm
 Assise en Cuir noir de 44 cm, réglable de 48 cm à 59 cm
 Poignets en mousse souple



HY8200L-5

Déambulateur à 2 Roues - Adulte

Déambulateur en Aluminium, pliable et réglable
 A 2 roues pour faciliter la marche en avant
 Tube en Aluminium léger
 Hauteur réglable de 76 à 93 cm
 Couleur : Argent



HY8210L

Déambulateur à 2 Roues - Enfant

Déambulateur en Aluminium, pliable et réglable
 A 2 roues pour faciliter la marche en avant
 Tube en Aluminium léger
 Hauteur réglable de 64 à 81,5 cm
 Couleur : Argent



Accessoires

Embouts de Rechange Renforcés en Caoutchouc


- ECCG-28 / Déambulateur : Gris - Ø 28 mm
- ECCJ-22 / Béquille : Jaune Ø 22 mm
- ECCG-22 / Béquille : Gris Ø 22 mm
- ECCN-18 / Canne Anglaise : Gris- Noir - Ø 18 mm
- ECCG-16 / Canne Simple : Gris - Ø 16 mm



CC-7001
 Sous Essais Béquille
 En Caoutchouc jaune



CA13-PJ
 Poignet Béquille
 En Caoutchouc jaune ou gris




Roue Devant Fauteuil Roulant

- RDF-T20 / Forge et Tubeless - Ø 20 cm
- RP21S15 / Sans Forge et Tubeless - Large - Ø 19.5 cm



CA-0034 Roue Métallique et Pneu Arrière Fauteuil STD

- CA67-60
 Pneu Arrière Fauteuil Standard
- RP-9203A
 Roue Complète avec Pneu Gonflable pour Fauteuil



- Tubeless
 Ø 60 cm
- CA-9203A
 Chambre à air Pneu Gonflable Ø 60 cm



AFS111A Roue + Pneu Arrière Fauteuil Electrique

- Tubeless
- Ø 32cm
- Adaptable sur modèle FS129 -FS111A





MediCALEX

Medical Equipment



ORTHOPEDIE



SOMMAIRE

Dr.MED®

Pages : 131 à 136



Pages : 137 à 142

neomed®

Pages : 143 à 144

Ensemble pour un Médical meilleur
Depuis 1990

DR-B011S

Redresse Dos Postural Renforcé

Redresse dos à rappel postural dynamique
Tissu élastique en microfibres aéré
Fermeture à l'avant sur abdomen
2 attelles métalliques
A double fermetures croisées
Hauteur : 37 cm
Taille : S



Prescriptions:

- Correction du dos et épaule
- Mauvaise posture : attitude cyphotique
- Surcharge thoracique

B008-1XXL

Lombostat Compact

Soutien lombaire préventif
Tissu élastique
Renfort postérieur flexible
3 attelles pour un bon maintien
Réglage et fixation précis par auto-agrippant
Confort et mobilité au quotidien
Hauteur : 21cm
Tailles : XXL



Taille	S	M	L	XL	XXL
cm	72-79	79-86	86-93	93-102	102-112

Prescriptions:

- Lumbalgies -Sciatique
- Contention lombaire post-interventionnelle
- Activité intense et douleur intense

DR-122S

Collier Cervical Rigide

Hauteur réglable
Perforation d'aération
Double coussinets contours de protection
Réglage précis par auto-agrippant
Hauteur: 9.5 cm
Tailles : S - M - L



Prescriptions:

- Traumatisme cervical léger
- Névralgies cervico brachiales
- Entorses cervicales bénignes

DR-122-1S

Collier Cervical Rigide en Mousse Renforcée

Structure aérée légère avec soutien semi rigide
Forme anatomique
Réglage précis par auto-agrippant
Hauteur: 7.5 cm
Tailles : S



Prescriptions:

- Torticolis
- Entorses cervicales bénignes

DR-C130U

Orthèse Cervicale Ajustable

Hauteur ajustable à l'aide de leviers latéraux (12 niveaux)
Facile, confortable et ajustable rapidement
Immobilisation de la région cervicale
Appui occipital et mentonnier ajustable
Design ergonomique pour un confort optimum
Parfaitement ajustable grâce à des attaches velcro
Coque avant et arrière renforcées pour une stabilisation ferme
Ouverture trachéale pour aération/ trachéotomie
Taille : Univ.

Prescriptions:

- Blessures cervicales (entorses et foulures)
- Hernie discale cervicale
- Arthrite cervicale
- Protection post-opératoire et discectomie
- Syndrome cervical



DR-W80LS

Orthèse de Poignet BOA

Poignet "BOA" Révolution

Design "BOA" orthèse ouverte : facile à enfiler et à retirer

Matières : Polyuréthane - Polyester - Nylon / léger & respirant

Système de serrage et fixation rapide BOA fiable et ajustable à dosage individuel

Bon maintien et effet thermique ensemble pour une contention homogène au niveau du serrage.

Longueur : 22cm

Produit garanti à vie

Résistant au lavage

	Gauche	S - M
	Droit	S - M

Prescriptions:

- Tendinites et séquelles d'entorses
- Contention musculaire et tendinopathies
- Syndrome du canal carpien



DR-W022LM

Orthèse Immobilisation Pouce/Poignet

Attelle avant-bras rigide

Immobilisation du poignet et du pouce

Tissu uni dédoublé

2 attelles collatérales flexibles + attelles rigide au pouce

A 3 fermetures à scratch et scratch fixe-pouce

Ajustement et confort maximal

Longueur : 20cm

	Gauche	M - L
	Droit	M - L

Prescriptions:

- Immobilisation - Entorse - Tendinite
- Fracture
- Séquelles traumatisme musculaire
- Rhizarthrose



DR-K014-1S

Orthèse de Genou Articulée Renforcée

Genouillère articulée ouverte

Renforcée ligamentaire rotulienne à double attelles métalliques
Stabilisation & immobilisation avec contrôle de flexion/extension à 90°

Tissu en Néoprène thermoactif

2 Attelles latérale & médiale en aluminium

Double fermetures ajustables à velcro avec 4 sangles de fixation

Ambidextre

Tailles : S - M - L - XL

Prescriptions:

- Rupture de ligaments
- Entorse grave
- Rééducation
- Assistance effective du genou



Taille	S	M	L	XL
Hauteur cm	37	39	39	42
Supérieur cm	37-40	42-45	45-48	48-51
Inférieur cm	29-32	32-35	36-39	38-41

SM80032C

Coussin en Gel Soft Cold/Hot

Réutilisable

Utilisable pour thérapie au chaud et thérapie au froid

Chauffe jusqu'à 80 °C (Eau bouillante & micro-onde)

Applicable dans la médecine sportive

Matière douce pour un confort optimum à l'utilisateur

Dimensions: 26 x 13.5cm

Prescriptions:

- Cryothérapie (traitement au froid)
- Thermothérapie (traitement au chaud)



DR-A16-1

Orthèse de Cheville Stabilisatrice à Air

Attelle de cheville ouverte en PVC gonflable à air avec poire
A 2 coques rigides pour une bonne immobilisation de la cheville
2 Sangles auto-agrippantes pour un réglage précis de l'orthèse
Sangle calcanéenne réglable en largeur pour une meilleure adaptation à la cheville
Vessies intérieures gonflables sur mesure
Ambidextre
Facile à entretenir
Taille : Univ.

Prescriptions:

- Entorses sévères de la cheville
- Instabilités chroniques
- Suites de fractures malléolaires



DR-A016

Orthèse de Cheville Stabilisatrice en Gel

Attelle de cheville ouverte en gel avec coques thermoplastiques rigides
À 2 sangles ajustables de fixation de l'orthèse
Coussins bilatéraux en gel détachables permettant d'être frigorifiés pour traiter les chevilles sensibles ou enflées pour une cryothérapie localisée.
Ambidextre
Facile à entretenir
Taille : Univ.

Prescriptions:

- Entorses sévères de la cheville
- Laxité chronique
- Suites de fractures malléolaires
- Plâtre pré ou post opératoire



DR-A-061 - CLASSE 1 / M

DR-A-061-1 - CLASSE 2 / M

Bas-Cuisse Ouvert

Facilite la circulation sanguine
Réduit la fatigue, les enflures et les varices
Soulage la fatigue des jambes
Bou fermé pour un ajustement optimal
Compression progressive au niveau des jambes
Matériaux en spandex pour un support et une compression ferme

Prescriptions:

- Anti DVT - DVT chirurgical
- Anti-embolie - Anti-thrombose
- Enflure légère - Veine variqueuse
- CLASSE 1 : 15 -20mm Hg
- CLASSE 2 : 20 -30mm Hg



DR-B-130S

Ceinture à Hernie Inguinale 2 Côtés

Sangles de bassin élastiques pour un ajustement efficient et sécurisés.
Matériaux élastiques et doux pour un confort optimum du patient
Permet une pression intra-progressive pour réduire la hernie inguinale
Coussinets détachables en fonction du besoin (unilatéral ou bilatéral)
Tailles : S - M - L - XL

Prescriptions:

- Hernie inguinale
- Rupture réductible



DR-A018S

Semelles en Silicone

Semelles en Silicone viscoélastique avec appuis métatarsiens et calcanéens avec voûte permettant la répartition et l'absorption des chocs localisés au talon, à l'épine et à la voûte plantaire.
Couleur: Transparent
Tailles : (la paire) S - M



Taille	S	M
cm	23	25
Pointure	37	39

Prescriptions:

- Métatarsalgies - Épine calcanéenne
- Aponévrosites plantaires - Arthrose
- Pieds diabétiques - Impact de sur poids
- Pieds douloureux et fatigués

DR-T024S

Protecteur Hallux Valgus Gel en Chausson

Chausson en stretch antimicrobien à pastille interne en gel positionnée au niveau de "l'oignon" protège la proéminence osseuse et permet de limiter les frottements et les pressions.
Tailles : S - L

Prescriptions:

- Un pansement pour les oignons
- Soulage les douleurs liées aux frottements



DR-PC-107-1

Chaussure à Plâtre en Caoutchouc

Antistatique
Attaches à velcro pour une stabilisation et ajustement efficient
Semelles en Caoutchouc pour un confort optimal
Taille : M



DR-T023S

Coussin Métatarse Plantaire

Coussinet plantaire en gel pour amortissement de chocs
Anneau flexible pour fixation et tenue au pied
Tailles : S - L

Prescriptions:

- Solution aux pieds douloureux
- Réduit les frottements, le risque de brûlure, d'ampoules, durillons et cors.

DR-PC108-1

Chaussure Post-Opératoire

- Antistatique
- Attaches à velcro pour une stabilisation et ajustement efficient
- Semelles à design ergonomique pour un confort optimal.
- Tailles : M - L

Prescriptions:

- Immobilisation et stabilisation post-opératoire ou blessure
- Traitement post-opératoire de la cheville



81010

Collier Cervical Rigide

Hauteur réglable
Perforation d'aération
Double coussinets-contours de protection
Fermeture à scratch
Tailles : S - M - L

Prescriptions:
- Traumatisme cervical léger
- Névralgie cervico brachiale



81020

Collier Cervical en Mousse Souple

Forme anatomique
Fermeture à scratch
Hauteur: 10 cm
Tailles : S - M - L

Prescription:
- Névralgie cervico brachiale bénigne



B-05HR

Minerve Philadelphie en Polyuréthane

Orthèse cervicale rigide en 2 parties
Immobilisation rachi-cervicale à 4 appuis
Repose menton
Perforations trachéales et d'aération
Fermeture à double scratchs
Tailles : S - M - L

Prescriptions:
- Névralgie cervico-brachiale
- Entorse cervicale
- Immobilisation rachi-cervicale



81060

Minerve Exo-statique avec Mentonnière

Repose menton
Hauteur réglable
Perforations d'aération
Double coussinets-contours de protection
Fermeture à scratch
Tailles : S - M - L

Prescriptions:
- Traumatisme cervical
- Névralgie cervico brachiale



084242

Ceinture Maternité avec Support Ventral

Tissu coton extensible
Support en Néoprène du bas du ventre
Hauteur : 26 cm
Fermeture à scratch
Tailles : L

Prescription:
- Soutien du ventre pendant la grossesse



CSP-0

Suspendoir avec Ceinture

Tissu 100% coton en filet
Ceinture ajustable à la taille
Tailles : M - L - XL

Prescription:
- Support de testicules



841500

Lombostat Armé en Métal Beige

Soutien lombaire baleiné
Double fermetures
4 attelles posturales métalliques
Hauteur : 20 cm
Tailles : M - L - XL

Prescription:
- Lombalgie - Sciatique



13 HEUR

Ceinture Dorso-Lombaire TAYLOR

Gilet dorsal rigide à extension dorsale rigide
avec épaulières à sangles réglables
Ceinture lombaire à velcro à 4 attelles en Aluminium
Tailles : M - L

Prescriptions:
- Lombalgie - Sciatique
- Redressement dorsal & postural



841210 30 cm

Ceinture Abdominale Eventration Forte

Tissu élastique double noeud
Hauteur : 30 cm
Fermeture à scratch
Taille : Univ.

Prescriptions:
- Hernie ou éventration abdominale
- Contention forte post-opératoire



950900 20 cm

Ceinture Abdominale

En Néoprène
Hauteur : 20 cm
Fermeture à scratch
Taille : Univ.

Prescription:
- Contention abdominale



84110

Ceinture Abdominale Elastique BINDER

Fermeture à scratch
Taille : L - M

Prescription:
- Contention abdominale



842003

Corset Lombaire - KNIGHT

Corset type dorso-lombaire
Bandes en Aluminium tapissées de mousse
Contrôle flexion - Rotation
Extension de la colonne vertébrale
Ajustable à la taille
Réglable en hauteur et largeur
Taille : Univ.

Prescriptions:
- Redressement de la colonne vertébrale
- Alignement postural



826700

Immobilisateur Deluxe Bras-Epaule

Matière 45% Nylon, 30% mousse de Polyuréthane
Bande de maintien thoraco-humérale
Taille : Univ.



Prescriptions:

- Blocage Luxation - Traumatisme
- Immobilisation bras-épaule

827200

Support Immobilisation Bras-Coude

Matière 40% Nylon, 30% mousse de Polyuréthane
Longueur réglable
Tailles : M - L - XL



Prescriptions:

- Soutien du bras et du coude post-Traumatique et post-Chirurgical
- Immobilisation bras et coude

820400

Support en Voile

En voile aéré lavable
Support complet fermé
Lanière contour réglable
Tailles : S - M - L - XL



Prescriptions:

- Soutien
- Suspension
- Immobilisation

820300

Support Complet

Support complet fermé avec protège nuque
Toile lavable
Longueur réglable
Taille : Univ.



Prescriptions:

- Soutien
- Suspension
- Immobilisation

820700U

Support Confort

Support complet fermé avec protège nuque
Toile lavable
Longueur réglable
Taille : Univ.



Prescriptions:

- Blocage Luxation - Traumatisme
- Immobilisation bras-épaule

C-01HR

Support Complet Heuer

Support complet fermé avec protège nuque
Tissu coton ou Néoprène lavable
Longueur réglable
Tailles : L - XL



Prescriptions:

- Soutien
- Suspension
- Immobilisation

96120

Gilet- Luxation d'épaule

En Néoprène
Fermeture à double scratch
Taille : XL




Prescription:

- Fixation de la clavicule avec maintien de l'épaule

ESMC-06

Suspension Bras Mousse

Support suspension en 2
Coton & mousse - Port confort
Ajustable au niveau des 2 bras
Taille : Univ.



830300

Fixateur de Clavicule

Anneau claviculaire en 8
Mousse dédoublée
Fermeture à double attaches
Tailles : S - M - L



Prescriptions:

- Traumatisme acromio-claviculaire
- Fracture claviculaire

830500

Redresse Dos Armé MESH

Redresse dos à rappel postural dynamique
Attelles en PVC au niveau du dos
Tissu élastique en microfibres aéré
Tailles : M - L



Prescriptions:

- Correction du dos et épaule
- Mauvaise posture : attitude, cyphotique
- Surcharge thoracique

862011

Orthèse Pouce fixe Rhizarthrose

Matière 60% Polyéthylène
Tailles : S - M - L Gauche - Droite



Prescriptions:

- Entorse du pouce
- Rhizarthrose
- Rhumatisme
- Traumatisme

89110

Poignet Gant Elastique

Tissu élastique extensible
Taille : XL



Prescription:

- Contention souple

6109-FL

Orthèse de Poignet Advanced-flyon

Tissu uni dédoublé
Attelle interne en métal amovible-fixation main
Triple attaches croisées à scratch
Longueur : 19 cm
Tailles : Ambidexe - Univ.



Prescriptions:

- Traumatisme
- Immobilisation
- Tendinite
- Rhumatisme

860800

Orthèse Poignet à 4 Sangles

Matière 70% Coton
Tailles : M - L Gauche - Droite



Prescriptions:

- Immobilisation
- Entorse du poignet
- Traumatisme

890604X

Coudière Elastique

Tissu élastique extensible
Taille : XL



890700

Genouillère Elastique

Tissu élastique extensible
Hauteur : 25 cm
Tailles : S - M - L

Prescriptions:
- Contention



940600

Genouillère Renforcée

Genouillère en Néoprène
Rotulienne
Hauteur : 26 cm
Tailles : S - M

Prescriptions:
- Entorse - Tendinite



960100

Genouillère Renforcée Ligamentaire

Genouillère en Néoprène
Ligamentaire et rotulienne
Attelles latérales flexibles
Double fermetures à velcro
Tailles : M- L

Prescriptions:
- Entorse - Tendinite
- Gonarthrose



940200

Genouillère Renforcée Ligamentaire

Genouillère en Néoprène
Ligamentaire et rotulienne
Attelles latérales flexibles
Hauteur : 26 cm
Double fermetures à velcro
Tailles : M- L

Prescriptions:
- Entorse - Tendinite
- Gonarthrose



806300A

Orthèse Pro-contrôle Flexion - Extension

Genouillère ligamentaire articulée
Flexion et d'extension à 90°
Matière double mousse max confort
2 Attelles en PVC articulées pour renfort latéral
4 sangles d'appuis tibial et fémoral avec serrage à crochet pour adaptation précise
Longueur: 42 cm
Ambidexe

Prescriptions:
- Rééducation post - chirurgical
- Rupture de ligaments



800024 60 cm

Attelle de Genou Zimmer

Attelle d'immobilisation du genou
4 Attelles en Aluminium
5 attaches à scratchs opposés pour fixation
Longueur : 60 cm
Taille : Univ.

Prescriptions:
- Fracture
- Immobilisation
- Rupture de ligaments



890900

Chevillère Elastique

Tissu élastique extensible
Tailles : S - M - L - XL



900500

Chevillère Elastique à Sangle

Tissu élastique extensible
Tailles : S - M - L



87050SC

Attelles Fold Over avec Scratch

Attelle de doigt en Aluminium pliée
Ajustable au doigt +Attache
Tapissée en mousse
Tailles : S à 2 trous
M à 3 trous
L à 4 trous



870201S

Attelles Grenouille

Attelle en Aluminium à 4 rebords pliables
Ajustable au doigt
Tapissée en mousse
Tailles : S - M



0870801

Attelles de Stack IPD Plastique

Immobilisation en extension
de l'articulation distale
Plastique aéré - Ongle découvert
Tailles : N° : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7
Unité - Boite de 66 pièces:



870602

Attelles de Doigt Droites

Attelles droites en Aluminium
Tapissées en mousse
Dimensions:
- 48 cm x 2 cm
- 48 cm x 2.5 cm
- 40 cm x 6 cm
- 45 cm x 2 cm
- 45 cm x 2.5 cm



71700A

Semelles Silicone

Paire
Tailles : S 35-36
M 38-39
L 40-41
XL 42-44



7580DS

Hallux Valgus

Correcteur d'orteil de nuit
En plastique
Scratch autour du pied
Tailles : S - M - L - Gauche et droite



070510

Talonnettes Silicone

Paire
Tailles : S - M - L



910202S

Chaussure à Plâtre

Semelle en crêpe et tissu
à doubles scratchs
Couleur: bleu
Tailles : S - M - L - XL



JC-600S

Collier Rigide

Taille : S



JC7480

HURRICANE

Ceinture Sacro-Lombax
Tailles : Univ - Spec



JC7483 22 cm

4AT


Ceinture Sacro-Lombax
Tailles : S- M



JC-7718P 10 cm

ENERGY

Bande Prévention Lombaire
Tailles : Univ - Spec



JC-903U

Poignet Professionnel
avec Attache Pouce

Couleur : Noir
Taille : Univ.



JC-7580

Orthèse Pouce-Poignet

Tailles : XS - Spec



JC-0021 07 cm

Brassard Tennis Elbow

Brassard à Velcro



JC7510U 16 cm

Neo-Strong

Coudière Neoprène ouverte
Taille : Univ



JC7850RP

Correcteur
d'Orteil de jour

Taille : Spec. Gauche et Droit



J7004

Protège Talon
Néoprène

Taille : XS



J7005

Protège Pied
NEO-HAPPINESS

Tailles : S - M - L



BANDAGES COMPRESSES



PANSEMENTS SPARADRAPS



SOMMAIRE

Bandages et Maintien	151/152
Compresse	148/149
Consommable d'Orthopédie	153/154
Pansements	147/148
Pansements hydrocellulaires	147/148
Pansements hydrocolloïdes	147

Scie à plâtre	153
Sparadraps	150
Soin des Plaies	147 à 150

Objectifs : **A** Absorber **H** Hydrater **C** Cicatriser

CAVIDA30 **H** CAVIDAGEL®

Gel d'hydratation pour le traitement humide de plaies

Cavidagel réhydrate le tissu nécrotique et favorise

le débridement autolytique

Ce gel cohésif peut être utilisé sur les brûlures des premier et second degrés

Types de plaies : les ulcères de jambe, les escarres et les ulcères diabétiques de pied non infectés



Type	Tube de 30 gm
Cond./Carton	48

GELT30 **H** KEMAGEL®

Hydrogel amorphe stérile, pouvant être utilisé pour une plaie sèche ou humide :

Dans le cas d'une plaie sèche, par l'effet de l'hydrogel, la plaie sèche absorbe l'eau contenue dans Kemagel® Amorphous, réhydrate le tissu nécrotique et favorise le débridement. (Ulcères veineux, incisions chirurgicales, ulcères diabétiques, escarres...)

Dans le cas d'une plaie humide, les particules hydrocolloïdes de Kemagel® Amorphous sont activées, et ainsi l'hydrogel absorbe l'excédent de liquides de la plaie et restaure l'équilibre hydrique dans la plaie.

Cet hydrogel favorise la cicatrisation, réduit le risque d'escarres et permet un soulagement rapide de la douleur.



Type	Tube de 30 gm
Cond./Carton	48

Objectifs : **A** Absorber **H** Hydrater **C** Cicatriser

TUL_PLUS **H****C** PHARMATULL PLUS®

Compresse vaselinée, imprégnée de Digluconate de Chlorhexidine

Pansement en tulle 100 % coton absorbant antimicrobien, imprégné de paraffine molle
Utilisé pour le contact primaire avec la plaie (traitement de brûlures, transplantations de la peau...)
Cicatrisation rapide

Dimensions	10 x 10 cm
Cond./Boite	10



JN_100100 **A****H****C** PHARMA-JELLY NET®

Compresse vaselinée, non adhérentes en Polyester

Ce pansement contient de la paraffine molle, des polymères de cohésion et une poudre qui absorbent et gélifient les exsudats
Flexible et confortable, optimise la guérison de la plaie

Dimensions	10 x 10 cm
Cond./Boite	10



TUL1010 **H****C** PHARMATULL®

Compresse vaselinée, imprégnée de paraffine blanche molle

Tissu de gaze vaseliné non-visqueux, non adhérent et non-allergisant
Préscrit pour les soins et traitements des brûlures, des décubitus, des transplantations de peau mais aussi le traitement des plaies infectées

Pharmatull protège le tissu néoformé et adoucit les sensations douloureuses lors du bandage

Dimension	10 x 10 cm
Cond./Boite	10



PHST476 PHARMASTRIPS®

Sutures cutanées, Strips en fibres polyamide

Sutures avec renfort, non élastiques
Adhésives - hypoallergéniques en copolymère d'acrylate

Très résistantes, même en milieu humide
Présentées dans des pochettes stériles
Cicatrisation rapide et esthétique, meilleure qu'avec fils ou agrafes

Utilisation sur zones galbées et toutes surfaces corporelles

Boite de 100 Sachets



Réf.	Dimension	Cond./Sachet
PHST476	4 x 76 mm	8
PHT6476	6,4 x 76 mm	6
PH64102	6,4 x 102 mm	10
PH13102	13 x 102 mm	6

NEO NEOPLAST®

Sparadrap perforé adhésif, à l'Oxyde de Zinc

Neoplast- sparadrap perforé à base d'oxyde de Zinc
Bandage occlusif, adhésif pour peaux normales
Fixation de compresse, drains et tubes
Perméable à l'air
Se déchire facilement



Réf.	Dimensions	Cond./Carton	Couleur
NO5010W	5M x 10 cm	100	Blanc
NO5010C	5M x 10 cm	100	Chair
NO1850B	5M x 18 cm	50	Blanc
NO1850C	5M x 18 cm	50	Chair

FIX PHARMAFIX®

Sparadrap adhésif non-tissé, hypoallergénique

Support non tissé extensible
Adhésif en acrylique, haute tolérance cutanée
Translucide aux rayons X
Micro aéré, pour tous types de peaux
Maintien et fixation de compresses, cathéters et drains
Facilité d'emploi grâce aux deux ailettes de préhension
2 Rouleaux par boîte (FIX2550)



Réf.	Dimensions	Cond./Carton
FIX2550	5M x 2,5 cm	144
FIX1050	5M x 10 cm	36
FIX1850	5M x 18 cm	36
FIX5010	10M x 5 cm	72
FIX1010	10M x 10 cm	36
FIX1510	10M x 15 cm	36
FIX2010	10M x 20 cm	18

CURE AID® PANSEMENTS - Absorber

Pansements micro perforés, en Polyéthylène

Pansements découpés pour les premiers soins, comportant une compresse absorbante
Adhésif acrylique très hypoallergénique, résistant au lavage
Plusieurs formes disponibles par boîte - Emballage individuel

Réf.	Dimensions	Cond./Boite	Spécificité	Cond./Présentoir
CURE-1972	72 x 19 mm	100	Classic	48
CURE-KP	72 x 19 mm	20	Motifs Enfants	48
CURE-SS	72 x 19 mm	20	Sensitive	48
CURE-PC	72 x 19 mm	20	Plastic Clear	48

CLASSIC



MOTIFS ENFANTS



SENSITIVE



PLASTIC CLEAR




CURE AID® **A** COMPRESSES OCULAIRES

Pansements oculaires microperforés adhésifs

Oclusion optimale
Dotée d'une pellicule en Polyéthylène noire pour opacité de la lumière
Adhésif hypoallergénique
Support microporeux souple et discret
Compresse centrale non adhérente, facilitant l'absorption des sécrétions lacrymales
Dotée d'une Pellicule en polyéthylène noir pour opacité de la lumière
Usage unique
Boite de 20

Réf.	Taille	Dimensions
EPA5882	Adulte (L)	58 x 82 mm
EPA6595	Adulte (XL)	65 x 98 mm
EPC5062	Enfant	50 x 62 mm



Incifilm Adhésif

Film adhésif en Polyuréthane
 Haute adhérence et tolérance cutanées
 Anti bactérien, élastique, extra fin et résistant
 Stérile à l'oxyde d'éthylène
 Emballé individuellement
 Maintien de drap en site chirurgical
 Waterproof et résiste aux étirements
 Confortable et non gluant
 Maintien stérile et propre du site chirurgical
 transparent et clair
 Boite de 10



Réf.	Dimensions
IN-1410	14 x 10 cm
IN-3535	35 x 35 cm
IN-4035	40 x 35 cm
IN-4540	45 x 40 cm

Compresse Hydrophiles Stériles

RR

Boite de 10
 Stériles
 Emballage individuel

Réf.	Dimensions
CP30x30	30 x 30 cm
CP40x40	40 x 40 cm



Bande de Gaze Hydrophile avec Lisières

Non stériles



Réf.	Dimensions	Cond./ Sachet
BG-3X05	3M x 5 cm	50
BG-3X07	3M x 7 cm	50
BG-3X10	3M x 10 cm	50
BG-3X15	3M x 15 cm	25
BG-3X20	3M x 20 cm	25
BG-5X05	5M x 5 cm	50
BG-5X07	5M x 7 cm	50
BG-5X10	5M x 10 cm	50
BG-5X15	5M x 15 cm	25
BG-5X20	5M x 20 cm	25
BG-8X20	8M x 20 cm	25

G-10X20

Gaze Hydrophile Chinoise

Dimensions: 100M x 65 cm
 20 Pièces de 5M x 65 cm
 Origine Chine



50020

Coton Hydrophile - KG

Super absorbant
 Cond. 500g
 Origine Chine



VELPEAU avec Attaches

Bande en crêpe extensible
 Avec attaches
 Filet rouge
 Avec emballage

Réf.	Dimensions
5001325	4M x 5cm
5001327	4M x 7,5cm
5001321	4M x 10 cm
5001315	4M X 15cm
5001322	4M X 20cm



VENDAPRESS® - Coheban

Bande de contention cohésive, à structure aérée
 Bande de contention auto-adhérente
 Élasticité modulable et constante
 Maintien efficace de pansements
 Indiquée en traumatologie et phlébologie



Réf.	Dimensions
VEND7545	4,5M x 7,50cm
VEND1045	4,5M x 10cm

ELASTIC PLASTER®



Bandage adhésif élastique, au tissu extensible
100% coton, facile à poser.

Ce bandage offre une contention fiable et une bonne tolérance cutanée.
 Traumatismes liés au sport (les contentions adhésives souples /
 le traitement curatif des pathologies articulaires, tendineuses,
 musculaires et ligamentaires)
 Angiophlébologie : (traitement élasto-compressif
 des troubles de l'insuffisance veineuse)
 Autres soins infirmiers : (fixation de pansements...)



Réf.	Dimensions	Cond./Carton
ELAST-7545	4,5M x 7,5 cm	150
ELAST-1045	4,5M x 10 cm	100
ELAST-1545	4,5M x 15 cm	40

TENSOPLAST

Réf.	Dimensions
FISCH-6	2,5M x 6 cm
FISCH-8	2,5M x 8 cm
FISCH-10	2,5M x 10 cm
FISCH-15	2,5M x 15 cm
FISCH-20	2,5M x 20 cm



500191C

Scie à Plâtre Electrique

Conçue pour retirer le bandage en plâtre ou en résine

Composants:

- Scie électrique oscillante
- Matière : plastique, métaux aluminium
- Dimensions de boîte : 30x20x11.5cm
- Moteur électrique puissant
- Poids de la scie: 1.1 Kg
- fournie 2 Lames de scie circulaires vibrantes ø 60mm

Caractéristiques:


- Résistance Température : 5 – 40°C
- Humidité de l'air inférieure à 80%
- Raccordement électrique : 220V+-22V / 50Hz+-1Hz
- Angle d'oscillation : 6°+-1°
- Oscillations : 15000/min+-2250/min
- Niveau sonore : <-90dB (A)
- Puissance : 250 W
- Vibration : inférieure à 2.5 ms/s2 (valeur mesurée d'après EN 50 144)
- Niveau de protection : IP 20



S500191

Lame pour Scie à Plâtre

Lame circulaire oscillante pour scie à plâtre traditionnelle
Acier premier choix avec métal trempé
Diamètre: 60mm



OUATE® - UNDERCAST

Ouate synthétique orthopédique

Ouate synthétique orthopédique douce et étirable
Composée de Polyester et de fibre acrylique
Port agréable et enfilage presque sans pli pour rembourrage de qualité
Adhérence parfaite pour un lissage aisé
Perméable à l'air - absorbe l'humidité avec un effet thermorégulateur
Appropriée sous le plâtre traditionnel, plâtre synthétique, traitement de fractures ou problèmes orthopédiques

Réf.	Dimensions	Cond./Carton
CST5027	2,7M x 5cm	200
CST7527	2,7M x 7,5cm	150
CST1027	2,7M x 10cm	100
CST1527	2,7M x 15cm	75



Jersey Tubulaire

Non stérile
Beige
Emballage individuel

Réf.	Dimensions
JR04X05	4M x 5cm
JR04X07	4M x 7cm
JR04X10	4M x 10cm
JR04X15	4M x 15cm
JR04X20	4M x 20cm
JR25X05	25M x 5cm
JR25X07	25M x 7cm
JR25X10	25M x 10cm
JR25X15	25M x 15cm
JR25X20	25M x 20cm



Résine en Fibre de Glasse

Couleur blanche

Réf.	Dimensions
50009A5	3,6M x 5 cm
50009A7	3,6M x 7,5 cm
50019A0	3,6M x 10 cm
50019A2	3,6M x 12,5 cm



BIPLATRIX



Réf.	Dimensions
BPX-F10	3M x 10cm
BPX-F15	3M x 15cm
BPX-F20	3M x 20cm




PHARMA-POP® - Bande Plâtrée

Bandage pour la prise rapide de plâtre avec une immersion réduite

Immobilisation de tous types de fractures, des os et des joints malades
Correction des déformations
Excellentes capacités de moulage-Temps d'immersion 3 à 4 secondes seulement
Réglage initial de 3 à 4 minutes, pour une immersion dans l'eau à 20° C
Faible perte de plâtre.

Réf.	Dimensions	Cond./Boite
PLA_1027	2,7M x 10 cm	12
PLA_1527	2,7M x 15 cm	12
PLA_2027	2,7M x 20 cm	12





MediCALEX

Medical Equipment

CONSOMMABLE
PARAMEDICAL



Ensemble pour un Médical meilleur
Depuis 1990

SOMMAIRE

Abaisse-langue	166	Draps d'Examen	162	Pyjamas de Bloc	159
Aiguilles U.U.	164	Epicrâniennes	165	Sabots Autoclavables	168
Alèses jetables	162	Etuis Péniers	165	Sabots Médicaux	168
Alèses réutilisables	161	Gants d'Examen	157/158	Seringues U.U.	164
Bassin de Lit	163	Gants en Latex	157	Surchaussures	161
Bock à Lavement	163	Gants en Nitrile	158	Tabliers de Protection	159
Bouillottes	166	Gants en Plastiques	159	Transfuseurs	165
Bracelets d'Identification	166	Gants en Vinyle	158	Tuyaux pour Bock à lavement	163
Cagoules	160	Gants Stériles	157	Urinal en Plastique	163
Calots	160	Haricots en Plastique	163	Vaseline	166
Canules pour Bocks à lavement	163	Huile de Paraffine	166		
Casaques	159	Intranules avec valve	164		
Charlottes	160	Lames de Bistouri	164		
Clamps Ombilicaux	166	Masques Bavettes	160		
Conteneurs - Objets Tranchants	167	Masques Coquille	160		
Conteneurs de Déchets	167	Peni Flow	165		
Conteneurs en Plastique	167	Perfuseurs	165		
Couches pour Adultes	162	Pissettes en Plastique	163		
Distributeurs - Boîtes à gants	157	Poches à Urine	165		
Doigtiers 2 Doigts	159	Poches de Colostomie	166		



SUMBOW



ELITE
SURGICAL GLOVES



FNT-00

Gants Latex Poudrés

En Latex blanc souple et résistant
Forme anatomique
Légèrement poudré
Non-stérile
Tailles : XS - S - M - L
Boîte de 100 unités
Carton de 10 boîtes



SSP70

Gants Latex non Poudrés Hypoallergéniques

En Latex blanc souple et résistant
Forme anatomique
Non poudré
Non-stérile
Tailles : S - M - L
Boîte de 100 unités
Carton de 10 boîtes



SNB20

Gants Nitrile non Poudrés Hypoallergéniques

En Nitrile bleu-mauve résistant
Forme anatomique
Non Poudré
Non-stérile
Tailles : S - M - L
Boîte de 100 unités
Carton de 10 boîtes



70027

Gants Vinyle Poudrés

Vinyle blanc transparent souple
Légèrement Poudré
Non-stérile
Tailles : S - M - L
Boîte de 100 unités
Carton de 10 boîtes



UPL-351

UPL-352

Distributeurs des Boites à Gants en Inox

Fixation Murale
Single : 250 x 135 x 95 mm
Double : 258 x 262 x 96 mm



UPL-351



UPL-352

70023

Gant Latex Stérile Poudré - Paire

6003365

Gant Latex Stérile Non Poudré - Paire

En Latex blanc souple et résistant
Forme anatomique
Surface gant micro-piqué
Légèrement Poudrées ou Non poudrées
Stérile
Paire
Tailles : 6,5 - 7 - 7,5 - 8
Boîte de 50 paires
Carton de 10 boîtes



702266

Gants Nitrile non Poudrés Hypoallergéniques

En Nitrile noir résistant
Forme anatomique
Non Poudré
Non-stérile
Tailles : S - M - L
Boîte de 100 unités
Carton de 10 boîtes



040016S

Casaque Chirurgical Stérile

Non-tissé avec Manchettes à élastiques
Stérilisation à l'Oxyde d'Éthylène
Avec manchettes
Taille : 130 x 150 cm
Gram. : 50G/m2
Couleur : Bleu
Cond. : Unité



040016H SM50002

Casaque Chirurgical Non Stérile

Non tissé à lacets
Non stérile
Gram.: 30 G/m2
Dimensions: 115 x 137 cm
Sachet de 10 unités
Carton de 10 sachets



SM50002 040016H

90008B2M

Pyjama de Bloc 2 Pieces

Non tissé
Pantalon élastique
Non stérile
Gram.: 30 G/m2
Dimensions:
- Larg. du blouson : 126cm
- Long. du blouson: 71 cm
- Tour du pantalon: 110 cm
- Long. du pantalon: 105 cm
Disponible en : Blanc - Bleu



SM50004

Tablier de Protection en Plastique

Blanc
Dimensions : 1 M x 0.90
Sachet de 100
Carton de 10 sachets



70029-5

Gant 5 Doigts en Plastique

Plastique transparent piqué
Usage unique
non stérile
Taille: L
Sachet de 100 unités
Carton de 100 sachets



70029-2

Doigtiers 2 Doigts en Polyéthylène

Polyéthylène opaque lisse non piqué
Usage unique
Non stérile
Taille: Univ.
Sachet de 100 unités
Carton de 100 sachets



40076EL 40077LS

Calot Chirurgical

Elastique (40076EL)
A Lacets (40077LS)
Non Tissé - Bleu
Sachet de 100
Gram. : 25 G/m2
Dimensions : 65 x 15 cm
Carton de 10 sachets



S500241

Cagoule Chirurgical

Non tissé - Bleu ciel
Sachet de 100
Gram.: 18 G/m2
Carton de 10 sachets



40001/SM50025

Charlotte Infirmière

Blanche - Bleue - Verte
Contour élastique
Non tissé
Sachet de 100
Gram.: 14 G/m2
Carton de 10 sachets



50026

Charlotte Infirmière Strip Accordéon

Blanche - Bleue
A clip et contour élastique
Non tissé
Sachet de 100
Gram.: 12 G/m2
Carton de 20 sachets



31BRS/05BME-L

Masque Bavette 3 Plis

Élastique : Bleu - vert (31BRS)
Lacets : Bleu (05BME-L)
Non tissé
Dimensions : 9 x 18 cm
Boite de 50
Carton de 40 boites



SM50023

Masque Rond Coquille

Élastique - Blanc
Feutre blanc
Boite de 50
Carton de 20 boites



S50029B

Surchaussures Plates

Non tissé - Bleu
Sachet de 100
Gram.: 30 G/m2
Dimensions : 17 x 40 cm
Carton de 10 sachets



040002B

Surchaussures avec Contour

Non tissé - Bleu
Avec contour
Antidérapante
Sachet de 100
Gram.: 30 G/m2
Dimensions : 17 x 40 cm
Carton de 10 sachets



SM500027

Surchaussures en Plastique

Blanche
Dimensions : 40 x 16 cm
Sachet de 100
Carton de 20 sachets



Alèses de Lit Imperméables et Réutilisables

Pharmaouest
PREVENTIX


2520100/2520120

Alèse de Lit Douceur - Sans Rabats



2520105/2520125

Alèse de Lit Douceur - Avec 2 Rabats



Les alèses de lit réutilisables sont composées de trois épaisseurs de tissus à fort pouvoir d'absorption. Elles apportent sécurité et confort au patient.

Dessus : 100% Polyester gratté 75 g/m2
Absorbant : 60% Polyester
40% viscose
Dessous : Vinyle satiné imperméable 200 g/m2
laminé d'un tricot 100% Polyester 85 g/m2
Lavage conseillé à 60°C

Atouts des alèses :
Réutilisable
Imperméable
Lavable 120 fois minimum
Capacité d'absorption : 2 L/m2

Réf.	Dimension	Couleur
2520100	85 x 90 cm	Bleue
2520120	90 x 120 cm	Verte
2520105	85 x 90 cm	Bleue
2520125	90 x 120 cm	Verte

AROK-60X90

Alèse Matelas Jetable Arokleen

Non Tissé jetable - imperméable
Prévention des éruptions cutanées
Grande capacité d'absorption
Paquet de 10
Dimensions de l'alèse: 60 x 90 cm
Dimensions de l'emballage : 28.5 x 20.2 x 9 cm



DB40X50

Drap d'Examen en Papier


Papier blanc à 2 plis
Prédécoupé
Rouleau en papier
Dimensions : 40 M x 50 cm



Arokleen Prima

Couche Adulte

Couche adulte de type change complet pour hommes et femmes
Indice d'absorption: 12h
Paquet de 10



Réf.	Taille	Tour de taille/cm	Dimensions du paquet/cm
DIAP-A-M	Medium	71 x 101	25 x 19.5 x 17.5
DIAP-A-L	Large	101 x 150	28 x 20 x 17.5

*L'ADL distribue le liquide uniformément sur toute la couche afin d'éviter le regroupement de liquide dans une zone et de convertir le liquide en gel.

PARAMOUNT



UFPV-SC

Urinal en Plastique Femme

Sans couvercle
Blanc ou vert
Capacité : 800 ml
Carton de 40 unités



UHPB-SC

Urinal en Plastique Homme

Avec couvercle
Blanc ou vert
Capacité : 1 L
Carton de 50 unités



FS-664B

Urinal en Plastique Mixte

Femme et homme
avec adaptateur féminin
Avec couvercle
Blanc ou vert
Capacité : 1000 ml
Carton de 40 unités



LNDS-03

Bassin de Lit sans Couvercle

Blanc
Avec manchette longue
Capacité de 3 L
Carton de 10 unités



Haricot en Plastique Bleu

Autoclavable

Réf.:	Diamètre
303-P2	20cm
303-P5	25cm



30-338P

Bock à Lavement en Plastique

Avec Couvercle
Complet : Tuyau avec canules
Capacité : 1,5 L
Carton de 60 unités



7051102

Canules pour Bock à Lavement Avec Tuyau

Jeu de 3 canules
Tuyau en Caoutchouc de 1,5 M



Pissettes en Plastique

Bouchon blanc avec col de cygne verseur

Réf.:	Capacité/ml
FV-P100	150
FV-P250	250
FV-P500	500



070-545

Poire Aspiration Nasale

Mouche nez
En Caoutchouc
A 3 têtes



Lames de Bistouri



Lame en acier, à haute teneur en carbone
Stérile O.E
N°: 10 - 11 - 12 - 15 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
Boite de 100
Carton de 10 boîtes



Lames de Bistouri



Lame en acier, à haute teneur en carbone
Stérile O.E
N°: 10 - 11 - 12 - 15 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
Boite de 100
Carton de 50 boîtes



Seringues à Usage Unique

Bouchon blanc avec col de cygne verseur

Réf.:	Désignation
60001-I*1	1 CC
60001DG*2	1 CC
60001-2	2,5 CC
60001-5	5 CC
60001-0	10 CC
6000120	20 CC
60001V5	50CC à vis
60001G5*3	60 ml



*1 : Microfine à Insuline
*2 : G26/29; double graduation
*3 : Gavage de nutrition

Aiguilles à Usage Unique

Boite de 100

Réf.:	Gauge	Couleur	Longueur/mm
6000318	G18	Rose	40
6000319	G19	Beige	40
6000320	G20	Jaune	35
6000321	G21	Vert	40
6000322	G22	Noir	30
6000325	G25	Orange-courte	18
60003-5	G25	Orange-longue	28
6000327	G27	Grise-longue	13
6000374	G27	Grise-courte	4
6000330	G30	Jaune-longue	12,5
6000334	G30	Jaune-courte	4
6000332	G32	Vert	4



600074

G : 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24

Intranule avec Valve

Stérile
Boite de 100 unités



SM60004

Perfuseur Standard



Stérile
Avec filtre
Aiguille G21 verte
Raccord en CC
Tubulure: 1,80 M
Sachet : 25 unités



652BH-R

Perfuseur à Filtre
Raccord en Y



Stérile
Raccord en Y
Avec filtre
Aiguille G21
Tubulure: 1,80 M
Sachet de 25 unités



INF-ST3

Perfuseur avec Robinet
Raccord en Y



Robinet 3 Voies
Raccord en Y
Stérile
Avec filtre
Aiguille G21
Tubulure : 1,80 M
Boite de 40 unités



SM60005

Transfuseur - Filtre et Aiguille

Stérile
Aiguille G18
Sachet de 25 unités



POLY-VS

Poche Colostomie avec Support


2 Pièces
Diamètre de 30 à 75 mm
Vidable avec support et clamp
Boite de 5 unités



POLY-V1

Poche Colostomie


1 Pièce
Diamètre de 20 à 60 mm
Avec clamp
Boite de 12 unités
Sans support



60002

Epicranienne Luer Lock

Stérile avec ailettes
G: 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Boite de 100 unités



80016

PENI FLOW - Etui Pennien
Urodrop

Stérile
Taille : - Small à ø 20MM
- Médium à ø 25MM
- Large à ø 30MM
- XLarge à ø 35MM
Boite de 50 unités



80026-A

70-501C

Bouillote en Caoutchouc

Capacité de 2 L
Avec Housse (80026-A)
Sans Housse (70-501C)



SM80028 - 20cm

70503-6 - 28 cm

Vessie à Glace Ronde en Tissu



80012DB

Poche à Urine Adulte 2L **SUMBOW**

Avec vidoir
Stérile
Sachet de 10 unités



80012

Baby Pack
Poche à Urine Bébé **SUMBOW**

Stérile
Unisex
Capacité de 100 ml
Boite de 100 unités



80001-A

80001-E

Abaisse Langue en Bois

Non stérile
Boite de 100 unités
Dim. Adulte : 150 x 18 x 1.6mm
Dim. Enfant : 120 x 14 x 1.6mm



HPF-1L

Huile de Parafine 1L



VSWK-PT

Vaseline Blanche - 1Kg



Conteneurs en Plastique pour Objets Tranchants

Conteneurs à usage unique pour le transport et le conditionnement de déchets hospitaliers dangereux (déchets à haut risque, objets coupants, perforants ou tranchants)

Caractéristiques :

- Couverture fixe non détachable
- Manche de transport
- Fabriqués en plastique très résistant aux perforations
- Plastique opaque, imperméable et résistant à l'humidité
- Fentes et entailles sur les couvercles facilitant l'extraction des aiguilles
- Empilables pour un stockage réduit et compilé
- Leur destruction par combustion ne génère pas d'émissions toxiques

Doubles Systèmes de fermetures : à glissière - à clapets

- Fermeture temporaire : Les ouvertures peuvent être ouvertes et fermées indéfiniment si pas scellées.
- Fermeture permanente : En faisant pression sur les quatres coins des ouvertures, empêchant toutes fuites accidentelles, les conteneurs sont ainsi scellés de façon définitive jusqu'à leur destruction par combustion.

Réf.:	Capacité/L
026-AR1	1
018-AR3	3
019-AR5	5
025-AR7	7
16-AR10	10



2ème Génération : *Ouverture à doubles systèmes de fermetures à clapet - Couverture fixe non détachable
3ème Génération : *Ouverture à doubles systèmes de fermetures à glissière - Couverture fixe non détachable



Conteneurs de Déchets en Plastique

Matière en Plastique - Grande capacité de contenance - Facile d'utilisation

Principaux avantages :

- Couvercle à clapet
- Poignets de transport
- Plastique opaque, imperméable et résistant aux perforations et à l'humidité
- Nouveau système de fermeture hermétique avec joint spécial en Silicone
- Conteneurs avec des charnières qui facilitent la stabilité du couvercle durant la période d'utilisation.
- Empilables pour un stockage réduit et compilé
- Leur destruction par combustion ne génère pas d'émissions toxiques.

Réf.:	Capacité/L
09-AA30	30
23-AA50	50
541/10-NA-B	60



2370



Sabot Médical Autoclavable pour Bloc Opératoire en CC

Sabot professionnel stérilisables à 135°C, antistatique et antidérapant
 Voûte plantaire anatomique active
 Perforé
 Couleurs disponibles: Blanc - Bleu - Vert
 Pointures : de 37 à 44



2381



Sabot Bois et Cuir Perforé

Sabot professionnel avec bride de maintien, en Cuir
 Semelle intérieure en bois de hêtre
 Perforé et non perforé
 Couleurs disponibles : Blanc - Noir
 Pointures : de 36 à 44



SECTEUR MEDICAL - INDUSTRIE ALIMENTAIRE **Made in Italy**

SABOT MEDICAL CE
 & PROFESSIONNEL

2414W

Sabot Professionnel Eco-cuir

Sabot professionnel , dessous cuir pleine fleur
 - **Double en tissu anti-bactérien**
 - **Semelle anatomique en Polyuréthane souple**
 - Couleur disponible : Blanc
 - Pointures : de 38 à 44




SM-YSA2

SUMBOW

Surlunettes PVC de Protection Type A





Medi**C**ALEX

Medical Equipment

MATERIEL CONSOMMABLE D'ANESTHESIE



Ensemble pour un Médical meilleur
Depuis 1990

SOMMAIRE

Aiguilles Ponction Lombaire	180	Prolongateurs avec clamp	177
Aiguilles Rachi Anesthésie	180	Robinet à 3 voies	177
Ambus de Réanimation	174	Serre tête pour Masque d'Anesthésie	175
Ballons d'Anesthésie	174	Sonde Foley	178
Canules d'Aspiration	177	Sonde Salem	179
Canules de Guedel	173	Sondes d'Aspiration	177
Canules de Trachéotomie	175	Sondes d'Intubation	173
Cupules d'Extraction	179	Sondes Gastriques	179
Cupules pour Ventouse	179	Sondes Trachéales	173
Curettes d'Aspiration	177	Sondes Vésicales	178
Curettes Gynécologiques	177	Sondes Vésicales Béquillées	178
Drains de Kheir	176	Systèmes de Drainage	176
Drains de Redon	176	Valves Ambu / Rubben	174
Drains en T	176		
Drains Thoraciques Armés	176		
Guides Sondes	173		
Insufflateurs manuels	174		
Lamelles de Delbet	176		
Laryngoscopes	171/172		
Masques à Haute Concentration	175		
Masques à Oxygène	175		
Masques à Oxygène avec réservoir	175		
Masques d'Anesthésie	174		
Masques Laryngés	173		



AK-200-41

AK-200-31

22-200-31

Laryngoscope Macintosh / Laryngoscope Miller

- Laryngoscope pour l'intubation trachéale, fourni dans un coffret et constitué de deux parties :
 - Une poignée avec axe de charnière pour garantir une connexion sûre et sécurisée à la lame du laryngoscope
 - Une lame, qui s'insère dans la cavité buccale du patient lors de l'intubation
- * (de type : Macintosh) fournies dans le coffret :

Caractéristiques techniques :

Une poignée en Inox, surface striée antidérapante
 Système de verrouillage par roulement à bille ;
 Poignée du laryngoscope à 2 piles de 2.5V ;
 Ampoule du laryngoscope à lumière LED (blanche) ;
 Lames du laryngoscope autoclavables, fabriquées en Acier Inoxydable AISI 304 ;
 Les lames ainsi que les manches sont conformes à la norme ISO 7376 Standard.



Réf.:AK-200 **MACINTOSH**

Réf.:22-200-31 **MILLER**

N.B.: Les piles DURACELL sont seules recommandées pour nos laryngoscopes.

AK-200-41 4 Lames courbées 'MACINTOSH' N° 1, 2, 3 et 4

AK-200-31 3 Lames courbées 'MACINTOSH' N° 1, 2 et 3

22-200-31 3 Lames courbées 'MILLER' N° 0, 1 et 3



21-200-41

Laryngoscope Fibre Optique à 4 Lames

- Laryngoscope à Fibre Optique pour l'intubation trachéale, fourni dans un coffret et constitué de deux parties :
 - Une poignée avec axe de charnière pour garantir une connexion sûre et sécurisée à la lame du laryngoscope
 - Une lame, qui s'insère dans la cavité buccale du patient lors de l'intubation
- * Lames courbées (de type : Macintosh) fournies dans le coffret : N° 1, 2, 3 et 4

Caractéristiques techniques :

- Une poignée en Inox, surface striée antidérapante
- Système de verrouillage par roulement à bille ;
- Poignée du laryngoscope à 2 piles de 2.5V ;
- Source lumineuse étanche à LED pour un éclairage fiable et optimal ;
- Guide lumineux à fibre optique sur la lame du laryngoscope ;
- Lames du laryngoscope autoclavables, fabriquées en Acier Inoxydable AISI 304 ;
- Les lames ainsi que les manches sont conformes à la norme ISO 7376 Standard.



72105/72110

Lames pour Laryngoscope

MACINTOSH :

Courbées
 Conforme à la norme ISO 7376 Standard
 N°: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

MILLER :

Droites
 Conforme à la norme ISO 7376 Standard
 N°: 00 - 1 - 2 - 3



72105

72110

AK-500-08

Ampoule pour Laryngoscope LED

Ampoule de rechange pour laryngoscope et otoscope
 Lumière blanche - LED



Nécessaire d'Intubation

Sonde d'Intubation Trachéale

Stérile en PVC
Avec ballonnet
CH : 2 à 8



Sonde d'Intubation Trachéale

Embout Bleu
Stérile en PVC
Sans ballonnet
CH : 2 à 5,5
Boite de 10



Sonde d'Intubation Armée

Stérile en PVC
Avec ballonnet
CH : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5
Boite de 10



Guide Sonde d'Intubation Stylet

Stérile
N° : 6 - 10 - 14



Masque Laryngé

Stérile en PVC
N°: 2 - 10ml
3 - 20ml
4 - 30ml
5 - 40ml



Canule de Guedel

Stérile en PVC
Bleue : 00
Noire : 0
Blanche : 1
Verte : 2
Jaune : 3
Rouge : 4
Bleu ciel : 5



70-555

Ambu Réanimateur en Silicone

- Insufflateur Ambu manuel Autoclavable pour adulte
- Kit complet en trousse :
 - Ballon d'Anesthésie en silicone 1600 ml
 - Masque d'Anesthésie en silicone n°4
 - Valve
 - Tuyau
 - Réservoir :
- Nouveau né 250ml
- Enfant 500ml
- Adulte 2600 ml



REA-AMB/REA-RUB

Valves Ambu et Rubben



REA-AMB



REA-RUB

60011 XS-S

60011 M-L-XL

Masque d'Anesthésie en Silicone

Avec crochet
Non stérile
Autoclavable
N° : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5



70560-1

Masque d'Anesthésie en Caoutchouc

Avec crochet
Non stérile
Autoclavable
N° : 1 - 2 - 3 - 4 - 5



70-540

Ballon d'Anesthésie Noir en Caoutchouc

Avec boucelet
Non stérile
Autoclavable

Réf.:	N°/L
70-5400	0,5
70-5401	1
70-5402	2
70-5403	3
70-5404	4
70-5405	5



Masque avec Réservoir de Nébulisation

Stérile
Tube 2M
Réservoir de nébulisation: 6ml
Néo Natal
Enfant
Adulte



Masque à Oxygène avec Réservoir Haute Concentration

Stérile
Tube 2M
Pédiatrique: 600ml
Adulte: 1000ml




600111A-E Masque à Oxygène

Stérile en PVC
Tube 2M
Adulte et enfant



HBS-AMS Serre Tête pour Masque d'Anesthésie

En silicone
Adaptable pour masques d'anesthésie



Canule Trachéotomie

Stérile en PVC
Avec ballonnet
Plastique
N° diamètre Externe :
5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9mm
N° diamètre Interne :
6,7- 8- 8,7-9,3-10-10,7-11,3-12mm




Canule Trachéotomie en Argent

3 Pièces
N°: 4 - 6 - 8 - 9 - 12



80013-0 Système de Drainage HEMOVAC

Système apiratif en Accordéon
A usage unique - Stérile
N° 10 - 600ml
N° 12 - 600ml
N° 14 - 800ml
N° 16 - 800ml
N° 18 - 800ml



58275-8 Drain de Redon

Stérile en PVC
Pérforé sur 14 cm
CH 08 à CH 18
Boîte de 100



6001351 Drain de Kheir

Stérile en Latex
En forme de T
Long.: 44 cm
CH 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
Boite de 10




2201012 Drain Thoracique Armé JOLLY

Stérile
Long avec mandrin
CH 12 à 32



LD25X25 Lamelle de Delbet en PVC

Stérile
Droite
Lamelle en PVC large, douce et flexible
de 250 x 25 mm
pour un placement facile
et un drainage efficace des plaies
Emballage unitaire



Prolongateur avec Clamp

Stérile en PVC

Réf.:	Long./M	Diam./mm
6000915	0,15	1,50
6000950	0,50	2,00
6000910	1,00	1,70
6000916	1,50	1,70
803150C	1,50	2,00
803-200	2,00	2,00



Prolongateur avec Robinet

Stérile en PVC

Robinet à 3 voies
Diamètres: 1M - 1,5M - 2M



60009A3

Robinet à 3 Voies

Stérile



Sonde Aspiration en PVC

Avec ou Sans Valve
Stérile en PVC
CH : 06 à 18



600162B

Canule Aspiration YANKAEUR

Stérile en PVC
Univ.



Curette Aspiration Gynécologique KARMAN

Souple
Stérile
Diamètres : 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12mm



Sonde Foley à 2 Voies Latex

Adulte stérile
CH : 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24

Pédiatrique stérile
CH : 06 - 08 - 10

Boite de 10



Sonde Foley à 2 Voies Silicone

Stérile
Transparente
CH : 06 - 08 - 14 - 16 - 18 - 20



Sonde Vésicale Nelaton Homme 40cm

Droite
Stérile en PVC
CH : 08 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18
Boite de 60




Sonde Vésicale Nelaton Femme Courte -20cm

Droite
Stérile en PVC
CH : 08 - 12 - 14




Sonde Vésicale Béquillée Mercier

Stérile en PVC
Homme - 40cm - CH : 12 - 14
Femme - 20cm Courte - CH : 12



Sonde Gastrique en PVC

Radio Opaque
Stérile en PVC
CH : 06 - 08 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22



Sonde Gastrique en Silicone

Stérile en Silicone
CH : 08 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18



Aiguilles Rachi-Anesthésie avec Introducteur

Long. 90 Mm

Stérile - Boite de 50
G.: 22 - 25 - 26 - 27



601A25P

Aiguilles Rachi-Anesthésie avec Introducteur

Long. 90 Mm - Pointe Crayon

Stérile - Boite de 50
G.: 25



60008

Aiguille Ponction Lombar

Long. 90 Mm

G.: 18 - 19 - 20 - 22 - 25
Stérile
Boite de 50



Sonde Salem de Nutrition à Double Courant

Stérile en PVC
CH : 12 - 14 - 16 - 18 - 20
Boîte de 25



73301-5

Cupule d'Extraction en Silicone

Embout en métal et Silicone
Autoclavable
50 mm - 60 mm - 70 mm




GST-502SV

Cupules pour Ventouse Obstétricale

Inox et Silicone
Jeu de 4
Avec valve
N° 3 - 4 - 5 - 6 cm





MediCALEX

Medical Equipment

MATERIEL
DE
STERILISATION
EN INOX



SOMMAIRE

Bock à Lavement	184
Boite à Coton	184
Boites à Instruments	183
Crachoir en Inox	183
Cupules à Bec	184
Distributeurs des Boites à Gants	184
Haricots en Inox	183
Manches de Bistouri	183
Plateaux à Instruments	183
Portes Pincés	184
Portes Thermomètres	184
Tambours Cylindriques	183



Ensemble pour un Médical meilleur
Depuis 1990

Plateaux à Instruments en Inox

Réf.:	Dimensions/mm
UPL-031	210 x 160 x 25
UPL-032	260 x 200 x 30
UPL-033	310 x 210 x 30
UPL-034	360 x 250 x 33



Haricots en Inox

Réf.:	Dimensions/mm
303-02	207 x 128 x 33
303-03	254 x 141 x 33
303-04	309 x 149 x 59



Tambours Cylindriques en Inox

Fenêtres à bande coulissante amovible
Poignets rabattables
Fermeture à chaînettes
Stainless Steel (18-8)

Réf.:	Diamètre/mm	Hauteur/mm
UPL303A	150	120
UPL303C	150	150
UPL-304	180	180
UPL-307A	220	220
UPL-310	280	240
UPL-311A	290	190
UPL-311	300	150
UPL-312	300	250
UPL-314	350	250
UPL-313A	350	350
UPL-315	380	300
UPL-316	390	290
UPL-316D	390	390



Boites à Instruments en Inox

Réf.:	Dimensions/mm
UPL-212	180 x 80 x 40
UPL-215	200 x 90 x 40
UPL-218	250 x 100 x 50
UPL220A	300 x 125 x 60
UPL220F	300 x 150 x 100
UPL-044	450 x 120 x 70



50140

Manches de Bistouri Métalliques

N° 3 et N°4



Cupules en Inox

Ronde en Acier inoxydable

Réf.:	Diamètre/cm	Capacité/ml
UPL-089	6	70
UPL-091	8	150
UPL-092	10	325
UPL-093	12	475
UPL-094	15	950
UPL-095	18	1425



UPL-351 UPL-352

Distributeurs des Boites à Gants en Inox

Fixation Murale
Single : 250 x 135 x 95 mm
Double : 258 x 262 x 96 mm



30-3081

Boite à Coton en Inox

Avec couvercle
Capacité : 0,5 L
Diamètre : 10 cm



Portes Thermomètre en Inox

30320-2

Dimensions: 33 mm
Hauteur: 8 cm



Portes Pincés en Inox

Réf.:	Dimension/mm	Hauteur/cm
30321-2	55	14
30321-1	55	18




30-338S

Bock à Lavement en Inox

Complet: Tuyau et canules
Capacité : 2L






MediCALEX

Medical Equipment

SOMMAIRE

Articulations Flexibles	188	Modèle de Simulation de l'Accouchement	192
Bassin Modèle de Formation	194	Modèle d'Intubation	198
Bras d'Injection	198	Modèles de Formation Professionnelle	198
Bras pour Sutures	198	Organes du Corps Humain	189/190
Colonne Vertébrale	188	Ossature	187
Coupe Transversale du Bassin	194	Planches Anatomiques	190
Crâne Classique	187	Processus de Développement du Fœtus	193
Mannequin d'Accouchement	193	Squelettes Humains	187
Mannequins Complètes RCR	196	Torses de Réanimation	197
Mannequins de Formation	195	Torses Humains	191
Mannequins de Réanimation	196	Vertèbres Lombaires	196
Mannequins Nouveau-nés	197		
Mannequins Torses de Réanimation	197		
Modèle de Délivrance	192		
Modèle de Dilatation du Col	192		

ANATOMIE
HUMAINE



Ensemble pour un Médical meilleur
Depuis 1990



XC-101A

Squelette Humain en PVC
avec Marquage
Musculature

Réplique grandeur nature du Squelette Humain 1,80 M
Marquage teinté de la musculature
Articulations principales actives + ligaments
Bras et jambes facilement amovibles
Monté sur support à 4 roues



XC-0101

Squelette Humain en PVC

Réplique grandeur nature du Squelette Humain 1,80 M
Articulations principales actives
Bras et jambes facilement amovibles
Monté sur support à 4 roues



XC-0116

XC-0117

Vertèbres Lombaires en PVC

Taille réelle
Sur support



XC-0116 / 2 Pièces



XC-0117 / 3 Pièces

XC-0104

Crâne Classique en PVC


3 pièces - taille réelle
Reproduction minutieuse
Grandeur nature du crâne humain
Démontable et articulé



XC-126A

Colonne Vertébrale avec femurs en PVC

Taille réelle 75 cm
Sur support fixe



Articulations Flexibles avec Ligaments

XC-0110

HANCHE


Reproductions minutieuses des articulations humaines en PVC
Tailles réelles
Sur supports fixes
Illustration de l'abduction, l'antéversion, la rétroversion et la rotation interne et externe
Ligaments artificiels flexibles inclus
Dimensions : 15 x 15 x 30 cm



XC-0109

EPAULE

Reproductions minutieuses des articulations humaines en PVC
Tailles réelles
Sur supports fixes
Permet d'illustrer les phénomènes d'abduction, d'adduction, d'antéversion, de rétroversion et de rotation interne/externe.
Dimensions : 17,5 x 11,5 x 20cm



XC-0111

GENOU

Reproductions minutieuses des articulations humaines en PVC
Tailles réelles
Sur supports fixes
Illustration de l'abduction, l'antéversion la rétroversion et la rotation interne et externe
Ligaments artificiels flexibles inclus
Dimensions : 12 x 12 x 33 cm



XC-0112

COUDE

Reproductions minutieuses des articulations humaines en PVC
Tailles réelles
Sur supports fixes
Illustration de la flexion, l'extension et la rotation interne et externe
Ligaments artificiels flexibles inclus
Dimensions : 17 x 14.5 x 24 cm





Organes Corps Humain

- Reproductions minitueuses des organes humains en PVC
- Sur supports fixes

XC-0313

La Peau - Coupée

Illustration en coupe de la peau humaine et ses structures anatomiques. La structure schématique de la peau est présentée ici agrandie 105 fois; représentations de plusieurs parties en différentes couleurs (Couche cornée, épiderme, derme, follicules pileux, vaisseaux sanguins, nerfs, glandes...)
Poids: 2 kg



XC-0307

Le Cœur

Présentation de manière très détaillée de l'anatomie du cœur humain : les ventricules, les oreillettes, les veines, les artères et l'aorte
Cœur agrandi 4 fois, en 3 pièces
Poids: 2 kg



XC-303A

L'Oreille

Représentation de l'oreille externe, moyenne et interne agrandie 5 fois en 4 pièces amovibles :
le tympan avec le malleus et l'incus, le labyrinthe avec le stapes, la cochlée et le nerf vestibulo-cochléaire.



XC-0316

L'œil

Agrandi 6 fois
En 8 pièces



XC310-2

Le Rein

Ce modèle en 2 pièces agrandi 2 fois présente le rein avec la glande surrénale, les vaisseaux rénaux et surrénaux et la portion supérieure de l'uretère.
La moitié antérieure du rein est amovible et illustre la moelle rénale et le bassin.



XC-0308

Le Cerveau

Cerveau démontable en 8 pièces




Organes Corps Humain

- Reproductions minitueuses des organes humains en PVC
- Sur supports fixes

XC-0320

Larynx - Coeur - Poumons Modèle Complet

Reproductions minutieuses des organes humains en PVC
Sur supports fixes
Illustration en 7 pièces des structures suivantes :
le larynx en 2 parties (amovibles), la trachée avec l'arbre bronchique, le cœur en 2 parties amovibles (artère, ventricules et valves), l'artère et la veine subclavières, la veine cave supérieure, l'aorte, l'artère pulmonaire, l'œsophage, le poumon en 2 parties et le diaphragme.
Dimensions : 36 x 23 x 12 cm
Poids: 2 Kg



Planches Anatomiques en Français

14 Modèles différents

- EPAULE ET COUDE
- PIED ET CHEVILLES
- L'OEIL HUMAIN
- MAIN ET POIGNET
- L'OREILLE HUMAINE
- LES NERFS SPINAUX
- LE SYSTEME RESPIRATOIRE
- LE SYSTEME DIGESTIF
- LE SQUELETTE HUMAIN
- LE LARYNX
- LE COEUR HUMAIN
- L'ARTICULATION DU GENOU
- LA GROSSESSE
- LA COLONNE VERTEBRALE



XC-0201

Torse Humain Homme - 19 Pièces Amovibles

Reproductions des torses humains détaillées en PVC

Organes détachables, colorés et fixables



Tailles réelles

Montés sur socle robuste fixe

Représentation de l'anatomie humaine, torse de 85cm démontable en 19 pièces : tête en 3 parties, 2 poumons, cœur en 2 parties, estomac, foie avec vésicule biliaire, appareil intestinal en 2 parties, moitié antérieure d'un rein, moitié antérieure de la vessie, 7ème vertèbre thoracique amovible et de la tête en 5 parties

Dimensions : 88 x 39 x 28 cm

Poids : 12 Kg



XC-0204

Torse Humain Asexué - 23 Pièces Amovibles

Reproductions des torses humains détaillées en PVC

Organes détachables, colorés et fixables


Tailles réelles

Montés sur socle robuste fixe

Représentation de l'anatomie humaine, torse de 85cm démontable en 23 pièces : tête en 3 parties, estomac en 2 parties, intestins en 4 parties, paroi de la poitrine féminine, 2 moitiés de poumon cœur en 2 parties, foie avec vésicule biliaire, moitié antérieure d'un rein, organes génitaux féminins en 3 parties avec embryon et organes génitaux masculins en 4 parties

Dimensions : 91 x 44 x 33cm

Poids : 12 Kg



XC-449

Modèle de Dilatation du Col et de Délivrance - Jeu De 6

Le modèle montre les différentes étapes de l'accouchement. On distingue 3 grandes étapes dans la progression du travail :

Pendant la première étape du processus, les contractions vont progressivement entraîner l'effacement du col de l'utérus.


Le pré-travail : le col de l'utérus s'ouvre et se dilate jusqu'à 3 ou 4 cm de diamètre

La phase active de l'accouchement commence lorsque le col est dilaté à 3 ou 4 cm et se termine lorsqu'il atteint à 10 cm

La seconde étape du processus représente la sortie du nouveau-né du ventre de la mère.

La troisième étape du processus aboutit à l'extraction du placenta.

Les 6 modèles montrent les différentes phases par lesquelles passe le col, qui forme la base ferme et résistante de l'utérus, depuis le pré-travail jusqu'à l'expulsion du placenta.



Phase du pré-travail

Phase de l'effacement partiel du col

Phase de l'effacement complet du col

Phase de l'apparition de la tête du fœtus

Phase de la sortie du nouveau né

Phase de l'expulsion du placenta

XC-402A

Modèle de Simulation de l'Accouchement

Ce modèle d'accouchement portable avec le nouveau-né à terme et le placenta, est un simulateur d'accouchement qui offre un entraînement idéal au processus de l'accouchement par voie normale.

Il est composé d'un système de manivelle permettant de rendre la tenue de l'exercice plus pratique et réelle. Ce simulateur constitue un entraînement idéal pour la pratique et la maîtrise des accouchements en urgence.

Caractéristiques

Ce modèle permet de s'entraîner sur les pratiques suivantes :

Accouchements normaux ou par le siège

- Manœuvres de Léopold
- Manipulation intra-utérine
- Procidence du cordon
- Placenta prævia
- Massage utérin
- Soins post-partum
- Rotation interne
- Pratique de la manipulation intra-utérine pour la conversion de l'accouchement par le siège ou transversale
- Ventre souple facilitant la palpation ou la manipulation fœtale
- Naissance de positions ROA ou LOP
- Rotation / expulsion
- Col de l'utérus se dilate selon la progression du travail

Activité post-partum


• Pratique du massage utérin

• Episiotomie

Composition

- Placenta
- Cordon ombilical
- Manivelle

Emballage : 1carton 51X28X51 cm 10 KG



XC-F55

Mannequin d'Accouchement Corps Complet avec Nouveau-Né Electrique

Ce mannequin de simulation d'accouchement offre une expérience complète d'accouchement avant, pendant et après l'accouchement.

Les composants du mannequin sont :

- Corps féminin complet articulé, taille réelle
- Voies respiratoires intubables avec soulèvement de la cage thoracique Bras IV pour médicaments/fluides
- Dessus d'estomac amovible
- Pratique de la manœuvre de Léopold
- Bruits cardiaques fœtaux multiples
- Système d'accouchement automatique
- Emplacements multiples du placenta
- Col de l'utérus expansible remplaçable
- Pratique de la suture post-partum sur des inserts vulvaires
- Fœtus articulé avec placenta pour simulation d'accouchement
- Nourrisson avec voies respiratoires intubables et site de cathéter ombilical pour simulation de réanimation
- Nouveau module hémorragie post-partum et palpation

Fourni avec :

- Trois cordons ombilicaux
- Deux clamps ombilicaux
- Deux placentas
- Trois cols de l'utérus expansibles
- Trois vulves pour suture post-partum
- Lubrifiant en silicone
- Manuel d'utilisation en Anglais
- Valise de transport



XC-419A

Bassin Modèle Formation Accouchement avec Nouveau-Né

- Cavité pelvienne avec nouveau né - Taille réelle
- Modèle avec empreintes et tracé autour de l'ouverture pelvienne pour formation aux mouvements à adopter lors de la délivrance avant et après l'expulsion de la tête
- Différentes positions du fœtus lors de la délivrance pour des accouchements normaux et pour les cas compliqués aussi
- Tête du nouveau né en matière souple et lisse avec fontanelles pour démonstration réelle de la délivrance
- Poids : 9 Kg



XC-332B

Coupe Transversale du Bassin Féminin

Le bassin féminin à la 40^{ème} semaine de grossesse avec un fœtus détachable de l'âge de 3 mois.

Le modèle est composé de 4 parties:

Il montre la position normale du bébé avant la naissance, l'organe génital féminin, l'organe reproducteur et le système urinaire humain.





XC401A1/XC401B1

Mannequins Complets de Formation pour Infirmiers Adulte

Modèles pédagogiques - Corps entier en matière plastique articulé & flexible :
 Supports de formation du corps médical et infirmiers aux premiers secours, situations d'urgence et soins standards.
 Mannequins pouvant adopter positions et mouvements divers du corps humain
 Membres inférieurs & supérieurs articulés + Parties du corps détachables + organes internes amovibles
 Mutation possible des organes génitaux homme et femme sur un même modèle
 Tampons d'injection sur bras, cuisses et fessiers
 Dimensions: 99 x 42 x 52cm
 Poids: 18Kg



XC-0409

Mannequin Nouveau-Né Complet pour Formation

Nouveau-né flexible et articulé - Taille réelle
 Matière plastique souple lavable
 Tête, membres supérieurs & inférieurs flexibles & articulés
 Longueur: 52 cm
 Périmètre crânien: 34 cm
 Poids: 1,30 kg
 Reproduction minutieuse du nouveau né pour formation sur tous les gestes cliniques lors de la délivrance, parturition, réanimation, baignade, des soins néonataux ...etc



XC 406-2

XC 406-5

Mannequins Corps Complets RCR

Supports de Formation sur la Réanimation Cardio-Respiratoire avec boîtier guide de contrôle

Style 200 Afficheur numérique : Pression – Pouls- Fréquence - Temps (XC 406-2)
 Style 500 Afficheur Ecran LCD : Pression – Pouls- Fréquence - Temps + Graphe (XC 406-5)

Mannequins en PVC pour démonstration et formation professionnelle
 Supports de formateurs dans le milieu hospitalier, instituts, écoles de médecine et infirmeries.

Le mannequin RCR est un support de démonstration et d'accompagnement à la formation du procédé de la réanimation Cardio-respiratoire de sujets en arrêt, souffrance respiratoire ou cardiaque : Simulation de réanimation du patient en premiers secours (prise pression artérielle, réanimation et respiration bouche à bouche). Processus suivi par témoignage du boîtier guide évaluant le geste pratiqué par résonance vocale jusqu'à retour du patient à l'état normal. Imprimante intégrée au boîtier pour tirage des rapports détaillés des actes pratiqués (Date / Nom/ N° série / Nombres du succès et d'erreurs des tests effectués).

L'Exercice accompli correctement, une musique se déclenche témoignant le succès de l'acte et le retour du battement cardiaque au mannequin avec un pouls régulier.
 Poids: 20 kg



XC-0416

Mannequin de Réanimation RCR Nouveau-Né

Avec boîtier guide de contrôle

Modèle de formation à la norme internationale de RCR
 Modèle de réanimation cardiaque avec compression thoracique manuelle et formation à la respiration artificielle du nouveau né
 Boîtier électronique guide contrôle du geste de réanimation
 Poids : 5 Kg





XC-409A

Mannequin Nouveau-Né Fixe

Reproduction du modèle nouveau né taille réelle en matière plastique rigide & lavable Tête, membres supérieurs & inférieurs ainsi que joints tous ensemble flexibles

Poupée nouveau né modèle d'enseignement clinique des différentes méthodes et pratiques de parturition, d'accouchement, du bain du nouveau né, des soins néonataux ...etc

- Long.: 52 cm - Périmètre crânien : 34 cm
- Poids : 865 Grams.



XC-409G/XC-409B

Mannequin Nouveau-Né de Soins Modèle Avancé

Ce mannequin est une représentation parfaite d'un nouveau-né avec bras et jambes souples et mobiles. Ce mannequin représente une démonstration réelle de la fontanelle, la suture coronaire et pariétale.

Il permet l'entraînement aux méthodes de soins pédiatriques de base et avancées, telles que :

- Prise de bain
- Prise de température par voie rectale
- Introduction du tube gastrique par voie orale
- L'allaitement
- Modèle disponible en sexe féminin
- Emballage : 1 carton 58X37X29 CM



XC-434

Bras d'Injection Intraveineuse avec Potence - PVC

Bras modèle I.T.V pour s'exercer à la technique d'injection dans ses formes: intraveineuse - intramusculaire - sous-cutanée Ce bras modèle illustre:

- la veine sanguine - la veine d'injection - la veine de transfusion liquide
- l'injection musculaire (muscle deltoïde du membre supérieur)
- Poids : approx. 8 Kg



XC-439

Bras pour Sutures - Modèle Avancé - PVC

Bras pour sutures en PVC, avec blessures qui peuvent être suturées à de nombreuses reprises


Démonstration réaliste de sutures - Modèle adapté pour l'exercice d'incision et de sutures
Excellente élasticité et flexibilité de la peau



XC-404A/XC-404B

Mannequins Torses de Réanimation Adulte

- Demi corps: torse + tête sans membres
- Mannequins en PVC pour démonstration et formation professionnelle sur la réanimation par compression thoracique manuelle.
- Dimension : 87x36x25cm
- Poids : 6 Kg
- Livré avec sac de rangement + tapis



Femme

Homme

XC-410A

Modèle de Formation et d'Intubation du Nourrisson

Le modèle montre la structure anatomique de la bouche, du pharynx de la trachée, des poumons et de l'estomac du nourrisson. La dilatation des poumons et de l'estomac est immédiate dès insufflation de l'air par les voies respiratoires du mannequin.

Poids : approx. 12 Kg



XC-407

Modèle de Formation et d'Intubation chez l'Adulte

Modèle pour formation professionnelle dans les hôpitaux et écoles de médecine.

Formation sur l'intubation trachéale chez l'adulte à travers la bouche, avec boîtier électronique guide contrôlé du geste de trachéotomie

Poids : approx. 7 Kg



paramedic ambulance emergency assistance occupation rescue staff stretcher accident

attack driver stethoscope uniform team doctor assisting medicine problem technician service jumpsuit healthcare crisis physician hope care

life vehicle work heart ill profession confident sick professional transport patient action person adult medic

aid trauma car work heart ill profession confident sick professional transport patient action person adult medic

gloves hospital staff help treatment equipment transportation urgent resuscitation acute urgency injury certified victim rescuer support safety

medical health people





www.medicalex.ma

Direction Commerciale

6, Rue de Bruxelles, Avenue 2 Mars Quartier Mers Sultan Sud - 20490
Casablanca - Maroc

 05 22 82 44 15 à 18

 05 22 82 44 19

 commerciale@medicalex.ma

 www.facebook.com/medicalex.ma

 www.instagram.com/medicalexmaroc