

## CATHETER VEINEUX CENTRAL TRIPLE LUMIERE 7FR X 20CM

Réf.: LCVC-T7F20



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

Un cathéter veineux central (CVC) est un tube mince et flexible (cathéter) qu'on met dans une grosse veine au-dessus du cœur. On peut l'insérer dans une veine du cou, du thorax ou du bras. On l'appelle aussi voie veineuse centrale ou voie centrale. Certains cathéters sont munis de 2 ou 3 tubes : on les appelle cathéters à double ou à triple lumière. Cela vous permet de recevoir plus d'un traitement à la fois. Selon le type de cathéter, on peut le laisser en place pendant longtemps.

Le Set Cathéter voie centrale adulte 7FR\*20CM Triple lumière est constitué de :

- Cathéter à trois lumières : 7 Fr/ 20 cm
- Guide de fil à ressort, marqué: 0,035 "- J 50cm
- Une aiguille de ponction 18 G 7cm- Long. 70 mm - Modèle Y
- Dilatateur de tissu: 8 Fr x 10 cm

- Un bistouri No 11
- Pince de cathéter
- Ailette de fixation
- 3 bouchons mâle Luer Lock à membrane,
- 3 clamps,
- 1 seringue 5 ml lueur lock
- 2 Bouchons pour embase
- 1 Aiguille hypodermique à usage unique G22