



## **CATHETER VEINEUX CENTRAL TRIPLE LUMIERE 4.5F X 13CM**

Réf.: LCVC-T4F13



Nous consulterDhs Brut TTC



## **Caractéristiques:**

Un cathéter veineux central (CVC) est un tube mince et flexible (cathéter) qu'on met dans une grosse veine au-dessus du cœur. On peut l'insérer dans une veine du cou, du thorax ou du bras. On l'appelle aussi voie veineuse centrale ou voie centrale. Certains cathéters sont munis de 2 ou 3 tubes : on les appelle cathéters à double ou à triple lumière. Cela vous permet de recevoir plus d'un traitement à la fois. Selon le type de cathéter, on peut le laisser en place pendant longtemps.

Le Set Cathéter voie centrale adulte 4.5FR\*13CM Triple lumière est constitué de :

- Cathéter à trois lumières : 4.5 Fr/ 13 cm

- Guide de fil à ressort, marqué: 0,021 "- J 50cm

- Une aiguille de ponction 20 G - Modèle Y

- Dilatateur de tissu: 6 Fr x 10 cm

- Un bistouri No 11
- Pince de cathéter
- Ailette de fixation
- 3 bouchons mâle Luer Lock à membrane,
- 3 clamps,
- 1 seringue 5 ml lueur lock
- 2 Bouchons pour embase
- 1 Aiguille hypodermique à usage unique G22