

CHAISE DE TRANSFERT ADULTE

Réf.: JX893



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

Chaise de Transfert Multifonctionnelle

- Design ouvert à l'arrière permettant de soulever facilement les personnes du lit, des toilettes, de la table à manger vers la chaise.
- Quatre roues silencieuses et mobiles.
- Avec siège ajustable et Bassin détachable.
- Utilisable à domicile, à l'hôpital, en maison de retraite ou dans les centres de rééducation.
- Structure en EPOXY blanc
- Largeur du siège : 48 cm
- Hauteur du siège : 44-62 cm
- Dimensions totales : 68,5 x 53 x 88-106 cm
- Poids maximal supporté : 100 kg
- Réglage de la hauteur avec dix positions

- Dimensions du carton : L : 710 mm, l : 575 mm, H : 330 mm
- Poids net : 18 kg ; Poids brut : 23 kg
- Petites Roues : 7.5cm ; grandes Roues : 12.5 cm