

## CHARIOT A PANSEMENTS EN ABS 2 ETAGERES

Réf.: SKR-007



**SAIKANG** / Medical

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC

### Caractéristiques:

- Chariot bleu en ABS
- 2 Plateaux avec rebords et manches de guidage en Inox
- Tiroir avec compartiments
- Seau en plastique avec couvercle
- Bassine en inox
- 4 roues en ABS silencieuses, dont 2 à freins
- Dimensions: : 730 x 480 x 900 mm