

CHARIOT D'ANESTHESIE EN ABS

Réf.: SKR054-AT

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- Matière: Plastique ABS solide, résistant et facile à nettoyer
- Plateau supérieur en ABS à rebord en acier inoxydable
- Barrière en Inox
- 1 Tablette-étagère coulissante sous le plateau supérieur
- Panneau supérieur soutenus sur support en acier inoxydable, suspendu à 5 casiers en ABS à couvercles en plastique transparent
- 5 tiroirs étiquetées à compartiments: 2 petits, 2 moyens et 1 grand (selon besoin)
- Fermeture centralisée des casiers à clé
- 2 Poubelles + 1 Panier latéral en plastique + Conteneur de souille
- 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins à système silencieux

- Dimensions : 750 x 475 x 950mm