

## CHARIOT D'ANESTHESIE EN ABS

Réf.: JDFD05



**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

- Matière: Plastique ABS solide, résistant et facile à nettoyer
- Plateau supérieur en ABS à rebord en acier inoxydable
- Barrière en Inox
- 1 Tablette-étagère coulissante sous le plateau supérieur
- Panneau supérieur soutenus sur support en acier inoxydable, suspendu à 5 casiers en ABS à couvercles en plastique transparent
- 5 tiroirs étiquetés à compartiments: 2 petits, 2 moyens et 1 grand (selon besoin)
- Fermeture centralisée des casiers à clé
- 2 Poubelles + 1 Panier latéral en plastique + Conteneur de souille
- 4 roues silencieuses de 10 cm pivotantes, dont 2 avec freins • Dimensions : 620 x 485 x 945mm