

CHARIOT SOINS D'URGENCE ABS - MM

Réf.: SKH-54A

Shanghai
SUMBOW

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- 1 Plateau supérieur en plastique ABS avec rebord en Inox
- 2 Poignées moulées de guidage sur les deux côtés du plateau
- 1 Tablette-étagère coulissante sous le plateau supérieur
- 1 Tablette pivotante à sangle en plastique (porte défibrillateur)
- 5 Tiroirs à compartiments ajustables et fermeture centralisée
 - 2 tiroirs petit calibre pour nécessaire d'intubation,
 - 2 tiroirs moyen calibre pour médicaments
 - 1 grand tiroir pour matériel spécifique: gants, rasoir, masques ...etc.
- 1 Support pour bouteille d'Oxygène en plastique
- 1 Porte déchets contaminés + 2 Poubelles en plastique
- 1 Planche de réanimation cardiaque en ABS
- 1 Tige porte sérum à 4 crochets

- 1 Porte dossier
- Rack multiprises électrique à l'arrière du chariot
- 4 Roues pivotantes, dont 2 avec freins

Dimensions: 750 x 475 x 950 mm