

## CHARIOT SOINS D'URGENCE ABS - GM

Réf.: SKH-54B

Shanghai  
SUMBOW

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

- 1 Plateau supérieur en plastique ABS avec rebord en Inox
- 2 Poignées moulées de guidage sur les deux côtés du plateau
- 1 Tablette-étagère coulissante sous le plateau supérieur
- 1 Tablette pivotante à sangles (porte défibrillateur)
- 5 Tiroirs à compartiments ajustables et fermeture centralisée
  - 2 tiroirs petit calibre pour nécessaire d'intubation,
  - 2 tiroirs moyen calibre pour médicaments
  - 1 grand tiroir pour matériel spécifique: gants, rasoir, masques ...etc.
- 1 Support plastique coulissant à 2 Sangles pour bouteille d'Oxygène
- 1 Porte déchets contaminés + 2 Poubelles en plastique (jaune / vert)
- 1 Planche de réanimation cardiaque en ABS
- 1 Tige porte sérum à 4 crochets
- 1 Porte dossier
- Rack multiprises électrique à l'arrière du chariot

- 4 Roues pivotantes, dont 2 avec freins

Dimensions: 850 x 520 x 980 mm