

CHARIOT A PANSEMENTS INOX - 2 ETAGERES

Réf.: SKH-002

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- • Chariot a pansement en inox
- • Deux plateaux avec rebords
- • Deux tiroirs an inox de dimension: 100x280x350mm
- • Poubelle en plastique
- • Bassine en inox
- • Manches de guidage
- • 4 roues dont 2 avec freins
- • Dimensions (LxLxH) : 670x450x900mm