

## CHARIOT SOINS D'URGENCE ABS

Réf.: JDFD01



**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

- 1 Plateau supérieur en plastique ABS avec rebord en Inox
- 2 Poignées moulées de guidage sur les deux côtés du plateau
- 1 Tablette-étagère coulissante sous le plateau supérieur
- 1 Tablette pivotante à sangle en plastique (porte défibrillateur à 29.5cmx38cm)
- 5 Tiroirs à compartiments ajustables et fermeture centralisée
  - 2 tiroirs petit calibre pour nécessaire d'intubation,
  - 2 tiroirs moyen calibre pour médicaments
  - 1 grand tiroir pour matériel spécifique: gants, rasoir, masques ...etc.
- 1 Support pour bouteille d'Oxygène en plastique
- 1 Porte déchets contaminés + 2 Poubelles en plastique
- 1 Planche de réanimation cardiaque en ABS
- 1 Tige porte sérum à 4 crochets

- 1 Porte dossier
  - Rack multiprises électrique à l'arrière du chariot
  - 4 Roues pivotantes, dont 2 avec freins
- Dimensions: 750 x 480 x 950 mm