

## CHARIOT SOINS D'URGENCE ABS COLORIS

Réf.: SKR-ET850

**SAIKANG** / Medical

**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

Construction en polyéthylène haute densité : antirouille, anticorrosion, antichocs...

- Tiroirs identifiables par couleurs interchangeable,
- Tiroirs montés sur rails télescopiques
- Très maniable grâce aux 4 roues pivotantes dont 2 sont avec freins et 2 avec blocage directionnel.
- Facilité de désinfection et nettoyage grâce aux angles arrondis.
- Dimensions: 850x480x990 mm

### **Composition :**

- 5 Tiroirs

- Tige porte sérum à 4 crochets
- 2 Poubelles à pédale
- 2 panier latérales
- Planche CPR
- Porte bouteille d'oxygène
- Rack multiprise
- Conteneur de souille
- Plateau porte défibrillateur avec sangles