

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE AVEC NÉBULISEUR OXYMÈTRE INTÉGRÉ - 7L/MIN

Réf.: OC-5B



CONTEC™

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 7 L/min
- Concentration O₂ : 93% ± 3%
- Pression O₂ : 20 kPa ~ 50 kPa
- Consommation énergétique : 700 VA
- Alimentation : AC 220V ± 10%, 50 ± 1 Hz
- Niveau sonore : < 60 dB(A)
- Dimensions : 51 x 26 x 53 cm
- Poids NET : 28 kg

Accessoires fournis :

- • Nécessaire pour nébulisation
- • Filtres de rechange
- • Lunette à OX2 Adulte
- • Manuel d'utilisation
- • Câble SPO2