

CONCENTRATEURS D'OXYGENE AVEC NEBULISEUR MOBILE - 3L/MIN Série CAPTIVA

Réf.: 8F--3AW



yuwell

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 3 L/min
- Concentration O² : 93% ± 3 %
- Pression O² : 20 ~ 50 kPa
- Puissance d'entrée : 230 VA
- Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
- Poids NET : 11.8 kg
- Niveau sonore: face avant 42dB(A), toute l'unité 46dB(A)
- Dimensions : 50 x 39 x 24.5 cm

Accessoires fournis :

- - Télécommande
- - Nécessaire pour nébulisation
- - Filtres de rechange
- - Lunette à O2 Adulte
- - Prolongateur d'O2 2M
- - Humidificateur
- - Manuel d'utilisation