

## CONCENTRATEUR D'OXYGENE AVEC NEBULISEUR MOBILE - 5L/MIN Série CAPTIVA

Réf.: 8F--5AW



**yuwell**

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC

### Caractéristiques:

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 5 L/min
- Concentration O<sup>2</sup> : 95.5% ~87%
- Pression O<sup>2</sup> : 40 ~ 70 kPa
- Puissance d'entrée : 400 VA
- Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
- Poids NET : 15.5 kg
- Niveau sonore: face avant 48dB(A), toute l'unité 52dB(A)
- Dimensions : 50 x 39 x 24.5 cm

### **Accessoires fournis :**

- - Télécommande
- - Nécessaire pour nébulisation
- - Filtres de rechange
- - Lunette à O2 Adulte
- - Prolongateur
- - Humidificateur
- - Manuel d'utilisation