

CONCENTRATEUR D'OXYGENE AVEC NEBULISEUR - 10 L/MIN Nouvelle génération

Réf.: 8F-10W



yuwell

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Fonction de nébulisation
- Taux de nébulisation maximum : 0.15mL/min
- Rappel automatique du nettoyage du filtre : 100 heures
- Plage de débit : 1-10L/min
- Concentration d'oxygène : 95,5 %-87 %.
- Pression maximale limitée : 100kPa
- Niveau sonore : 55dB(A)
- Puissance d'entrée : 700VA
- Durée minimale de fonctionnement : 30 minutes