

## CONCENTRATEURS D'OXYGENE AVEC NEBULISEUR - 10 L/MN Série LUNA

Réf.: 7F--10W



**yuwell**

**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC

### Caractéristiques:

- Débit d'Oxygène : 1 ~ 10 L/min
- Concentration O<sup>2</sup> : 95.5% ~ 87%
- Pression O<sup>2</sup> Max : 70 kPa
- Puissance d'entrée : 850 VA
- Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
- Poids NET : 33 kg
- Niveau sonore: < 60 dB(A)
- Dimensions : 44.5 x 37.2 x 68 cm

### **Accessoires fournis :**

- - Nécessaire pour nébulisation
- - Filtres de rechange
- - Lunette à O2 Adulte
- - Prolongateur d'O2 2M
- - Humidificateur
- - Manuel d'utilisation