

CONCENTRATEUR D'OXYGENE PORTABLE SPIRIT 3

Réf.: SPIRIT-3

yuwell

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Débit maximal : 750 ml/min
(Alimentation en oxygène continue équivalente : 3,75L/min)
- Concentration d'oxygène (mesurée après 30 minutes d'échauffement) : >90%.
- Pression de sortie maximale : 150kPa
- Niveau sonore : <55dB
- Durée minimale de fonctionnement : 30 minutes
- Température de fonctionnement : 5°C-40°C
- Altitude : 0 à 5000m