

CONCENTRATEURS D'OXYGENE AVEC NEBULISEUR - 5L/min Série PRIMA

Réf.: 9F-5W



yuwell

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 5 L/min
- Concentration O² : 95.5% ~ 87%
- Pression O² : 20 ~ 50 kPa
- Puissance d'entrée : 400 VA
- Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
- Poids NET : 17.8 kg
- Niveau sonore: ~ 52 dB(A)
- Dimensions : 49 x 24 x 64 cm

Accessoires fournis :

- Nécessaire pour nébulisation
- Filtres de rechange
- Lunette à O2 Adulte
- Prolongateur d'O2 2M
- Humidificateur
- Manuel d'utilisation